



## دستگاه لایه لایه نشانی چرخشی مدل SP1001



لایه نشانی چرخشی<sup>۱</sup> یک روش سریع و آسان برای تولید فیلم های نازک و همگن پلیمری می باشد. در این روش محلول پلیمری در مدت زمان کمی روی زیرلایه های مسطح به طور یکنواخت نشانده می شود

### مراحل لایه نشانی چرخشی

۱- ریختن محلول بر روی زیرلایه: در این مرحله بسته به غلظت محلول، تمام یا قسمتی از زیرلایه با محلول پوشانده می شود. مقدار محلولی که صرف این کار می شود بسیار بیشتر از مقداری است که در پایان بر روی زیرلایه باقی می ماند.

<sup>۱</sup> Spin Coating



۲- شتاب گرفتن صفحه چرخان: در این مرحله، صفحه چرخنده تا سرعت نهایی شتاب

می‌گیرد. برآیند نیروی گریز از مرکز و نیروی ناشی از تغییر سرعت، باعث پخش شدن محلول

روی زیرلایه می‌شوند و لایه‌های بالاتر محلول که نسبت به زیرلایه چسبندگی کمتری دارند، بصورت شعاعی


از سیستم خارج می‌شوند. در این مرحله، مقدار زیادی از محلول خارج می‌شود.

۳- چرخش با سرعت ثابت: در این مرحله، لایه نازک‌تر می‌شود. نیروی گریز از مرکز و نیروی

چسبندگی در این بخش وجود دارند. در این مرحله، لایه بطور تقریبی به ضخامت نهایی می‌رسد.

۴- تبخیر: در این مرحله تبخیر نقش عمده‌ای در تعیین ضخامت دارد. بعلاوه زیاد شدن میزان

چسبندگی، ضخامت فیلم از طریق تبخیر شدن حلال تا زمانی که تمام حلال تبخیر شود، کاهش می‌یابد.



عواملی که در بدست آمدن فیلم همگن و یکنواخت موثر است عبارت اند از:

- سرعت تبخیر حلال
- سرعت چرخش
- زمان چرخش
- غلظت محلول

### عوامل موثر بر ضخامت در روش لایه‌نشانی چرخشی

گزارش‌های زیادی در مورد عوامل مختلف در لایه‌نشانی چرخشی ارائه شده است. همچنین مدل‌های

مختلفی در توجیه نتایج تجربی ارائه شده است. در تمامی این گزارش‌ها غلظت محلول، سرعت لایه‌نشانی و



نوع حلال مهمترین نقش را در تعیین ضخامت نهایی داشته‌اند. گر چه این عوامل در تمام لایه‌نشانی‌ها مشترک است ولی هنوز فرمول جامعی برای محاسبه ضخامت نهایی ارائه نشده است و بسیاری از مدل‌های ارائه شده بر مبنای پارامترهای بسیار متنوعی استوارند که بطور عملی اندازه‌گیری تمامی آن‌ها کار مشکلی است. رابطه غلظت ( $C$ ) و سرعت چرخش ( $\omega$ ) به ضخامت ( $d$ ) بصورت تابع توانی بصورت زیر گزارش شده است.

$$d = AC_n \omega^{-\alpha} \quad (1)$$

در این رابطه  $\alpha$  ثابتی می‌باشد که از روش‌های تجربی تعیین شده است. ثابت  $\alpha$  به پارامترهای مختلفی مانند خواص فیزیکی پلیمرها، حلال‌ها، زیرلایه مورد استفاده، واکنش پلیمر با حلال یا محلول پلیمری با زیرلایه بستگی دارد. بیشتر افرادی که در این زمینه کار می‌کنند، این ثابت را برابر  $0/5$  - در نظر می‌گیرند. علاوه بر لایه‌نشانی چرخشی می‌توان از روش لایه‌نشانی غوطه‌وری هم استفاده نمود. در این روش، زیرلایه به داخل محلول فرو برده می‌شود و سپس تحت شرایط کنترل شده خارج می‌شود. با تبخیر و خشک شدن حلال، لایه مورد نظر روی زیرلایه تشکیل می‌شود. این دو تکنیک معمولاً برای لایه‌نشانی پلیمرها استفاده می‌شود زیرا پلیمرها را نمی‌توان به روش تبخیر حرارتی لایه‌نشانی کرد زیرا در دماهای بالا، پلیمرها به منومر تجزیه می‌شوند و خواص آن‌ها تغییر می‌کند. محدودیت این دو روش این است که برای ایجاد ساختارهای چندلایه حلال‌ها باید به گونه‌ای باشند که لایه قبلی در آن حل نشوند و با توجه به این که اکثر مواد آلی در حلال‌های مشخصی حل می‌شوند و حلال مشترک دارند، محدودیت در ساخت چندلایه‌ای وجود دارد.

### معایب متداول در عملیات لایه‌نشانی چرخشی

۱- وجود حباب روی سطح لایه‌نشانی شده که دلیل آن توزیع ناقص محلول روی زیرلایه است. (شکل ۲-الف)

۲- وجود نقش‌های چرخش روی سطح لایه‌نشانی شده که دلیل آن شتاب خیلی بالا و زمان چرخش کوتاه می‌باشد. (شکل ۲-ب)




۳- نواحی بدون پوشش روی سطح که دلیل آن کمبود محلول یا توزیع نامناسب آن

روی سطح می باشد. (شکل ۲-ج)

۴- ایجاد حفره‌هایی در سطح که دلیل آن حباب‌های هوا، ذرات موجود در محلول و یا ذرات موجود

روی سطح زیرلایه می باشد. (شکل ۱-۶-د)

این ۴ اثر متداول در شکل (۲) نشان داده شده‌اند:



شکل (۲): معایب متداول لایه نشانی چرخشی (به ترتیب از سمت راست)

## مزایا

- نصب و کاربرد آسان
- قابلیت استفاده در سیستم **Glove Box**
- برنامه ریزی آسان
- امکان تنظیم شتاب چرخش
- امکان تنظیم سرعت چرخش لایه نشانی
- ذخیره سازی داده ها
- کم مصرف و کم صدا
- قابل استفاده با پمپ های خلاء ارزان قیمت
- گارانتی یکساله
- ۵ سال خدمات پس از فروش



## مشخصات فنی دستگاه لایه نشانی چرخشی SP1001

بخش کنترل سرعت		
ولتاژ ورودی	۱	۲۲۰ ولت متناوب
حداقل سرعت	۲	۱۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر سرعت	۳	۹۰۰۰ دور بر دقیقه
دقت سرعت	۴	۱۰ دور بر دقیقه
دقت زمان	۵	۵ میلی ثانیه
زمان لایه نشانی	۶	از ۱ تا ۲۰۰ ثانیه
زمان شتاب	۷	از ۱ تا ۱۰۰ ثانیه
ابعاد	۸	۲۵*۲۰*۲۰
نمایشگر	۹	کریستال مایع ۲*۱۶ کاراکتری
جنس بدنه	۱۰	پلکسی گلاس و آهن با رنگ کوره‌ای
موتور	۱۱	جریان مستقیم ۱۲ ولت
وزن دستگاه لایه نشانی	۱۲	۳ کیلوگرم
نگهدارنده نمونه	۱۳	نیروی مکش خلاء
جنس بدنه نگهدارنده موتور	۱۴	تفلون

### نحوه نصب

- ابتدا با احتیاط دستگاه را از جعبه فلزی خارج کنید
- سیم رابط برق را با توجه به جهت آن به دستگاه متصل کنید
- شلنگ را به رابط خلاء در پشت دستگاه متصل و به پمپ خلاء وصل نمایید.
- با استفاده از کلید پشت، دستگاه را روشن کنید تا اطلاعات شرکت بر روی صفحه نمایش ظاهر شود.
- یکی از سه شاسی روی دستگاه را فشار دهید تا بتوانید پارامترهای لایه نشانی را وارد نمایید.



➤ اگر شاسی Enter را فشار دهید دستگاه بر اساس آخرین اطلاعات شروع بکار خواهد نمود.

➤ برای تغییر پارامترها شاسی Up را فشار دهید تا وارد قسمت وردی پارامترهای لایه-نشانی شوید.

➤ با ظاهر شدن نشانه  $CSP^1$  سرعت چرخش نمونه جهت انجام لایه نشانی مرحله اول را بین 1000rpm تا 9000rpm وارد کنید و Enter را فشار دهید.

➤ با ظاهر شدن نشانه  $RT^1$  زمان شتاب گرفتن نمونه تا رسیدن به سرعت انتخاب شده را بین 1 تا 100 ثانیه وارد کنید و Enter را فشار دهید.

➤ با ظاهر شدن نشانه  $CT^1$  زمان لایه نشانی مرحله اول را بین 1 تا 200 ثانیه وارد کنید و Enter را فشار دهید.

➤ با ظاهر شدن نشانه  $CSP^2$  سرعت چرخش نمونه جهت انجام لایه نشانی مرحله دوم را بین 1000rpm تا 9000rpm وارد کنید و Enter را فشار دهید.

➤ با ظاهر شدن نشانه  $RT^2$  زمان شتاب گرفتن نمونه تا رسیدن به سرعت انتخاب شده دوم را بین 1 تا 100 ثانیه وارد کنید و Enter را فشار دهید.

➤ با ظاهر شدن نشانه  $CT^2$  زمان لایه نشانی مرحله دوم را بین 1 تا 200 ثانیه وارد کنید و Enter را فشار دهید.

➤ با فشار شاسی Enter لایه نشانی شروع می‌شود. لازم به ذکر است قبل از انجام لایه-نشانی از متصل بودن دستگاه به پمپ خلاء و روشن بودن آن اطمینان حاصل کنید.

➤ در صورتی که در حین لایه‌نشانی قصد متوقف نمودن آن را دارید شاسی Up را فشار دهید.

➤ پس از انجام لایه نشانی اگر قصد لایه نشانی جدید ندارید. دستگاه را حتما خاموش نمایید.

Coating Speed <sup>۲</sup>  
Rising Time <sup>۳</sup>  
Coating Time <sup>۴</sup>