


## مجموعه آزمایشگاهی آنتن



کاتالوگ دستگاه

## فهرست

۲	مقدمه
۴	۱- مقدمه‌ای در خصوص آنتن‌ها
۶	۲- طراحی و کارکرد مجموعه آزمایشگاهی آنتن
۷	۱-۲- مجموعه فرستنده
۸	۲-۲- مجموعه گیرنده
۸	۳-۲- واسط کاربری و نرم‌افزار
۹	۴-۲- جاذب‌های امواج میکروویو
۱۳	۳- تجهیزات و مدل‌های مجموعه آزمایشگاهی آنتن
۱۳	۱-۳- تجهیزات
۱۴	۲-۳- مدل‌ها

## مقدمه

مجموعه آزمایشگاهی آنتن که به وسیله شرکت رازان پرتو پارس طراحی و تولید گردیده است، در حوزه آموزشی، جهت تجهیز آزمایشگاه آنتن و میکروویو دانشگاه‌ها و در حوزه پژوهشی، جهت اندازه‌گیری متغیرهای طراحی و تست عملی و ارزیابی آنتن‌ها و مولدهای سیگنال میکروویو مورد طراحی در پروژه‌های دانشگاهی و صنعتی، کاربرد دارد. همچنین به عنوان یک مشخصه متمایزکننده، در این مجموعه تلاش شده است اصول طراحی آنتن با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی این حوزه آموزش داده شود. برای دستیابی به این هدف، آنتن‌های میکرواستریپ انتخاب گردیده‌اند، زیرا: (۱) آنتن‌های مسطح<sup>۱</sup>، آنتن‌های ساده‌ای هستند؛ (۲) امکانات ساخت آنها در دسترس است؛ و (۳) این آنتن‌ها کاربردهای فراوانی دارند.

جهت دستیابی به اهداف آموزشی، آزمایش‌هایی به شرح زیر برای این مجموعه تدوین گردیده است:

- آنتن‌های روزنه‌ای:

- بررسی الگوی تابشی آنتن شیپوری بزرگ در صفحه E؛
- بررسی ضریب تلف پلاریزاسیون آنتن شیپوری بزرگ؛
- بررسی اثر صفحه پلاریزر؛
- بررسی الگوی تابشی آنتن شیپوری بزرگ در صفحه H؛
- بررسی الگوی تابشی آنتن شیپوری کوچک در صفحه H؛
- بررسی الگوی تابشی آنتن شیپوری کوچک در صفحه E؛
- بررسی الگوی تابشی آنتن موجبری با انتهای باز (در صفحات E و H)؛

- آنتن‌های آرایه‌ای:

- اندازه‌گیری الگوی تشعشعی صفحه H آرایه آنتن‌های شکافی (آرایه خطی)؛
- اندازه‌گیری الگوی تشعشعی صفحه E آرایه آنتن‌های شکافی (آرایه خطی)؛
- بررسی رفتار لوب گریتینگ؛
- بررسی رفتار اسکن الگوی تشعشعی آرایه آنتنی با تغییر فرکانس؛
- بررسی آنتن میکرواستریپ (آرایه صفحه‌ای)؛

- آنتن هلیکس:

- اندازه‌گیری الگوی تشعشعی آنتن هلیکس با پلاریزاسیون یکسان آنتن‌های فرستنده و گیرنده؛
- بررسی تأثیر انعکاس روی الگوی تشعشعی آنتن هلیکس؛

<sup>1</sup> Planar Antenna


- اندازه گیری الگوی تشعشی آنتن هلیکس با پلاریزاسیون مخالف آنتن‌های فرستنده و گیرنده؛
- تأثیر انعکاس روی الگوی جهتی آنتن هلیکس در آنتن‌های فرستنده و گیرنده دارای پلاریزاسیون مخالف؛
- تأثیر صفحه پلاریزر روی الگوی جهتی آنتن هلیکال؛
- اندازه گیری نوع پلاریزاسیون موج تشعشی آنتن فرستنده در محل ماکزیمم لب اصلی الگوی جهتی.
- آنتن‌های میکرواستریپ:
  - اندازه گیری الگوی تشعشی آنتن میکرواستریپ تک؛
  - بررسی اثر تغییر زیرلایه روی آنتن میکرواستریپ تک؛
  - اندازه گیری الگوی تشعشی آنتن میکرواستریپ دو طبقه؛
  - اندازه گیری الگوی تشعشی آنتن میکرواستریپ با توزیع روزنه‌ای؛
  - اندازه گیری الگوی تشعشی آنتن میکرواستریپ تک با پلاریزاسیون دایروی-روش ۱؛
  - اندازه گیری الگوی تشعشی آنتن میکرواستریپ تک با پلاریزاسیون دایروی-روش ۲؛
  - اندازه گیری الگوی تشعشی آنتن میکرواستریپ آرایه خطی ۱\*۴؛
  - اندازه گیری الگوی تشعشی آنتن میکرواستریپ آرایه خطی ۲\*۲.

در این راهنما، به معرفی مجموعه آزمایشگاهی آنتن پرداخته می‌شود.

در ضمن، نحوه کارکرد دستگاه و نمونه‌ای از آزمایش‌های تعریف شده برای این مجموعه، در فایل راهنمای کاربری؛ و همچنین اطلاعات فنی قطعات در فایل مشخصات فنی، قابل دسترسی است.

## ۱- مقدمه‌ای در خصوص آنتن‌ها

آنتن وسیله‌ای است که از آن جهت انتشار و دریافت امواج الکترومغناطیسی استفاده می‌شود. آنتن در یک سیستم مخابراتی نقش مبدل امواج هدایت شده به امواج انتشاری در فضای آزاد را دارد. آنتن در نقش فرستندگی، وظیفه انتشار انرژی هدایت شده توسط خط انتقال در فضای آزاد و در نقش گیرندگی، وظیفه دریافت امواج انتشاری در فضای آزاد و انتقال آن به خطوط انتقال را دارد. شکل ۱، نمایشی از آنتن در نقش مبدل امواج هدایت شده به امواج انتشاری در فضای آزاد را نشان می‌دهد.



- دو پارامتر مهم در اندازه گیری های مربوط به آنتن، تطبیق امپدانس<sup>۲</sup> و الگوی تشعشعی<sup>۳</sup> آنتن است؛ به این شکل که:
- برای اینکه آنتن بتواند حداکثر توان هدایت شده درون خط انتقال را در فضای آزاد انتشار دهد، باید با خط انتقال تطبیق داده شود.
  - بسته به نوع کاربرد، آنتن ها باید رفتار تشعشعی متناسب با آن کاربرد را داشته باشند. برای مثال، آنتن های جهت دار، دارای الگوی تشعشعی جهتی هستند و انرژی الکترومغناطیسی را در سمت خاصی از فضا، بسته به شکل الگوی تشعشعی خود، منتشر یا دریافت می کنند.

علاوه بر این، آنتن ها بسته به کاربرد و طول موج کاریشان، دارای شکل های مختلفی هستند. برای مثال آنتن ها می توانند به صورت سیمی، مثل آنتن های دایپل<sup>۴</sup>، مونوپل<sup>۵</sup> و هلیکس<sup>۶</sup>، باشند. همچنین آنتن ها می توانند از نوع روزنه ای، مثل آنتن شیپوری<sup>۷</sup> و آنتن شکافی<sup>۸</sup>، باشند. آنتن های آرایه ای<sup>۹</sup> نیز از تعدادی اجزاء کوپل شده تشکیل شده اند. از مجموعه آنتن های دیگر نیز می توان به آنتن های رفلکتوری، آنتن های دی الکتریک و آنتن های مایکرواستریپ، اشاره نمود.

در کارکرد آموزشی مجموعه آزمایشگاهی آنتن، آزمایش های مختلفی جهت آشنایی با برخی از انواع این آنتن ها تعریف گردیده است.

---

<sup>۲</sup> Impedance Matching

<sup>۳</sup> Radiation Pattern

<sup>۴</sup> Dipole Antenna

<sup>۵</sup> Monopole Antenna

<sup>۶</sup> Helix Antenna

<sup>۷</sup> Horn Antenna

<sup>۸</sup> Slot Antenna

<sup>۹</sup> Array Antenna

## ۲- طراحی و کارکرد مجموعه آزمایشگاهی آنتن


مجموعه آزمایشگاهی آنتن در حوزه آموزشی، جهت تجهیز آزمایشگاه آنتن و میکروویو دانشگاه‌ها و در حوزه پژوهشی، جهت اندازه‌گیری متغیرهای طراحی و تست عملی و ارزیابی آنتن‌ها، مولدهای سیگنال میکروویو، فیلترها و تقویت‌کننده‌های مورد طراحی در پروژه‌های دانشگاهی و صنعتی، کاربرد دارد.

همچنین به‌عنوان یک مشخصه متمایزکننده، در این مجموعه تلاش شده‌است اصول طراحی آنتن با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی این حوزه (شامل نرم‌افزارهای HFSS، ADK و PCAAD) آموزش داده‌شود. برای دستیابی به این هدف، آنتن‌های میکرواستریپ انتخاب گردیده‌اند، زیرا: (۱) آنتن‌های مسطح، آنتن‌های ساده‌ای هستند؛ (۲) امکانات ساخت آنها در دسترس است؛ و (۳) کاربردهای فراوانی دارند.

در اغلب سیستم‌های آموزشی و پژوهشی مرسوم حوزه آنتن، با توجه به محدودیت فضای آزمایشگاهی، اغلب تنها امکان اندازه‌گیری ویژگی‌های آنتن‌ها در میدان نزدیک وجود دارد.

در مجموعه آزمایشگاهی آنتن محصول شرکت رازان پرتو پارس، با توجه به استفاده از فرکانس  $9.6\text{GHz}$ ، که معادل طول موج  $\lambda_0 = 32\text{mm}$  در فضای آزاد است، می‌توان در فاصله‌ای حدود دو متر<sup>۱</sup>، اقدام به اندازه‌گیری پارامترهای میدان دور آنتن نمود.

بخش‌های اصلی مجموعه آزمایشگاهی آنتن در یک چیدمان کلی، در شکل ۲ مشاهده می‌شود.



<sup>۱</sup> البته کل فضای مورد نیاز جهت چیدمان مجموعه، حدود چهار متر می‌باشد.

همانطور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، در یک تقسیم بندی کلی، مجموعه آزمایشگاهی آنتن به چهار زیر سامانه به شرح زیر، قابل تفکیک است:

۱. مجموعه فرستنده؛
۲. مجموعه گیرنده؛
۳. واسط کاربری و نرم افزار؛
۴. جاذب‌های امواج میکروویو.

در ادامه این بخش به ترتیب در خصوص هر یک از این بخش‌ها توضیحاتی ارائه می‌شود.

## ۲-۱ - مجموعه فرستنده

برای تست آنتن‌ها لازم است آنها را با یک سیگنال RF در باند فرکانسی مورد نظر تغذیه نمود. برای این منظور در مجموعه آزمایشگاهی آنتن از یک مولد سیگنال میکروویو که یک نوسان‌ساز با کنترل ولتاژ (VCO)<sup>۱۱</sup> در محدوده فرکانسی باند X و با فرکانس مرکزی  $9.6^{GHz}$  است، استفاده شده است.

سیگنال خروجی VCO از درون یک سوئیچ SPDT<sup>۱۲</sup> برای اعمال مدولاسیون دامنه عبور می‌کند. سیگنال مدوله شده پس از عبور از موجبر، وارد آنتن شیپوری فرستنده می‌شود و توان میکروویو را به صورت جهت‌دار به سمت آنتن گیرنده ارسال می‌کند.

در خصوص مولد سیگنال میکروویو مجموعه اشاره می‌شود که:

- انجام مدولاسیون دامنه جهت کاهش سطح نویز دریافتی در محل آشکارساز صورت می‌گیرد. با استفاده از تکنیک‌هایی مثل تقویت‌کننده قفل‌شده<sup>۱۳</sup> می‌توان سطح نویز در محل گیرنده را به شدت کاهش داد. علاوه بر این، سفت‌افزار<sup>۱۴</sup> تهیه شده برای میکروکنترلر سیستم، تنها با دریافت پالس‌های  $1^{kHz}$  می‌تواند عمل آشکارسازی سیگنال را انجام دهد.
- لزومی به استفاده از ایزولاتور در طرح شامل SPDT وجود ندارد زیرا در این طرح، شرایط تطبیق همواره برقرار خواهد بود.

<sup>11</sup> Voltage-Controlled Oscillator (VCO)

<sup>12</sup> Single Pole-Double Throw (SPDT)

<sup>13</sup> Lock-in Amplifier

<sup>14</sup> Framework



اطلاعات کامل تر در مورد مولد سیگنال مایکروویو و نحوه استفاده از آن، در فایل مشخصات فنی ارائه شده است.

مجموعه فرستنده در شکل ۲ با شماره ۱ مشخص شده است.

## ۲-۲- مجموعه گیرنده

این بخش که در پایه چرخان تعبیه شده است، عهده دار تشخیص و آشکارسازی میدان آنتن تحت آزمون بوده و در حکم قلب دستگاه می باشد. این بخش در شکل ۲ با شماره ۲ مشخص شده است و شامل چند زیر سامانه به شرح زیر می باشد:

- بخش آشکارساز: این بخش شامل آشکارساز، دمدولاتور و مدارهای تقویت کننده الکترونیکی آنالوگ می باشد. میدان فضایی آنتن به وسیله این زیر سیستم آشکار شده و مقدار عددی آن به صورت یک مقدار ولتاژ آنالوگ به زیر سامانه کنترل ارسال می شود.
- سیستم کنترل حرکت: جهت آشکارسازی الگوی میدان آنتن، لازم است مقدار این میدان در کل  $360^\circ$  اندازه گیری شود. بدین منظور، بخش آشکارساز بر روی پایه ای متصل به یک موتور الکتریکی نصب شده است و با سرعت کنترل شده و یکنواخت شروع به حرکت نموده و کل  $360^\circ$  را جاروب می کند. سیستم کنترل حرکت عهده دار این مهم است که متشکل از موتور، اینکودر، مدار الکترونیکی درایو و یک کنترلر حلقه بسته، می باشد.
- کنترلر مرکزی: وظیفه کنترل کل سیستم و ارتباط با رایانه برعهده کنترلر مرکزی است. این بخش، خروجی بخش آشکارساز را دریافت کرده و با اطلاعات مکانی خروجی از بخش کنترل حرکت تلفیق نموده و اطلاعات را به رایانه ارسال می کند.
- سیستم مکانیکی: این بخش شامل موتور، گیربکس، پولی ها، بلبرینگ ها و اتصالات مکانیکی دقیق بوده که سیستم را قادر می سازد حرکت دورانی با رزولوشن مکانی بالا داشته باشد.

اطلاعات کامل تر در مورد پایه چرخان و نحوه استفاده از آن، در فایل مشخصات فنی ارائه شده است.

## ۲-۳- واسط کاربری و نرم افزار

سرعت در اندازه گیری الگوی تشعشی آنتن از نیازهای یک آزمایشگاه آنتن است و به کاربر این امکان را می دهد که اثر تغییرات عوامل محیطی، مانند میله های نگهدارنده فلزی و حضور سایر آنتن ها در کنار آنتن تحت آزمون را روی رفتار آن، مورد بررسی قرار دهد.

برای دستیابی به سرعت مناسب در اندازه گیری الگوی تشعشی آنتن، نرم افزار و سخت افزار اندازه گیری باید با یکدیگر هماهنگ باشند. دستیابی به این هماهنگی در مجموعه آزمایشگاهی آنتن، با استفاده از کنترل رایانه ای مجموعه و به وسیله نرم افزار CASSY Lab امکان پذیر گردیده است.

به این صورت که نرم افزار CASSY Lab روی یک رایانه شخصی یا لپ تاپ نصب شده و از طریق پورت USB یا RS232 با پایه چرخان تبادل اطلاعات می کند. در این فرآیند:

۱. اطلاعات زاویه ای پایه چرخان و شدت سیگنال دریافت شده توسط آنتن تحت آزمون به رایانه ارسال می شود و پس

از پردازش، اطلاعات اندازه گیری به شکل گرافیکی در نرم افزار CASSY Lab ارائه می شود؛

۲. کنترل کامل حرکات پایه چرخان (مواردی از جمله سرعت چرخش، جهت حرکت و محدوده زاویه ای جاروب شده) با استفاده از نرم افزار CASSY Lab به وسیله کاربر انجام می شود.

ارتباط با رایانه در شکل ۲ با شماره ۳ مشخص شده است.

همچنین نحوه کار با نرم افزار CASSY Lab در فایل مشخصات فنی ارائه شده است.


## ۲-۴- جاذب های امواج میکروویو

جهت رسم صحیح و دقیق الگوی آنتن، لازم است تنها میدان مستقیم آنتن آشکار شود و سایر امواج و بازتاب های محیطی که سبب تخریب رفتار الگوی تشعشی آنتن می شوند، حذف گردند. به این منظور، در حالت ایده آل، باید آنتن را در فضای نامتناهی و بدون هرگونه هادی الکتریکی تست کرد که در عمل مقدور نیست؛ اما می توان تا حد ممکن بازتابش سیگنال های مزاحم (که برای مثال از سطح دیوارهای آزمایشگاه رخ می دهند) را حذف نمود.

برای این منظور از یک سری صفحات جاذب امواج میکروویو استفاده می شود (نمونه ای از این صفحات جاذب در شکل ۳ مشاهده می شود). شکل هرمی این جاذب ها برای برقراری تطبیق بین امپدانس فضای آزاد و امپدانس جاذب های الکترومغناطیسی است. ضخیم شدن تدریجی جاذب ها سبب می شود امواج فرکانس بالا به صورت تدریجی وارد محیط جاذب امواج میکروویو شوند و در نتیجه حداقل انعکاس موج از سطح جاذب ها رخ دهد.



روش مناسب استفاده از این جاذب‌ها، ساخت اتاق آنتن است. در اتاق‌های آنتن با چیدمان مناسب جاذب‌های امواج میکروویو، اثرات انعکاس‌های مزاحم در محدوده اتاق به حداقل رسانده می‌شود. دو نمونه از آرایش‌های مرسوم اتاق آنتن، در شکل ۴ مشاهده می‌شود.



شکل ۴ (الف) یک اتاق آنتن مخروطی را نشان می‌دهد. این نوع آرایش جاذب‌های امواج میکروویو سبب می‌شود که اثر انعکاس‌های مزاحم از جداره‌های جانبی به حداقل برسد. اگر آنتن فرستنده در محل مناسبی قرار گیرد، بازتابش‌های اندکی که از جاذب‌های کناری آنتن فرستنده رخ می‌دهند اثر کمی در تخریب توزیع میدان الکتریکی در محل آنتن تحت آزمون خواهند داشت.

در چیدمان شکل ۴ (ب) یک اتاق آنتن مستطیلی مشاهده می شود. در این شکل بازتابش های مزاحم از دیواره های کناری و پشتی اتاق رخ می دهد و با انتخاب جاذب های مناسب می توان اثر این بازتابش های مزاحم را حداقل کرد. حضور انعکاس های مزاحم سبب ایجاد ریبیل در توزیع میدان الکتریکی در محل آنتن تحت آزمون می شود. توزیع میدان در این ناحیه تا حد ممکن باید به موج صفحه ای میل کند.

از آنجا که اتاق آنتن تجهیزاتی پر هزینه است، در مجموعه آزمایشگاهی آنتن شرکت راژان پرتو پارس، چهار جاذب امواج میکروویو در نظر گرفته شده است که در آرایش صحیح، می توانند انعکاس های مزاحم را به میزان خوبی کاهش دهند. با این تمهید، امکان دستیابی به نتایج تکرارپذیر در اندازه گیری پارامترهای آنتن در یک آزمایشگاه معمولی و بدون نیاز به اتاق آنتن، ایجاد گردیده است.

این بخش در شکل ۲ با شماره ۴ مشخص شده است.

اطلاعات کامل تر در مورد جاذب های امواج میکروویو و نحوه استفاده از آنها، در فایل مشخصات فنی ارائه شده است.

### ۳- تجهیزات و مدل های مجموعه آزمایشگاهی آنتن

در این بخش، تجهیزات موجود در مجموعه آزمایشگاهی آنتن و همچنین مدل های این مجموعه معرفی می شوند.

#### ۳-۱- تجهیزات

تجهیزات موجود در مجموعه آزمایشگاهی آنتن به قرار جدول ۱ می باشد.

جدول ۱: لیست قطعات مدل های مورد عرضه مجموعه آزمایشگاهی آنتن

ردیف	نام قطعه		کد قطعه
۱	پایه چرخان		۱۱۰۰
۲	مولد سیگنال مایکروویو		۱۲۰۰
۳	جاذب های امواج مایکروویو		۱۳۰۰
۴	آنتن شیپوری	بزرگ	۱۴۱۱
۵		کوچک	۱۴۱۲
۶	آنتن هلیکال	راستگرد	۱۴۲۱
۷		چپگرد	۱۴۲۲
۸	آنتن مایکرواستریپ	تک	۱۴۳۱
۹		تک FR4 0.5 <sup>mm</sup>	۱۴۳۲
۱۰		تک FR4 0.8 <sup>mm</sup>	۱۴۳۳
۱۱		دو طبقه	۱۴۳۴
۱۲		تک با پلاریزاسیون دایروی (روش ۱)	۱۴۳۵
۱۳		تک با پلاریزاسیون دایروی (روش ۲)	۱۴۳۶
۱۴		آرایه خطی ۴*۱	۱۴۳۷
۱۵		آرایه ۲*۲	۱۴۳۸
۱۶		با تزویج روزنه ای	۱۴۳۹
۱۷		آنتن شکافی	
۱۸	موجبر ۲۰۰ <sup>mm</sup>		۱۵۱۰
۱۹	بار تطبیق موجبری		۱۵۲۰

ردیف	نام قطعه		کد قطعه
۲۰	ترانسفورمر سه پیچ		۱۵۳۰
۲۱	مبدل کواکسیال به موجبری		۱۶۱۰
۲۲	آشکارساز کواکسیالی		۱۶۲۰
۲۳	کابل فرکانس بالا N-Type		۱۶۳۱
۲۴	کابل فرکانس پایین BNC		۱۶۳۲
۲۵	کابل USB		۱۶۳۳
۲۶	کابل تغذیه		۱۶۳۴
۲۷	صفحه پلاریزر		۱۷۱۰
۲۸	روزنه موج	بزرگ	۱۷۲۱
۲۹		کوچک	۱۷۲۲
۳۰	پایه نگهدارنده		۱۸۱۰
۳۱	میله فلزی در ابعاد مختلف		۱۸۲۱
۳۲	میله فلزی اتصال کوتاه		۱۸۲۲
۳۳	گیره نگهدارنده موجبر		۱۸۳۰
۳۴	فویل آلومینیومی چسب دار		۱۹۱۰
۳۵	متر فلزی		۱۹۲۰
۳۶	پیچ و مهره		۱۹۳۰
۳۷	کیف مجموعه		۱۹۴۰

اطلاعات کامل تر قطعات و نحوه استفاده از آنها، در فایل مشخصات فنی ارائه شده است.

### ۳-۲- مدل ها

مجموعه آزمایشگاهی آنتن در دو مدل زیر عرضه می گردد:

- مدل Ragan Antenna Lab, P.N.101: این مدل دارای تمام تجهیزات و ادوات مورد نیاز برای کاربردهای آموزشی و پژوهشی مورد نظر برای یک گروه آزمایشگاهی است.
- مدل Ragan Antenna Lab, P.N.201: این مدل، با افزایش تعداد قطعات در مدل Ragan Antenna Lab, P.N.101 با این هدف طراحی شده است که امکان استفاده همزمان دو گروه مجزا از مجموعه آزمایشگاهی آنتن با هزینه ای کمتر از خریداری دو مجموعه کامل از مدل Ragan Antenna Lab, P.N.101، ایجاد شود.

لیست قطعات هر دو مدل: (۱) Ragan Antenna Lab, P.N.101؛ و (۲) Ragan Antenna Lab, P.N.201، در جدول ۲ مشاهده می شود.

جدول ۲: لیست قطعات مدل های مورد عرضه مجموعه آزمایشگاهی آنتن

ردیف	نام قطعه	تعداد قطعه در هر مدل	
		Ragan Antenna Lab, P.N.201	Ragan Antenna Lab, P.N.101
۱	پایه چرخان	۲	۱
۲	مولد سیگنال میکروویو	۲	۱
۳	جاذب های امواج میکروویو	۸	۴
۴	آنتن شیپوری بزرگ	۳	۲
۵	آنتن شیپوری کوچک	۱	
۶	آنتن هلیکال	۳	
۷	آنتن مایکرواستریپ	۹	
۸	آنتن شکافی	۱	
۹	موجبر ۲۰.۰mm	۲	
۱۰	بار تطبیق موجبری	۱	
۱۱	ترانسفورمر سه پیچ	۱	
۱۲	مبدل کواکسیال به موجبری	۳	۲
۱۳	آشکارساز کواکسیالی	۲	۱
۱۴	صفحه پلارایزر	۱	
۱۵	روزنه موج بزرگ	۱	
۱۶	روزنه موج کوچک	۹	
۱۷	پایه نگهدارنده	۶	۴
۱۸	میله فلزی	۲۲	۱۲
۱۹	گیره نگهدارنده	۶	
۲۰	کابل فرکانس بالا N-Type	۲	۱
۲۱	کابل فرکانس پایین BNC	۲	۱
۲۲	کابل USB	۲	۱



تعداد قطعه در هر مدل		نام قطعه	ردیف
Ragan Antenna Lab, P.N.201	Ragan Antenna Lab, P.N.101		
۴	۲	کابل تغذیه	۲۳
۲۰ برش		فویل آلومینیومی چسب دار	۲۴
۱		متر فلزی	۲۵
۲	۱	کیف مجموعه	۲۶