

TA Cloning Vector (کیت کلونینگ)

شماره کاتالوگ (BP-153)

مقادیر و غلظت	Component	محتویات و اجزای کیت
30 ng/μl 50 μl	Vector PTZ	وکتور PTZ خطی باز با انتهای 3' overhang Thymine به طول ۲۸۸۶ bp
5 IU/ μl 30 μl	T4 DNA ligase	آنزیم متصل کننده
200 μl	5X ligation Buffer	بافر برای واکنش لیگیشن
60 μl	Control Fragment	محصول PCR
60 μl	Control 1	پلاسمید حلقوی سوپرکویل حلقوی دست نخورده
20 ng/ μl 30 μl	Control 2	پلاسمید حلقوی سوپرکویل حلقوی با طول 4000 bp
50ml	BP-Medium	محیط LB سوپلمنت با آمپی سیلین
15 ml	BP-solution	محلول باز کننده دیواره باکتری

مشخصات فنی:

این کیت جهت کلونینگ محصولات PCR با انتهای 3' - dA overhang می باشد. این کیت دارای وکتور PTZ57 R/T که در هنگام ترانسفورم شدن در سلول های مستعد^۱ نظیر سویه های DH5a و XL1 Blue به تعداد زیادی از پلاسمید های نوترکیب وارد سلول باکتری می شود و جزء وکتورهای Number Plasmid High-Copy محسوب می گردد و و به تعداد 300-700 کپی از این پلاسمید می تواند در یک سلول باکتری قرار بگیرد. میزان غلظت بالای از توالی هدف کلون شده را فراهم آورد. در این سیستم بعد از قراردادن محصول PCR به مدت ۲۰-۳۰ دقیقه در حضور آنزیم Taq Polymerase به دو انتهای 5' از یک رشته و به انتهای 3' از رشته مکمل آن باز آدین اضافه می شود. از طرفی به دلیل اینکه در دو سر پلاسمید خطی باز تیمین قرار دارد بنابراین در طی فرایند کلونینگ محصول PCR با مکمل خود در پلاسمید خطی پیوند یافته که در نهایت توسط آنزیم لیگاز دو انتهای پلاسمید با دو انتهای محصول PCR وصل می گردد. در این حالت یک پلاسمید نوترکیب حلقوی سوپرکویل تشکیل می شود. جهت استفاده کارآمد در فرایند کلونینگ و انتقال پلاسمید نوترکیب به باکتری اشرشیاکولی مستعد این کیت با کیت BPAid™ Bacterial

¹ -Competent Cell

transformation kit ادغام گردید. بر اساس این پروتکل الحاق محصول PCR به داخل پلاسمید ۲ و آماده سازی سلول های کامپنتت به صورت موازی پیش می رود.

موارد استفاده:

- ۱- انجام کلونینگ و بدست آوردن تعداد کپی های یکسان از توالی موردنظر
- ۲- گردآوری کتابخانه DNA
- ۳- انجام تست های تشخیصی
- ۴- حفظ توالی میکروارگانیسم های کمیاب جهت نگهداری در بانک ژنومی

تعداد واکنش های قابل انجام:

- ۵- این کیت برای انجام ۳۰ بار انجام کلونینگ کافی است.

پروتکل انجام آزمایش:

الف مواد و تجهیزات لازم:

- ۶- باکس حاوی یخ
- ۷- میکروسانتریفیوژیفیوژ یخچال دار با حداکثر دور 14000 RPM
- ۸- سمپلر های اپندروف 10 و 100
- ۹- سر سمپلر های فیلتر دار مخصوص سمپلر 100 و 10
- ۱۰- لوله های فالكون 15 mL استریل
- ۱۱- آنتی بیوتیک آمپی سیلین با غلظت استوک 100 µg/mL
- ۱۲- پلیت های استریل کشت
- ۱۳- تریپتون و NaCl از شرکت مرک
- ۱۴- Yeast extract از شرکت فولکا
- ۱۵- لوله های شیشه ای
- ۱۶- سوش های باکتری DH5α
- ۱۷- سوش باکتری XL1Blue

- ۱۸- X-Gal و IPTG
- ۱۹- ماده DMSO از شرکت مرک
- ۲۰- اتوکلاو مدل تامی ژاپن
- ۲۱- پیپت پاستور
- ۲۲- فیلتر 0.2 میلی پور
- ۲۳- سوپ های استریل

ب (تهیه محیط LB Agar & LB Broth :

مقدار ۱۰ گرم تریپتون، ۵ گر، پودر Yeast Extract و 5 گرم NaCl توزین کنید و در یک ارلن مایر به حجم ۱۰۰۰ میلی لیتر بریزید سپس مقدار 800mL آب دیونایز به آن اضافه کرده و حجم آن را ۸۰۰ میلی لیتر برسانید و PH آن را با کمک سود به ۵ برسانید و در نهایت حجم آن با آب دیونیزه به 1000mL برسانید. و در پایان 500mL از آن در درون ارلن جدیدی تهیه محیط LB براث ریخته شد. به ارلن حاوی LB آگار 7.5 گرم ماده آگار اضافه گردید و در روی شعله بصورت ملایم حرارت داده شد تا اینکه شفاف شد و در پایان هر دو ارلن مربوط به محیط LB براث اتوکلاو کنید. بعد از اتمام اتوکلاو به هر کدام از محیط ها در دمای حدوداً 50°C مقدار 500 µL از محلول آنتی بیوتیک به غلظت 100 mg/mL اضافه شد (تا غلظت نهایی آنتی بیوتیک در آن به 50 µg/mL برسد) و به آرامی مخلوط کنید و سپس در پلیت های محیط کشت استریل بریزید.

پ (تهیه Ligation Mixture:

مطابق جدول زیر نسبت به تهیه مخلوط لیگیشن اقدام کنید:

Component	محتویات
Vector PTZ	3µL
5X ligation Buffer	6 µL
PCR Product	3 µL
آب مقطر تزریقی	16 µL
T4 DNA ligase	2 µL
حجم کلی	30 µL

سپس مخلوط فوق به مدت 5 ثانیه در دور 5000RPM سانتریفیوژ کنید و بصورت Overnight در یخچال ۴ درجه سانتیگراد انکوباسیون کنید به این میکروتیوب Ligation Mixture می گویم.

نکته: ۲۰ دقیقه قبل از کشت سلول های ترانسفورم شده (مرحله ۸) 40 μL از هر يك از محلول های آماده شده X-Gal و IPTG به محیط کشت LB آگار اضافه کرد و با يك سواپ استریل به صورت یکسان در سرتاسر سطح پلیت پخش گردید و به مدت 20 دقیقه در در انکوباتور ۳۷ قرار داده تا محیط برای کشت باکتری آماده گردد و IPTG و X-Gal جذب محیط کشت گردد.

روش کار:

ابتدا 300 μL از باکتری سویه های DH5 α و EL1Blue در ۲ لوله جداگانه از محیط LB Broth تلقیح کرده و بصورت Overnight در انکوباتور شیکر دار با دور 50RPM بصورت گردش قرار داده شد. فردا صبح سایر مراحل بشرح ذیل انجام گرفت:

۱- آماده سازی BP-solution : ابتدا 500 μL از محلول BP-solution به يك میکروتیوب 1.5 استریل اضافه شد و بر روی یخ انکوبه گردید.

۲- محیط BP-Medium را در درون انکوباتور قرار داده شد تا یخ آن ذوب گردیده و دمای آن به 37°C برسد.

۳- سپس 150 μL از باکتری های سویه های DH5 α و یا به يك میکروتیوب جداگانه اضافه کنید و مقدار 1.5 mL از محیط BP-Medium به آن اضافه کنید و به مدت 20 دقیقه در يك انکوباتور شیکر دار با دور 60RPM شیک کنید.

۴- سپس میکروتیوب بالا را به مدت 1 دقیقه در دمای 4°C و دور 5000RPM سانتریفیوژ کنید و سپس مایع رویی (سوپرناتانت) آن دور دور بریزید.

۵- بر روی یخ مقدار 300 μL از محلول BP-solution به پلت اضافه کنید و با کمک پیپت کردن پلت را حل و سپس در دمای 4°C و بمدت 1 دقیقه در دور 5000RPM سانتریفیوژ گردید سوپرناتانت را دور بریزید.

۶- پلت حاصله در 120 μL از محلول BP-solution بصورت سوسپانسیون در آمده و به مدت 5 دقیقه بر روی یخ انکوبه گردید.

۷- سپس 2.5 μL از محلول Ligation Mixture تهیه شده در بند پ به يك میکروتیوب 1.5 جدید ریخته شد و به مدت 2 دقیقه بر روی یخ سرد شد (همچنین 1 μL از Control 1 و Control 2 موجود در کیت در داخل ۲ میکروتیوب جداگانه ریخته شد و به مدت 2 دقیق بر روی یخ سرد شد.

۸- سپس 50 μL از سلول های آماده فوق (DH5 α و XL1Blue) به تیوب های آماده سازی شده در مرحله ۷ اضافه و مخلوط گردید و برای مدت 5 دقیقه بر روی یخ انکوباسیون گردید.

۹- فوراً 30 μL از مخلوط قسمت ۸ س بر روی محیط LB Agar حاوی Supplement شده با 40 μL از X-Gal و xL1Blue برده شد و با کمک پیپت پاستور استریل خنک شده در تمام سطح پلیت حاوی آمپی سلین پخش گردید. در نهایت پلیت محیط کشت برای مدت ۲۴ ساعت در دمای 37°C انکوباسیون کنید.

نتیجه:

۱- کلونی های سفید که در واقع کلونی های نو ترکیب هستند

۲- کلونی های آبی که فاقد پلاسمید نو ترکیب هستند

کیت BP TA-Cloning Vector :

مواد مورد نیاز

- ۱- وکتور PTZ خریداری می شود
- ۲- آنزیم محدود کننده
- ۳- باکتری اکولای سویه مهندسی شده **XL1 Blue**
- ۴- آنزیم ترمینال ترانسفراز
- ۵- **5X ligation Buffer**
- ۶- کلرید کلسیم
- ۷- پلی اتیلن گلیکول
- ۸- **IPTG& X-Gal**
- ۹- پلیت محیط کشت
- ۱۰- اتوکلاو
- ۱۱- تریپتون
- ۱۲- **Mgcl2**
- ۱۳- **Kcl**
- ۱۴- **Mgso4**
- ۱۵- **Spin culumn**

محتویات کیت:

Component	مشخصات
Vector PTZ	وکتور PTZ خطی باز با انتهای Thymine overhang 3' به طول ۲۸۸۶ bp
T4 DNA ligaze	آنزیم متصل کننده
5X ligation Buffer	بافر برای واکنش لیگیشن
Control Fragment	محصول PCR
Control 1	پلاسمید حلقوی سوپرکویل حلقوی دست نخورده
Control 2	پلاسمید حلقوی سوپرکویل حلقوی با طول 4000 bp
BP-Medium	محیط LB سوپلمنت با آمپی سیلین
BP-solution	محلول باز کننده دیواره باکتری

پروسه:

تهیه وکتور PTZ با دنباله های 3' – overhang Thymine

۱- ابتدا وکتور PTZ حلقوی سوپرکویل بداخل باکتری اکولای سویه XL1 Blue در مجاورت کلرید کلسیم سرد انتقال داده می شود. و بروی محیط LB جامد حاوی ۵۰ میکروگرم آمپی سیلین، XGAL و IPTG کشت داده می شوند و به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور قرار می گیرند.

۲- آنگاه کلون های جدا سازی شده و این بار در محیط LB مایع حاوی ۵۰ میکروگرم آمپی سیلین کشت داده می شوند. سپس استخراج پلاسمید با کمک کیت فرمنتاز انجام می شود.

۳- سپس وکتور PTZ با کمک آنزیم محدود کننده Blunt end ایجاد می گردد. مقداری از وکتور در این مرحله در حضور مقدار مناسبی از آنزیم ترمینال ترانسفراز و در حضور ddTTP به انتهای دنباله خارجی وکتور باز تیمین اضافه کرده و دنباله های 3' – overhang Thymine ایجاد می کند.

طرز تهیه 5X Ligation Buffer:

مقدار مناسبی از تریس HCL، کلرید منیزیم، ATP، DTT و پلی اتیلن گلیکول ۸۰۰۰ و به عنوان 5X Ligation Buffer در ویال مربوطه ریخته می شود.

تهیه محیط BP- Medium :

مقدار مناسبی از تریپتون، عصاره مخمر، کلرید سدیم، کلرید منیزیم، سولفت منیزیم با یکدیگر مخلوط کرده و اتوکلاو می کنیم سپس در شرایط استریل مقداری آمپی سیلین به آن اضافه کمی شود.

تهیه BP – Solution:

مقدار مناسبی از کلرید کلسیم، پلی اتیلن گلیکول و گلسیروول اضافه می شود.

طرز تهیه 1 control :

مقدار مناسبی از وکتور خطی PTZ در یک واکنش آنزیمی در حضور آنزیم لیگاز به فرم حلقوی درآمده و بعد از انتقال به سلول باکتری در میزان بالا تکثیر شده و بعد از استخراج پلاسمید و تخلیص شدن به عنوان کنترل ۱ مورد استفاده قرار می گیرد.

طرز تهیه 2 Cintrol

محصول PCR حاصل از یک واکنش به طول 1114 bp بدون پلاسمید کلون شده و به عنوان کنترل ۲ جهت مقایسه فرایند کلونینگ مورد استفاده قرار می گیرد.

ستون جاذب Spin column

توصیف:

این کیت جهت کلونینگ محصولات PCR با انتهای 3' - dA overhang می باشد. این کیت دارای وکتور PTZ57 R/T که در هنگام ترانسفورم شدن در سلول های مستعد^۳ نظیر سویه های DH5a و XL1 Blue به تعداد زیادی از پلاسمید های نو ترکیب وارد سلول باکتری می شود و جزء وکتورهای Number Plasmid High-Copy محسوب می گردد و به تعداد 300-700 کپی از این پلاسمید می تواند در یک سلول باکتری قرار بگیرد. میزان غلظت بالای از توالی هدف کلون شده را فراهم آورد.

در این سیستم بعد از قراردادن محصول PCR به مدت ۳۰-۲۰ دقیقه در حضور آنزیم Taq Polymerase به دو انتهای 5' از یک رشته و به انتهای 3' از رشته مکمل آن باز آدنین اضافه می شود. از طرفی به دلیل اینکه در دو سر پلاسمید خطی باز تیمین قرار دارد بنابراین در طی فرایند کلونینگ محصول PCR با مکمل خود در پلاسمید خطی پیوند یافته که در نهایت توسط آنزیم لیگاز دو انتهای پلاسمید با دو انتهای محصول PCR وصل می گردد. در این حالت یک پلاسمید نو ترکیب حلقوی سوپرکویل تشکیل می شود

جهت استفاده کارآمد در فرایند کلونینگ و انتقال پلاسمید نو ترکیب به باکتری اشرشیاکولی مستعد این کیت با کیت BPAid™ Bacterial transformation kit ادغام گردید. بر اساس این پروتکل الحاق محصول PCR به داخل پلاسمید^۴ و آماده سازی سلول های کامپتنت به صورت موازی پیش می رود.

موارد استفاده:

۲۴- انجام کلونینگ و بدست آوردن تعداد کپی های یکسان از توالی موردنظر

۲۵- گردآوری کتابخانه DNA

۲۶- انجام تست های تشخیص

۲۷- حفظ توالی میکروارگانسیم های کمیاب جهت نگهداری در بانک ژنومی

³ -Competent Cell

⁴ Ligation