




Electromagnet_lab





آهنربا و میدان مغناطیس

میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربا

در داخل یک بطری کوچک مقداری پارافین مایع و کمی هم براده آهن میریزیم و درب آن را محکم می بندیم ، حال اگر بطری را بهم بزنیم و به کف بطری آهنربا نصب کنیم شکل خطوط مغناطیسی را اطراف آهنربا خواهیم دید.


و اگر دو سری آهنربا از سر N و S به طرفین بطری نصب کنیم و سپس بطری را بهم بزنیم خطوط قوای مغناطیسی بین دو قطب آهنربا را خواهیم دید.



ترانس (کاهنده و افزاینده)

در این مجموعه از دو ترانس استفاده می شود.
الف - ترانس دو سر (۱۰۰۰ دور) که همواره به عنوان ترانس اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.

ب - ترانس سه سر (۱۰۰۰+۵۰۰ دور) که همواره به عنوان ثانویه مورد استفاده قرار می گیرد.



آزمایش ترانس کاهنده و افزایشده

در این آزمایش از یک منبع تغذیه ۱۲ ولت AC استفاده می کنیم و دو سر آنرا بر روی تابلو قرار می دهیم. سپس ترانس اولیه را در قسمت پایین بر روی تابلو نصب می کنیم و دو سر آنرا به دو سر منبع تغذیه متصل می کنیم. شکل ۱

حال ترانس ثانویه را در قسمت بالا و در فاصله کمی نسبت به اولیه قرار داده و سه سر آنرا به سه آهنربا وصل می کنیم. شکل ۱

در این حالت اگر از یک ولت متر استفاده کنیم و در حالی که اولیه و ثانویه را به هم متصل می کنیم در خروجی ترانس ثانویه ولتاژهای مختلف را شاهد خواهیم بود. شکل ۲

توجه: ولتاژ ورودی و خروجی در این آزمایش AC است لذا ولت متر را بر روی گزینه VAC تنظیم کنید.

حلقه پیران

نگهدارنده L را مطابق شکل بر روی تابلو نصب می کنیم یک هسته آهنی را توسط یک آهنربا بر روی نگهدارنده قرار می دهیم، سیم پیچ ۳۰۰ دور را بر روی هسته آهنی قرار می دهیم و دو سر آن را به دو آهنربای متصل بر روی تابلو وصل می کنیم.

حال دو سر منبع تغذیه ۱۲ ولت DC را به دو سر سیم پیچ وصل می کنیم مشاهده می کنیم حلقه به بالا پرتاب می شود.

نکته: اگر حلقه به بالا پرتاب نشد جای مثبت و منفی منبع تغذیه را عوض کنید.




09123080227

تفنگ مغناطیسی

تکه ای لوله آهنی سبک را در داخل لوله شیشه ای قرار میدهیم و لوله را از داخل سیم پیچ عبور میدهیم طوری که پایین سیم پیچ هم سطح لوله آهنی شود حال اگر دو سر سیم پیچ را به جریان برق ۱۲ ولت DC وصل کنیم لوله آهنی به سمت بالا پرتاب می شود. و اگر از تعداد زیادی سیم پیچ در امتداد لوله شیشه ای استفاده کنیم می توانیم یک تفنگ الکترومغناطیسی بسازیم.

القاء الکترو مغناطیسی

دو سر سیم پیچ ۳۰۰ دور را به دوسر لامپ دیودی متصل می کنیم و یک لوله شیشه ای را از داخل سیم پیچ عبور میدهیم ، حال تعدادی از آهنربا ها را به یک میله آهنی وصل می کنیم و آنرا درون لوله شیشه ای رها می کنیم ملاحظه می کنیم در هنگام عبور آهنربا از داخل حلقه سیم پیچ درون آن جریان القاء می گردد و موجب روشن شدن لامپ دیود خواهد شد.
نکته: اگر لامپ روشن نشد تعداد آهنربا ها را بیشتر کنید و اگر باز هم روشن نشد جای دو سر دیود را عوض کنید.



قبل از عبور آهنربا





آشنایی با جریان متناوب

ترانس اولیه را بر روی تابلو نصب کرده و دو سر آنرا به منبع تغذیه 12 ولت AC وصل می کنیم ، از یک سیم پیچ (300 دور) به عنوان ثانویه استفاده کرده و خروجی آنرا به یک موتور DC وصل میکنیم مشاهده می کنیم که موتور نمی چرخد و درجا می لرزد ، علت این لرزش آنست که جریان AC سینوسی می باشد و قله های بالای موج موتور را به یک سو و قله های پایین موتور را به سوی مخالف می چرخاند و چون تعداد این قله ها مساوی هستند لذا موتور در جا می لرزد .

تبدیل جریان AC به DC


برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم از یک دیود نوری استفاده می کنیم کار دیود آنست که یکی از قله های موج سینوسی را حذف می کند و لذا ضمن روشن شدن دیود نوری موتور الکتریکی هم شروع به چرخیدن می کند ، و اگر جای دو سر دیود را عوض کنیم سوی جریان بر عکس خواهد شد .

اگر سیم پیچ را در طول هسته آهنی بالا و پایین ببریم نور دیود و سرعت چرخشش موتور کم و زیاد خواهد شد . دلیل این مسئله آنست که هر چه سیم پیچ از ترانس دور شود میزان شار کمتر و در نتیجه القاء کمتر خواهد شد .





دو سر سیم را به گالوانومتر وصل می کنیم و آنرا وارد آهنربا می کنیم میزان القاء را مشاهده می کنیم.



دو سر موتور را به باطری وصل می کنیم مشاهده می کنیم موتور به سرعت می چرخد

اشکال مختلف القاء الکترومغناطیس



یکی از راه های افزایش میزان القاء اینست که بجای یک حلقه چند حلقه را وارد آهنربا کنیم



برای افزایش القاء می توان آهنربا را قویتر کرد



اگر دو سر گالوانومتر را به دو سر باطری وصل کنیم مشاهده می کنیم که عقربه گالوانومتر به شدت منحرف می شود. حال اگر جای قطب های باطری را عوض کنیم عقربه به سمت راست منحرف می شود.







دو سر یک مولد الکتروسیته را به گالوانومتر وصل می کنیم با چرخاندن مولد الکتریکی عقربه گالوانومتر به شدت منحرف می شود شبیه حالتی که به باطری وصل شد





در اینجا دو سر مولد الکتریکی را به موتور الکتریکی وصل کرده و آنرا می چرخانیم مشاهده می کنیم که موتور الکتریکی می چرخد همانطور که موتور به باطری وصل شد



در این آزمایش از سیم پیچ 300 دور و آهنربای تقویت شده استفاده می کنیم و مشاهده میکنیم میزان القاء خیلی زیاد می شود




بررسی قانون دست راست در الکترو مغناطیس



جریان غیر همسو

جهت جریان در دو قاب در
سوی مخالف هم می باشد و
میدان ایجاد شده اطراف
آنها باعث دفع دو قاب از
یکدیگر می گردد.




جریان همسو

جهت جریان در هر دو قاب
در یک سو می باشد و لذا
میدان بوجود آمده اطراف
آنها موجب جذب آنها به
یکدیگر خواهد شد.

آونگ فوکو - قانون فارادی - قانون لنز

اگر یک صفحه رسانا از بین دو قطب آهنربا عبور کند در داخل صفحه رسانا حلقه های جریان تشکیل می شود و این حلقه های جریان تولید میدان مغناطیس کرده و این میدان مغناطیسی طبق قانون لنز با عامل بوجود آورنده خود مخالفت می کند.

با توجه به شکل دو صفحه مسی که به شکل آونگ به نوسان در آمده است پس از چند لحظه می بینیم صفحه کامل متوقف می شود ولی صفحه شیار دار بعد از زمان طولانی تری متوقف می گردد، علت آنست که تعداد حلقه های جریان تشکیل شده در صفحه کامل به مراتب بیشتر از صفحه شیار دار است.





1 و 4 غیر همسو

1

و

2

همسو

2

2 و 3 غیر همسو

1

4

و

4

همسو

3

3

و

4

