

## شرکت آرا تجهیز

با تلفیق دانش فنی و سالها تجربه عملی متخصصان خود ، با بهره گیری از ارتباطات علمی خود با کشورهای پیشرو در صنعت تصفیه آب و با استفاده از فن اوری های روز دنیا طراحی و ساخت دستگاههای خالص سازی آب را با برند آکواارا با استفاده از مرغوبترین قطعات و مواد اولیه با شناسایی پتانسیل های برقی ، در مدل های مختلف بر اساس نیاز کاربران وسفارش دهندهان مراکز آموزشی، پژوهشی بهداشتی درمانی و صنعتی انجام داده است. شرکت از ابتدای فعالیت همواره تحقیق و توسعه را سرلوحه کار خود قرار داده و به صورت مستمر و پیوگیر در جهت ارتقای سطح کیفی محصولات خود اقدام می نماید.



PURE 400 RD



PURE 400 RD UV



PURE 200 RDUV



PURE 200 RD

آب به طور مستقیم و غیرمستقیم ، پیشتر از هر ماده اولیه صنعتی در تمام صنایع مورد استفاده قرار میگیرد. قسمت اعظم مشکلات صنایع تا حدودی به املاح محلول در آب مصرفی مربوط است. بنابراین میتوان عنوان کرد که مهمترین ماده مورد استفاده در یک آزمایشگاه هاروبی و شیمیابی آب خالص می باشد. که تهیه ی آن به روش متداول سنتی به علت مصرف انرژی بالا، پساب ریاه و هزینه نگهداری بالای آنها مشکلاتی را به همراه داشته است. خوشبختانه با استفاده از فن اوری های نوین در عرصه خالص سازی و تصفیه آب این مشکلات تا حد بسیار زیادی رفع شده تا آنجا که میتوان خلوص آب را تا حدایت الکتریکی ۰.۰۵۶ میکرو زیمنس که حد نهایی تخلیص آب می باشد.

اساس کار و عملکرد اجزاء مختلف دستگاه های  
آب مقطر گیری (دیونايزر) ساخت شرکت:

#### پیش فیلتراسیون (Pre-filtration)

پروsesه پیش فیلتراسیون جهت آماده سازی آب برای ورود به واحد اصلی دستگاه می باشد آب قبل از ورود به دستگاه جهت حذف ذرات معلق و میکرونی تصفیه مقدماتی میگردد. از فیلترهای کارتنیج، الیاف پلی بروپیلن، پلی فسفات، کربن اکتیو، کربن بلک سرامیکی و فیلترهای شنی براساس املال موجود در آب ورودی به دستگاه در مرحله پیش فیلتراسیون استفاده میشود.

#### اسمز معکوس دوبل (Double reverse osmosis)

فرابیندی است که در آن از فشار برای معکوس کردن جریان اسمزی آب از درون یک غشا نیمه تراوا استفاده میشود. در سیستم اسمز معکوس آب تحت فشار از یک طرف یک غشا مخصوص عبور داده شده به طوری که غشا مذکور فقط به مولکول های آب اجازه ای عبور از خود را میدهد. در فرابیند اسمز معکوس (RO) دوبل، پس از تصفیه آب از مرحله ای اول اسمز معکوس وارد سیستم اسمز معکوس (RO) دوم میگردد که با این عمل به هدایت الکتریکی بسیار پایین خواهیم رسید.

#### سیستم تبادل یونی (Ion exchange system)

روش های تبادل یونی بر اساس تبادل برگشت پذیر یون ها بین محلول و یک فاز جامد استوار است. آب از بستر رزین های تبادل یونی عبور نموده و تمام کاتیون ها و آئیون های موجود در آب حذف میشود. از سیستم های تبادل یونی به دو منظور سختی گیری و همچنین تولید آب فوق خالص ساز استفاده میگردد. در واقع استفاده از این روش نیاز صنایع به آب فوق خالص ساز را مرتفع میسازد.

#### سیستم های پرتو دهی قرابینش (ultraviolet)

وجود منبع تابش قرابینش در مدل های مختلف برای استفاده در مراکزی که آب خالص معرفی آن ها باید عاری از هر گونه میکروارگانیسم باشد. UV یکی از روش های طبیعی ضدغوفونی آب است که شیوه ای موثر جهت ضدغوفونی میکروارگانیسم ها و پاتوژن ها بدون استفاده از موادشیمیایی همباشد.

Model	Production Rate L/H(Max)	Daily volume L/D(Max)	Conductivity $\mu\text{s}/\text{cm}$	TDS ppm	Dimension H/W/D (mm)	UV
PURE200 RD	8	200	<1	<1	450/300/700	
PURE 400 RD	15	400	<1	<1	450/300/700	
PURE 200 RD UV	8	200	<1	<1	450/400/550	✓
PURE 400 RD UV	15	400	<1	<1	450/400/550	✓
PURE 1000 IN	25-50	500-1000	<1	<1	1200/600/400	✓
PURE 2000 IN	50-100	1000-3000	<1	<1	1200/600/400	



## سیستم های آب خالص ساز صنعتی



شرکت با بهره گیری از متخصصان کارآمد  
توانایی ارائه مشاوره ، طراحی و ساخت سیستم های  
خالص سازی آب در مقیاس های صنعتی را دارد.

### طراحی و ساخت :

سیستم های اسمز معکوس (RO) جهت تصفیه ، نمک زدایی و شیرین سازی انواع آب ها جهت  
مصالح صنعتی و شرب

سیستم های پیشرفته ای الکترودیالیز (EDI) به منظور تصفیه و نمک زدایی آب جهت مصارف صنعتی

سیستم های پیشرفته ای الترافیلتراسیون (UF) جهت زلال سازی انواع آب های سطحی

سیستم های پیشرفته نانوفیلتراسیون (NF) به منظور سختی گیری و نرم کردن آب جهت مصارف  
صنعتی در کولینگ تاور ها ، بویلرها و ...

سیستم های رزینی تبادل یونی (IX) به منظور سختی گیری و نرم کردن آب جهت مصارف صنعتی

سیستم های گندزدایی ازن زنراتور (O<sub>3</sub>) ، کلریناتور (Cl) و اشعه فرابنفش (UV) به منظور حذف  
میکروارگانیسم ها ، ویروس ها و باکتری های آب



# شرکت آرا تجهیز

Ara Tajhiz . Co



دفتر فروش: تهران، خیابان خرم‌شهر (آپادان)، شمیران  
تلفن: ۰۲۹۰۸۸۷۶۲۹۴۹، فکس: ۰۲۹۰۸۸۷۶۲۶۹۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان خواجه عبدالله انصاری، کوچه ۱۶، پلاک ۱  
تلفن: ۰۲۲۸۴۹۱۹۷، فکس: ۰۲۲۸۴۶۷۳۰

کارخانه: تهران، بزرگراه آیت‌الله سعیدی، بعدها شهرک صنعتی چهار دلگه  
خیابان قائم مقامی، پلاک ۱۸، تلفن: ۰۲۹۰۸۶۱۵۵۲۹، فکس: ۰۲۹۰۸۶۱۵۵۲۹

[aratajhiz.com](http://aratajhiz.com) [aquaraa.com](http://aquaraa.com)

