

Viga SARS COV-2 Molecular Diagnostic Kit

Store at -20 °C in darkness

100 rxn

Cat NO: MD983053

By ROJE
Edition,1/2021

2021 ROJETechnologies, all rights reserve

محتویات

اجزای کیت	۱۰۰ واکنش
Q-ROMAX, 4X	۵۰۰ µl
Pro I Mix	۴۰۰ µl
RTase, Recombinant Reverse Transcriptase, RNase H- Positive Control	۱۰۰ µl
Negative Control	۱۵۰ µl

شرح محصول

کیت تشخیص مولکولی Viga SARS-CoV-2 Molecular Diagnostic Kit تست رونوشت بردار معکوس Real-time PCR می باشد که برای تشخیص کیفی ویروس SARS-CoV-2 از نمونه سواب‌های نازوفارنکس، سواب‌های حلقی (گلو)، سواب‌های قدامی بینی و آسپیراسیون بینی، که توسط پرسنل مراکز خدمات بهداشتی و درمانی از افراد مشکوک به کوید ۱۹ گرفته می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کیت برای تشخیص کیفی ژن‌های RdRp و N از ژنوم SARS-CoV-2 طراحی شده است.

جمع آوری نمونه

در مرحله نمونه‌برداری، نگهداری و انتقال نمونه ها باید دقت کافی بعمل آید. به صورت پیش فرض، نمونه آلوده در نظر گرفته می شود و جابه جایی باید با رعایت نکات کامل ایمنی زیستی صورت گیرد. سواب نمونه گیری باید از نوع نایلون یا داکرون و با دسته آلومینیومی یا پلاستیکی باشد. سواب پنبه ای به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. بعد از نمونه گیری، سواب باید فوراً در داخل محیط مناسب انتقال و بروس نگهداری شود.

استخراج نمونه

به منظور استخراج اسیدنوکلئیک و بروس می‌توان از RNJia Virus Kit (REF: RN983072) و یا کیت‌های دیگر دارای تاییدیه وزارت بهداشت، استفاده کرد.

مراحل کار

تمامی اجزاء را از جعبه کیت بیرون آورده تا به دمای اتاق برسد. سپس هر کدام از اجزا را قبل از مصرف، ورتکس مختصری نمایید. حجم نمونه تخلیص شده مورد استفاده در این تست باید ۱۰ میکرولیتر باشد. مطابق جدول ۱ اجزای واکنش را آماده کرده و طبق جدول ۲ برنامه Real-time PCR را اجراء کنید.

جدول ۱: آماده سازی اجزای واکنش به ازای یک واکنش

اجزای مورد نیاز	حجم
Q-ROMAX	۵ µl
Pro I Mix	۴ µl
RTase, Recombinant Reverse Transcriptase, RNase H- Isolated RNA	۱ µl
	۱۰ µl

جدول ۲: برنامه دمایی One-step Multiplex Real-time RT-PCR

مرحله	زمان	دما	تعداد سیکل
سنسز	۲۰ دقیقه	۵۰ درجه	۱
cDNA		سانتیگراد	
فعال شدن	۳ دقیقه	۹۵ درجه	۱
آنزیم پلیمرز		سانتیگراد	
واسرشته شدن	۱۰ ثانیه	۹۵ درجه	
		سانتیگراد	
اتصال و تکثیر	۴۵ ثانیه	۵۵ درجه	۴۵
اسید نوکلئیک		سانتیگراد	
تکثیر نهایی	۱۵ ثانیه	۷۲ درجه	
		سانتیگراد	

آنالیز نتایج

تجزیه و تحلیل داده‌ها باید به صورت جداگانه برای هر ژن با استفاده از تنظیم دستی آستانه (Manual Threshold) انجام شود. خط آستانه برای هر نمونه باید در فاز نمایی منحنی‌های فلورسانس و بالاتر از هر سیگنال پس زمینه قرار گیرد.

تشخیص قطعی و درمان بیماران باید بر اساس ترکیب نتیجه این آزمایش با نتایج آزمایش‌های دیگر و سابقه پزشکی و همچنین نحوه پاسخ دهی به درمان صورت گیرد.

- کمترین حد تشخیص کیت ۱۰۰ کپی بر میلی لیتر می باشد.

محدودیت ها

- تیتراژ پائین ویروس در نمونه بیمار، حمل و نقل نامناسب، یا عدم کیفیت تخلیص می تولد منجر به نتیجه منفی کاذب شود.
- ژنوم ویروس کرونا از نوع RNA می باشد که تنوع ژنتیکی قابل توجهی را نشان می دهد. اگرچه تلاش شده پرایمر و پروب ها در مناطق حفاظت شده از ژنوم ویروسی طراحی شوند ، اما این تنوع ژنتیکی می تواند منجر به عدم اتصال مناسب بین پرایمر / پروب و توالی هدف و در نهایت منفی کاذب شود.
- تمامی کنترلها می بایست قبل از تفسیر نتایج بررسی شوند. در صورت عدم تایید کنترل ها ، نتایج بیماران قابل تفسیر نمی باشد. میزان حد تشخیص این کیت برابر $Ct \leq 40$ می باشد. تمام منحنی های مثبت باید پیک تکثیری (S) شکل داشته باشند.
- عدم رعایت شرایط مناسب نگهداری کیت می تواند منجر به نتایج منفی کاذب شود.
- استفاده از این کیت نیاز به پرسنل مجرب و آموزش دیده دارد و هر گونه خطای پرسنلی می تواند منجر به نتایج نامعتبر گردد.
- نتایج حاصل از این کیت تنها در کنار شواهد بالینی برای تشخیص SARS CoV-2 مورد قبول می باشد.

- نمونه بالینی مثبت باید $Ct \leq 40$ داشته باشد.
- در صورت عدم دستیابی به واکنش مثبت مورد انتظار (منحنی S شکل تیبیکال)، آزمایش انجام شده مورد پذیرش نمی باشد و با رعایت دقیق دستورالعمل های کیت، تست را دوباره تکرار کنید.
- علت عدم موفقیت در واکنش کنترل مثبت را تعیین کنید، اقدامات اصلاحی را انجام دهید و نتایج اقدامات اصلاحی را مستند کنید.
- برای اطلاع از کنترل های مثبت و منفی برای هر ران به جدول ۳ مراجعه کنید.

جدول ۳: شرایط قابل قبول برای کنترل مثبت و منفی

نتایج	RdRp		N		IC	
	FAM	HEX	Texas	HEX	HEX	HEX
کنترل مثبت	+	+	+	+	+	در نظر گرفته نمی شود
	-	+	+	-	+	در نظر گرفته نمی شود
کنترل منفی	-	-	-	-	-	نامعتبر و مورد پذیرش نمی باشد
	-	-	-	-	-	نامعتبر و مورد پذیرش نمی باشد

*Result of (-): Ct value >40 or Undetermined, Result of (+): Ct value ≤ 40

- فلوروفور FAM (سبز) برای ژن RdRp، فلوروفور Texas Red (نارنجی) برای ژن N و فلوروفور HEX (زرد) برای ژن RNase P (کنترل داخلی) است.
- کنترل منفی (NTC) به عنوان کنترل آلودگی استفاده می شود. مقدار افزایش فلورسانس منحنی در کنترل منفی از مرز آستانه عبور نمی کند. اگر Ct کمتر از ۳۵ باشد به عنوان آلودگی احتمالی در نظر گرفته می شود. سیگنال های قوی، Ct بالای ۳۵ در کنترل منفی می تواند PCR artifacts باشد که در این موارد می توان شکل منحنی را در نظر گرفت (منحنی S شکل تیبیکال نتیجه مثبت می باشد).
- کنترل داخلی یا ژن RNase P باید در $Ct \leq 40$ یا قبل از آن برای همه نمونه های بالینی، مثبت باشد که نشان دهنده وجود اسید نوکلئیک کافی از ژن RNase P انسان بوده و نمونه از کیفیت قابل قبولی برخوردار است.
- منحنی ژن RNase P با $Ct > 40$ یا بدون Ct نشان دهنده غلظت پایین نمونه یا مواد ممانعت کننده در واکنش است. در این شرایط توصیه می شود نمونه تخلیص شده حداقل ۱/۲ رقیق شود. اگر پس از تکرار آزمایش، نتیجه تست مورد پذیرش نبود، باید یک نمونه تازه دیگر از بیمار گرفته و تست تکرار شود.