

در واکنش تک مرحله‌ای TAQMAN در همان لوله قرار می‌گیرد. گزارش‌دهی نتایج به صورت کیفی خواهد بود:

- mRNA PML-RARA مثبت: تشخیص داده شده است.
- mRNA PML-RARA منفی: تشخیص داده نشده است.

کیت RT-PCR کیفی تک مرحله‌ای، تشخیص فیوزن (15;17) PML-RARA

Ref: APPMLK1
(Investigation use only, IUO)

مقدمه:

(15;17) با لوسمی پرومیلوسیتی حاد (APL) در ارتباط است، یک زیر مجموعه متمایز AML با سیتومورفولوژی M3. یک زیر گروه بالقوه بسیار خطرناک با احتمال مرگ و میر بالای میلیونیدی لوسمی حاد به علت اختلال انعقادی شدید است. دقت و سرعت در تشخیص از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که با شروع به موقع درمان‌های کارآمد که می‌توانند APL را از حالت بسیار خطرناک با احتمال مرگ و میر بالا به یک لوسمی بسیار قابل درمان تبدیل کنند. بسته به اینکه شکست نقطه‌ای در PML، در اینترون ۶، اگزون ۶ یا اینترون ۳ اتفاق افتاده باشد ممکن است به ترتیب زیرگروه‌های رونویسی PML-RARA شامل سه ایزوفرم تولید شود (شکل ۱).

کیت RT-PCR کیفی تک مرحله‌ای PML-RARA شرکت توسعه و پژوهش امیر پیوند می‌تواند تمامی ۳ نوع فیوزن از جمله ایزوفرم‌های PML-bcr1 (PML-RARalpha S or Long) / RARalpha V or Variant (PML-bcr2) / PML-RARalpha S or short (PML-bcr3) را تشخیص دهد (۱۰۰٪ اختصاصی). که به ترتیب ۵۵-۵۰٪، ۵۰-۴۰٪ و ۳۰-۴۰٪ موارد اینترا نشان می‌دهند. این روش به طور مستقیم روی ۵۰-۱۰۰ نانوگرم RNA کار می‌کند، نیاز به کار چند مرحله ندارد، موجب کاهش خطر آلودگی و خطا می‌شود.

محتویات کیت:

شماره	محتویات	مقدار
۱	مسترمیکس برای bcr1 type (درب زرد)	۱۵۰ µl
	مسترمیکس برای bcr2 type (درب صورتی)	۱۵۰ µl
	مسترمیکس برای bcr3 type (درب سبز)	۱۵۰ µl
۲	کنترل مثبت PML-RARA t(15;17)	۱۵ µl
۳	کنترل منفی PML-RARA t(15;17)	۱۵ µl

مواد و ابزار مورد نیاز:

- هر نوع دستگاه بررسی و تایید شده PCR در زمان واقعی با کانال سبزی (FAM) و زرد (JOE+VIC+HEX).
- کیت استخراج RNA (در این کیت ارائه نشده است)
- ظروف پلاستیکی از جمله سرسملر
- میکروتوب‌های آزاد RNase / DNase .۰۲ میلی لیتر.

انباشت، نگهداری و انتقال کیت:

محتویات کیت را در دمای (۵±۲۰-) تا تاریخ انقضا درج شده بر روی بسته بندی کیت نگهداری و حمل کنید. از انجماد و ذوب مکرر اجزاء کیت، که می‌تواند منجر به کاهش کیفیت تشخیصی کیت گردد پرهیز نمایید.

نوع نمونه:

۵ میلی لیتر خون کامل و یا ۳ میلی لیتر اسپیره مغز استخوان را در لوله‌های (EDTA) جمع آوری کنید (حداقل: ۱ میلی لیتر خون کامل یا ۱ میلی لیتر مغز استخوان قابل قبول است).

- به دلیل حفظ ثبات RNA، می‌بایست نمونه‌ها ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از جمع‌آوری، استخراج شوند.

آماده‌سازی بیمار: هیچگونه آماده‌سازی مورد نیاز نیست، تنها می‌بایست نمونه، پیش از شروع هرگونه درمان جمع‌آوری گردد. اگر بیمار هرگونه داروی TKI دریافت می‌کند می‌بایست آزمایشگاه بالینی از آن مطلع گردد.

دمای نگهداری/انتقال: دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد (یخچال)


ثبات نمونه:

- در دمای محیط با اتاق: ۱ ساعت

- درون یخچال (۲-۸ درجه سانتیگراد): ۲۴ ساعت

شرایط عدم پذیرش نمونه:

- سرم یا پلاسما
- نمونه‌های جمع‌آوری شده در لوله ضد انعقادی غیر از EDTA.
- نمونه‌های به شدت همولیز شده.
- نمونه‌های منجمد یا لخته شده



شکل ۱: انواع مختلف رونوشت‌های فیوزن و توالی آنها در بیماران APL

این کیت تنها برای مقاصد تحقیقاتی (IUO) برای تشخیص کیفی bcr1, bcr2 و bcr3 در فیوزن رونوشت PML-RARA در بیماران مبتلا به AML-M3 (هر دو نوع کلاسیک یا Hypergranular و Microgranular) تهیه شده است.

اصول انجام آزمایش:

شرکت توسعه و پژوهش امیر پیوند این کیت را برای تشخیص دقیق جایابی بین کروموزوم ۱۵ و ۱۷ [t(15;17)] یا نسخه‌های فیوزن PML-RARA در خون محیطی یا اسپیره مغز استخوان بیماران مشکوک به اینترا به AML-M3 نوع کلاسیک یا واریانت ارائه داده است.

تمام RNA‌ها در زمان تشخیص از خون بیمار یا مغز استخوان استخراج شده و mRNA به صورت معکوس در cDNA رونویسی می‌شود و همزمان تحت PCR

موارد احتیاطی عمومی:

1. کیفیت نمونه RNA از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند نتایج آزمایش را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور به حداقل رساندن تخریب RNA توسط ریبونوکلاز، توصیه می‌شود بلافاصله پس از جمع آوری نمونه، استخراج RNA آغاز گردد. هنگام کار با RNA، به منظور پیشگیری از آلودگی ریبونوکلاز از طریق دست، همیشه از دستکش استفاده کنید.
 2. RT-PCR روش بسیار حساسی است. بنابراین، می‌بایست جهت جلوگیری از دریافت نتایج مثبت ناشی از آلودگی با cDNA، RNA یا سایر محصولات PCR، اقدامات احتیاطی انجام گیرد. مجموعه ای از میکروپیپت‌ها، سرسمپلرهای دارای فیلتر آئروسول، دستکش یکبار مصرف و روپوش آزمایشگاهی تمیز باید در آزمایشگاه در دسترس باشد.
 3. تعویض دستکش‌ها هنگام دست زدن به میکروتیوب‌های حاوی RNA یا cDNA، امری ضروری است. پس از انجام PCR باید میکروتیوب‌ها با احتیاط باز شوند تا از ریختن محصولاتی که تکثیر یافته اند جلوگیری شود.
- ایمنی:
- پیش از انجام آزمایش، دستورالعمل را به صورت کامل مطالعه کنید.
 - قبل از انجام آزمایش از ضد عفونی بودن محل انجام تست اطمینان حاصل کنید.
 - تمامی نمونه‌ها را عفونی در نظر بگیرید.
 - در تمام مراحل انجام آزمایش، از محافظ چشم و دستکش‌های یکبار مصرف استفاده کنید.
- شناسه‌های فنی:
- توالی هدف: فیوزن رونوشت *PML-RARA* حاصل از جابه‌جایی بین کروموزوم ۱۵ و ۱۷ اختصاصیت: این کیت به طور انحصاری قادر به تشخیص انواع متداول و ایزوفرم‌های (*bcr1*، *bcr2*، *bcr3*) رونوشت‌های فیوزن *PML-RARA* در *AML-M3* است. ده مورد *AML-M3* (شامل انواع کلاسیک و واریانت) با استفاده از تشخیص کیفی فیوزن *PML-RARA*، با روش RT-PCR یک مرحله‌ای در مقایسه با کانونشنال RT-PCR و تطبیق ۱۰۰٪ نتایج حاصل می‌شود. ده نمونه طبیعی و ده نمونه *Non-AML M3* با استفاده از این روش مورد بررسی قرار گرفت و هیچ واکنش مثبت کاذب مشاهده نشد.
- حساسیت: آزمایش رقت کنترل مثبت پلاسمید با فیوزن *bcr1* با قابلیت تشخیص تا $0.1 \text{ copy} / \mu\text{l}$ نشان‌دهنده حساسیت بالا حتی در بیماران با رونویسی فیوزن RNA کم وجود دارد، به ویژه در بیماران که درمان شده است، طبیعی است.
- کنترل کیفیت: در این آزمایش، NAGK (N-acetylglucosamine kinase) به عنوان یک کنترل داخلی با تکثیر ژن در همان لوله انجام خواهد شد و باید موجب افزایش در هر لوله‌ای به جز NTC در کانال زرد شود.
- تخلیص اسید نوکلئیک:
- RNA را می‌توان به طور مستقیم از نمونه خون محیطی جمع‌آوری شده در لوله حاوی ضد انعقاد EDTA و یا از اسپیره مغز استخوان به وسیله کیت‌های استخراج RNA معتبر و با روش‌های دستی استخراج کرد. باقی‌ت و گرانولوسیت‌ها را میتوان مورد استفاده قرار داد. کیفیت RNA استخراج شده می‌بایست خوب باشد و با استفاده از بیوفوتومتر یا نانودراپ بررسی شود.

1. RT-PCR یک مرحله‌ای به روش زیر انجام می‌شود.
2. به ترتیب میکروتیوب‌های آماده استفاده را به صورت دوتایی برای هر بیمار و به صورت تکی برای کنترل مثبت، کنترل منفی و بدون الگو (NTC) مرتب و برچسب‌گذاری کنید.
3. توجه: برای دستیابی به نتایج قابل اعتماد و دقیق، تاکید بر تکرار انجام دو PCR برای هر بیمار می‌شود.
4. تمام میکروتیوب‌ها را بر روی رک سرد قرار دهید.
5. $18 \mu\text{l}$ مسترمیکس به تمامی میکروتیوب‌های نام گذاری شده اضافه کنید.
6. $2 \mu\text{l}$ آب مقطر استریل به میکروتیوب NTC اضافه کنید.
7. $2 \mu\text{l}$ کنترل منفی به لوله دارای برچسب کنترل منفی، اضافه کنید.
8. $2 \mu\text{l}$ از RNA بیمار را به دو میکروتیوبی که نام بیمار بر روی آن نوشته شده است اضافه کنید.
9. $2 \mu\text{l}$ کنترل مثبت به میکروتیوب دارای برچسب کنترل مثبت، اضافه کنید.
10. مواد را با یکدیگر مخلوط کرده و برای مدت زمان کوتاهی اسپین کنید.
11. سپس آن را در دستگاه Real Time PCR قرار دهید و برنامه را همانگونه که در برنامه واکنش حرارتی ذکر شده است اجرا کنید.

بروفاایل واکنش حرارتی:

	cycles	Time	Temperature
Reverse transcription, RT	50 °C	10 min	1
Initial activation	95 °C	3 min	1
Denaturation	95 °C	10 sec	45
Annealing/extension	60 °C	30 sec*	

* FAM برای *PML-RARA*، JOE برای NAGK (کنترل داخلی) تنظیم شود.

Run Settings	
Name	Gain
Green (PML-RARA)	5.33
Yellow (NAGK or internal control)	9.33

تجزیه و تحلیل داده‌ها و گزارش:

نتایج با استفاده از نرم افزار دستگاه‌های Real Time PCR با مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت که از خط Threshold (آستانه) عبور میکند و مطابق دستورالعمل - های دستگاه تفسیر می‌شود.

- مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال زرد که از خط آستانه کنترل داخلی (NAGK cDNA) عبور می‌کند باید در تمامی لوله‌ها نمایان شود - (ct:20-30) به جز لوله NTC، و نشان دهد که RT و واکنش PCR به درستی انجام شده اند، در غیر اینصورت واکنش باید تکرار شود.
- در لوله کنترل مثبت (برای همه انواع *bcr*)، مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال سبز که از خط آستانه عبور می‌کند (ct: 20-30) به این معنی است که کنترل مثبت خوب است.
- در لوله‌های بیمار (برای همه انواع *bcr*)، مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال سبز (ct: 20-35) که از خط آستانه عبور می‌کند به این معنی است که نتیجه مثبت است و باید به صورت زیر و مطابق جدول گزارش شود:

Patient's Positive sets	bcr1 + bcr2 + bcr3	bcr2 + bcr3	bcr3
Interpretation	PML-RARA L or Long	PML-RARA V or Variant*	PML-RARA S or Short

PML-RARA Fusion Transcripts detected

نتایج با استفاده از نرم افزار دستگاه‌های Real Time PCR با مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت که از خط Threshold (آستانه) عبور میکند و مطابق دستورالعمل - های دستگاه تفسیر می‌شود.

- مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال زرد که از خط آستانه کنترل داخلی (NAGK cDNA) عبور می‌کند باید در تمامی لوله‌ها نمایان شود - (ct:20-30) به جز لوله NTC، و نشان دهد که RT و واکنش PCR به درستی انجام شده اند، در غیر اینصورت واکنش باید تکرار شود.
- در لوله کنترل مثبت (برای همه انواع *bcr*)، مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال سبز که از خط آستانه عبور می‌کند (ct: 20-30) به این معنی است که کنترل مثبت خوب است.
- در لوله‌های بیمار (برای همه انواع *bcr*)، مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال سبز (ct: 20-35) که از خط آستانه عبور می‌کند به این معنی است که نتیجه مثبت است و باید به صورت زیر و مطابق جدول گزارش شود:

Patient's Positive sets	bcr1 + bcr2 + bcr3	bcr2 + bcr3	bcr3
Interpretation	PML-RARA L or Long	PML-RARA V or Variant*	PML-RARA S or Short

نتایج با استفاده از نرم افزار دستگاه‌های Real Time PCR با مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت که از خط Threshold (آستانه) عبور میکند و مطابق دستورالعمل - های دستگاه تفسیر می‌شود.

- مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال زرد که از خط آستانه کنترل داخلی (NAGK cDNA) عبور می‌کند باید در تمامی لوله‌ها نمایان شود - (ct:20-30) به جز لوله NTC، و نشان دهد که RT و واکنش PCR به درستی انجام شده اند، در غیر اینصورت واکنش باید تکرار شود.
- در لوله کنترل مثبت (برای همه انواع *bcr*)، مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال سبز که از خط آستانه عبور می‌کند (ct: 20-30) به این معنی است که کنترل مثبت خوب است.
- در لوله‌های بیمار (برای همه انواع *bcr*)، مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال سبز (ct: 20-35) که از خط آستانه عبور می‌کند به این معنی است که نتیجه مثبت است و باید به صورت زیر و مطابق جدول گزارش شود:

Patient's Positive sets	bcr1 + bcr2 + bcr3	bcr2 + bcr3	bcr3
Interpretation	PML-RARA L or Long	PML-RARA V or Variant*	PML-RARA S or Short

TaqMan تک مرحله‌ای مبتنی بر روش RT-PCR کیفی:

- در لوله های بیمار، مشاهده سیگنال فلورسنت در کانال سبز به صورت خط صاف و یا عدم عبور از خط آستانه ($40 < \text{or Ct}$) به این معنی است که نتیجه منفی است و باید به صورت زیر گزارش شود:

PML-RARA Fusion Transcripts not detected

- در صورت وجود هر گونه افزایش فلورسنت در لوله NTC در هر دو کانال سبز و زرد می بایست آزمایش تکرار شده و مشکوک به بروز آلودگی است.
- در صورت وجود هر گونه افزایش فلورسنت در کنترل نرمال در کانال سبز، می بایست آزمایش تکرار شده و مشکوک به بروز آلودگی است.

نکات مورد توجه:




می بایست به تمام یافته های بالینی، داده های آزمایشگاهی، پارامترهای هماتولوژی نظیر CBC، مورفولوژی و فلوسایتومتری در تفسیر و اتخاذ تصمیم توجه شود.

محدودیت ها:

- نمونه های BM به دلیل داشتن بالاترین حساسیت، ترجیح داده می شوند.
- عملکرد ضعیف RNA منجر به دریافت نتیجه منفی کاذب، بیشتر در نمونه خون محیطی، خواهد شد.
- جابجایی های مربوط به ژن های دیگر یا سایر ژن های مرتبط شناسایی نمی شوند.

دفع ضایعات:

- برای دفع ضایعات به قوانین مصوب وزارت بهداشت توجه کنید.
- در صورتی که ضایعات منشا انسانی یا حیوانی داشته باشند به عنوان مواد خطرناک زیستی شناخته شده و باید با احتیاط دفع گردند. در هنگام استفاده و یا دفع نمونه ها از اقدامات احتیاطی عمومی استفاده کنید.

علائم و توضیحات	
	سری ساخت
	شماره رفرنس
	تاریخ تولید
	تاریخ انقضا
	مطالعه بروشور
	استفاده در موارد تشخیصی و بالینی
	استفاده در موارد تحقیقاتی
	شرایط نگهداری
	آدرس شرکت

جهت ارتباط با واحد پشتیبانی با شماره ۰۲۱-۲۶۴۲۲۹۴۰ تماس بگیرید.