


۱- معرفی :

۱-۱ وسترن بلاتینگ با استفاده از ECL

وسترن بلاتینگ روشی برای شناسایی پروتئین در عصاره سلول، بافت، میکروارگانیزم‌ها، سرم و سایر مایعات بافتی است. این روش آزمایشگاهی دارای ۳ مرحله کلی است. اول تفکیک پروتئین‌ها توسط الکتروفورز نمونه در ژل آکریل آمید، دوم انتقال پروتئین به غشاء نیتروسولوز و سوم شناسایی پروتئین اختصاصی. بنابراین این روش ترکیبی از الکتروفورز و انتقال پروتئین‌ها به یک فاز جامد می‌باشد. سپس پروتئین موردنظر توسط آنتی‌بادی مربوطه شناسایی می‌شود. برای مثال برای تأیید یک بیماری بعد از تفکیک پروتئین‌های سرم یا مایعات بافتی و انتقال به غشاء، آنتی‌بادی اول (اولیه) علیه پروتئین یا آنتی‌بادی ساخته شده در بدن انسان به غشاء اضافه شده و سپس آنتی‌بادی دوم (ثانویه) که در حیوان دیگری بر علیه آنتی‌بادی اول تولید شده و با ماده نشاندار کونژوگه شده، به سطح غشاء اضافه می‌شود.

ماده نشاندار معمولاً یک آنزیم [الکالاین فسفاتاز (alkaline phosphatase) یا پراکسیداز (HRP)] می‌باشد. در صورت وجود پروتئین مورد نظر در نمونه مورد آزمایش آنتی‌بادی اول به آن وصل شده و آنتی‌بادی دوم (کونژوگه با آنزیم) نیز به آنتی‌بادی اول متصل می‌شود. پس از شستشو و حذف آنزیم‌های متصل نشده، سوبسترا به غشاء اضافه می‌شود. محصول سوبسترا باید غیرمحلول بوده و در سطح غشاء رسوب کند تا در اثر شستشو حذف نشود.

برای بالا بردن حساسیت ردیابی پروتئین‌ها از سوبستراهایی نظیر ECL استفاده می‌شود که با آنتی‌بادی دوم حاوی پراکسیداز (HRP) در حضور پراکسید هیدروژن (H_2O_2) واکنش می‌دهد و خاصیت لومینسانس دارد. این ماده لومینسانس نور از خود ساطع می‌کند که فیلم حساس به نور را سیاه می‌کند و شدت آن توسط دانسیتومتر اندازه گیری می‌گردد.



شکل شماتیکی از مراحل وسترن بلاتینگ و آشکارسازی با استفاده از سیستم ECL

۳-۱ مراحل اصلی آزمایش:

مرحله	واکنش
۱	تفکیک پروتئین‌ها توسط الکتروفورز محلول پروتئینی بر روی ژل
۲	انتقال پروتئین‌های تفکیک شده از ژل به روی غشاء مناسب PVDF (یا نیتروسولوز)
۳	بلوکه کردن مکان‌های آزاد غشاء توسط محلول بلوکه‌کننده
۴	اضافه کردن آنتی‌بادی اولیه به غشاء
۵	اضافه کردن آنتی‌بادی ثانویه (HRP-conjugated) مناسب به غشاء (بر علیه آنتی‌بادی اولیه)
۶	اضافه کردن ECL و ردیابی نور لومینسانس ساطع شده از نمونه ناشی از واکنش با HRP با استفاده از فیلم عکاسی

محلول	مقدار	دمای نگهداری
A (pH = 9-10)	۴۰ میلی لیتر	۴ درجه سلسیوس
C	۵ میلی لیتر	۲۰- درجه سلسیوس
D	۵ میلی لیتر	۲۰- درجه سلسیوس
H ₂ O ₂ (35%)	۲۰۰ میکرولیتر	۴ درجه سلسیوس

همچنین محلول بلوکه‌کننده (5% skimmed milk) و آنتی‌بادی‌های ثانویه، داروی ثبوت و ظهور و فیلم رادیولوژی نیز به درخواست مشتری ارائه می‌گردد.

۳- مواد و روشها

۳-۱ مواد اضافه شده توسط مصرف کننده

قبل از شروع	وسایل	فیلیم حساس به نور(فیلم عکاسی)، شیکر، ظرفهای مورد نیاز
انجام آزمایش	محلولهای مورد نیاز	آنتی‌بادی اولیه و ثانویه مناسب، TBS، TBST، آب دوبار تقطیر، محلول ثبوت و ظهور، محلول بلوکه کننده (شیر خشک)

۲- مشخصات:

۲-۱ کاربرد کیت Najm Biotech ECL Western Blotting:

قابلیت ردیابی و شناسایی هر نوع آنتی ژنی که بر روی کاغذ PVDF یا نیتروسولوز بلات شده و آنتی‌بادی بر علیه آن موجود می‌باشد.

۲-۲ تعداد آزمایش:


۵۰ میلی لیتر محلول ECL حاصل از ترکیب محلولهای کیت برای پوشش حداقل ۱۰۰۰ سانتی متر مربع غشاء به کار می‌رود.

۲-۳ پایداری محلول:

محلول‌های کیت قبل از ترکیب تا یک سال پس از تولید (تاریخ انقضاء مندرج روی کیت) پایداری دارند.

۲-۴ حساسیت کیت:

بسته به قدرت اتصال آنتی‌بادی اولیه، کیت ECL، قابلیت شناسایی مقادیر پروتئین در حد یک پیکوگرم را دارد.



۲-۵ محتویات کیت:

محتویات اولیه کیت در جدول مقابل مشاهده می‌گردد.

۳-۲ آماده سازی محلول ها و معرف های اضافی مورد نیاز

محلول	روش آماده سازی محلول	میزان پایداری	نحوه ذخیره سازی
بافر TBS (10X)	(Tris-HCl ۲۴/۲۳ گرم) (NaCl ۸۰/۰۶ گرم) آب مقطر (تا ۱ لیتر) بعد از حل شدن pH روی ۷/۶ تنظیم شود.	۳ ماه	۲ تا ۸ درجه سلسیوس
TBST	۱ میلی لیتر از Tween 20 در ۱۰۰۰ میلی‌لیتر بافر TBS(1X) حل گردد.	۳ ماه	۲ تا ۸ درجه سلسیوس
آنتی بادی اولیه Dilution	TBS یا PBS که دارای Triton 0.2 %, Normal Horse Serum 10%(fresh) و 2% BSA می باشد.	تا وقتی که رسوب یا تغییر رنگ ندهد.	۴ درجه سلسیوس
آنتی بادی ثانویه Dilution	TBS یا PBS که دارای Triton 0.2 %, Normal Horse Serum 5%(fresh) و 2% BSA می باشد.	تا وقتی که رسوب یا تغییر رنگ ندهد.	۴ درجه سلسیوس
محلول بلوکه کننده	۵ گرم پودر شیرخشک در ۱۰۰ میلی لیتر محلول TBST	پایدار	دمای آزمایشگاه

۳-۳ آماده‌سازی ۱ میلی لیتر محلول ECL:

۸۰۰ میکرولیتر از بافر A و ۱۰۰ میکرولیتر از هر یک از محلول‌های C و D به یک ویال ۱/۵ میلی لیتری استریل اضافه می‌گردد تا حجم به ۱ میلی لیتر برسد و در نهایت ۰/۲۵ میکرولیتر H_2O_2 به محلول اضافه می‌شود. لازم به ذکر است که pH محلول A هر چند وقت یکبار باید کنترل شود (pH=۹-۱۰).

۴- دستورالعمل استفاده از کیت جهت شناسایی و ردیابی

پروتئین:

این دستورالعمل برای یک بلات با اندازه ۷×۸ سانتی‌متر تعیین شده است. در صورتی که اندازه بلات تغییر نماید به همان نسبت مقادیر محلول‌های مورد استفاده تغییر می‌نماید. پس از انتقال پروتئین‌ها از ژل آکریل آمید به روی کاغذ PVDF یا نیتروسولولز، مراحل زیر را انجام دهید:

۱- قراردادن بلات در محلول بلوکه‌کننده (تا مقداری که بلات را بپوشاند) روی شیکر به مدت یک شب در دمای $4^{\circ}C$ یا ۳ ساعت در دمای آزمایشگاه. پروتئین‌های موجود در شیر خشک، قسمت‌هایی از بلات را که فاقد پروتئین است، اشغال نموده و مانع از اتصال آنتی بادی‌ها به آن نواحی می‌گردد.

۲- آبکشی سریع غشاء توسط TBST و اضافه نمودن آنتی‌بادی اولیه در $4^{\circ}C$ در طول شب

۳- جمع‌آوری آنتی‌بادی اولیه و ۳ بار شست‌وشوی ۱۰ دقیقه‌ای غشاء با TBST در دمای آزمایشگاه و روی شیکر

۴- اضافه نمودن آنتی‌بادی ثانویه تا مقداری که سطح بلات را بپوشاند (از این مرحله به بعد، بلات نباید در معرض نور مستقیم قرار داشته باشد):

Anti-goat IgG,HRP-Conjugated: رقیق شده به نسبت ۱:۱۰۰۰۰ در TBST، ۱ ساعت در دمای آزمایشگاه و روی شیکر

Anti-rabbit IgG,HRP-Conjugated: رقیق شده به نسبت ۱:۱۰۰۰۰ در TBST، ۱ ساعت در دمای آزمایشگاه و روی شیکر

Anti-mouse IgG,HRP-Conjugated: رقیق شده به نسبت ۱:۱۰۰۰۰ در TBST، ۱ ساعت در دمای آزمایشگاه و روی شیکر

۵- جمع‌آوری آنتی‌بادی ثانویه و ۳ بار شست‌وشوی ۱۰ دقیقه‌ای با TBST در دمای آزمایشگاه و روی شیکر

۶- اضافه کردن محلول ECL بر روی بلات: (در اتاق تاریک)

برای این منظور در اتاق تاریک، بلات را درون یک کیسه نایلونی قرار دهید و در صورت وجود کاست، کیسه را درون کاست قرار دهید و اگر کاست عکاسی موجود نیست می‌توانید بر روی یک صفحه ثابت، نایلون حاوی بلات را طوری قرار دهید که ثابت شود و فیلم عکاسی که بر روی بلات قرار می‌گیرد بدون حرکت باشد تا باندهای پروتئین به صورت ثابت در جای خود ظاهر شود. سپس کیسه نایلونی روی بلات را کنار زده و از محلول ECL (به اندازه ۱ میلی لیتر برای بلات ۷×۸ سانتی متر) بر روی بلات ریخته شود تا کاملاً "سطح بلات آغشته به محلول ECL شود. کیسه نایلونی را دوباره بر روی بلات قرار دهید. سپس فیلم عکاسی را بعد از ۵ دقیقه در صورتی که نوری رویت شد، بر روی کیسه نایلونی در محلی که بلات وجود دارد قرار دهید.

۷- فیلم رادیولوژی (X-RAY) را برای مدت زمان ۱ ثانیه تا چند دقیقه (بسته به شدت نور ساطع شده از بلات) روی بلات قرار دهید.

۸- فیلم را درون داروی ظهور (به مدت ۱ دقیقه) قرار داده و پس از ۵ دقیقه شست‌وشو با آب مقطر در داروی ثبوت (به مدت ۱ دقیقه) قرار دهید و پس از آن با آب شست‌وشو نمایید.

۵- توصیه‌ها

۱- به نحوه نگهداری محلول‌های کیت Najm Biotech ECL دقت نمایید. اجزای کیت می‌بایست در دمای مناسب مندرج روی آن (۴ درجه و ۲۰- درجه) نگهداری شوند. pH محلول A کنترل شود (pH:۹-۱۰)

۲- حتی الامکان از انجماد و ذوب مکرر محلول‌های کیت Najm Biotech ECL اجتناب نمایید. بدین منظور محلول را در همان استفاده اولیه در ویال‌هایی با حجم‌های مورد نیاز تقسیم نمایید. لازم به ذکر است که محلول‌های C و D نباید در معرض نور قرار گیرند، بنابراین پس از تقسیم‌بندی، ویال‌های مربوطه را با فویل آلومینومی بپوشانید.

۳- با توجه به قابلیت کیت Najm Biotech ECL در شناسایی پروتئین با مقادیر کمتر آنتی‌بادی ثانویه، بهینه‌سازی غلظت آنتی‌بادی‌ها برای رسیدن به غلظتی که بهترین نتیجه را حاصل می‌نماید، توصیه می‌گردد.

۶- رفع اشکالات احتمالی

مشکل	دلیل احتمالی	توصیه
نبرد سیگنال یا سیگنال ضعیف	انتقال ناکارآمد پروتئین	شرایط انتقال پروتئین را تغییر دهید.
	آنتی‌بادی اولیه پروتئین را شناسایی نکرده است	یک کنترل مثبت که از جواب آن مطمئن هستید را به صورت موازی انجام دهید. اگر آنتی-بادی اولیه فقط به پروتئین طبیعی وصل می‌شود، سعی کنید از سیستم ژل غیر دناتوره (فاقد SDS و مرکاپتواتانول) استفاده کنید.
	میل ترکیبی آنتی‌بادی اولیه کم است	بهینه سازی غلظت آنتی‌بادی، انکوبه کردن بلات با آنتی‌بادی اولیه به مدت یک شب در دمای ۴ درجه، زمان شست و شوی کوتاه
	غلظت کم آنتی‌بادی اولیه و ثانویه	بهینه سازی غلظت آنتی‌بادی
	کاهش فعالیت آنتی‌بادی ثانویه	آنتی‌بادی ثانویه را به طور مستقیم با ECL تست کنید، اگر سیگنال نداد از آنتی‌بادی ثانویه تازه استفاده کنید
	مقدار کم پروتئینی که بر روی ژل برده شده است	مقدار پروتئین را افزایش دهید
	فعالیت کم محلول ECL	درست ذخیره شدن محلول‌ها را چک کنید. مطمئن شوید محلول ECL تازه تهیه شده است.
	زمان انکوبه شدن در معرف ECL کم بوده است	زمان انکوبه شدن را افزایش دهید.
سیگنال شدید یا پس زمینه پر رنگ	آنتی‌بادی ثانویه (HRP-conjugated) زیادی در سیستم	آنتی‌بادی ثانویه (HRP-conjugated) را حداقل ۱۰ برابر رقیق کنید.
	بلوکه کردن نامناسب و ناکافی	شرایط بلوکه کردن را بهینه کنید.
	Blocking Reagent نامناسب و ناکافی	از یک Blocking reagent متفاوت استفاده کنید.
	شست و شوی نادرست و کم	تعداد، مدت زمان و حجم شست و شو را افزایش دهید.
	غلظت بالای آنتی ژن و آنتی‌بادی	کم کردن غلظت آنتی‌بادی
	اختصاصیت کم آنتی‌بادی	از آنتی‌بادی با اختصاصیت بالا استفاده کنید.
فیلیم به مدت طولانی در معرض نور قرار گرفته	مدت زمان را کاهش دهید.	

۷- مزایای کیت

۸- تماس با ما

این محصول در شرکت زیست فناوران نجم مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تولید و توزیع می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا به سایت شرکت مراجعه فرمایید.

تلفن تماس شرکت: ۰۲۱۴۴۵۸۰۴۳۸، ۰۹۱۲۶۸۰۲۹۸۸

تلفن تماس جهت سؤالات فنی: ۰۹۱۶۹۶۰۴۶۷۲

آدرس: تهران، انتهای بزرگراه همت (غرب)، بلوار پژوهش، مرکز رشد زیست فناوری. شرکت زیست فناوران نجم

۱. قیمت پایین تر نسبت به کیت های مشابه خارجی با وجود کیفیت مشابه
۲. دسترسی آسان و تحویل سریع
۳. خدمات مشاوره‌ای پس از فروش و پاسخ به سؤالات علمی مصرف کنندگان
۴. تولید داخلی با استفاده از دانش پژوهشگران کشور