

- mRNA *RUNX1-RUNX1T1* مثبت: تشخیص داده شده است.
- mRNA *RUNX1-RUNX1T1* منفی: تشخیص داده نشده است.

محتویات کیت:

مقدار	اجزا	ردیف
۴۵-μl	مسترمیکس آماده برای استفاده در RT-PCR تک مرحله ای	۱
۱۵ μl	کنترل مثبت RUNX1-RUNX1T1	۲
۱۵ μl	کنترل منفی	۳

مواد و ابزار مورد نیاز:

- هر نوع دستگاه تایید شده و تحت کنترل Real Time PCR با کانال سبز (FAM) و زرد (HEX, VIC, JOE).
- کیت استخراج RNA (در این کیت ارائه نشده است)
- مواد پلاستیکی از جمله سرمیپرها، میکروتوب های ۰/۲ میلی لیتری عاری از DNase / RNase

شرایط نگهداری و انتقال کیت:

محتویات کیت را در دمای (-۲۰ °C) تا تاریخ انقضا درج شده بر روی بسته بندی نگهداری و حمل کنید. از انجماد و ذوب مکرر اجزاء کیت، که می تواند منجر به کاهش کیفیت تشخیصی کیت گردد پرهیز نمایید.

نوع نمونه:

۵ میلی لیتر خون کامل و یا ۳ میلی لیتر آسپیره مغز استخوان را در لوله های (EDTA) جمع آوری کنید (حداقل: ۱ میلی لیتر خون کامل یا ۱ میلی لیتر مغز استخوان قابل قبول است).

- به دلیل حفظ ثبات RNA، می بایست نمونه ها ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از جمع آوری، استخراج شوند.
- آماده سازی بیمار: هیچگونه آماده سازی مورد نیاز نیست، تنها می بایست نمونه، پیش از شروع هر گونه درمان جمع آوری گردد. اگر بیمار هر گونه داروی TKI دریافت می کند می بایست آزمایشگاه بالینی از آن مطلع گردد.
- دمای نگهداری/ انتقال: ۲-۸ درجه سانتیگراد (یخچال)
- ثبات نمونه:

- در دمای محیط یا اتاق: ۱ ساعت
- درون یخچال (۲-۸ درجه سانتیگراد): ۲۴ ساعت
- شرایط عدم پذیرش نمونه:

- سرم یا پلاسما
- نمونه های جمع آوری شده در لوله ضد انعقادی غیر از EDTA.
- نمونه های به شدت همولیز شده.
- نمونه های منجمد یا لخته شده

موارد احتیاطی عمومی:

۱. کیفیت نمونه RNA از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند نتایج آزمایش را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور به حداقل رساندن تخریب RNA توسط ریبونوکلاز، توصیه می شود بلافاصله پس از جمع آوری نمونه، استخراج RNA آغاز گردد. هنگام کار با RNA، به منظور پیشگیری از آلودگی ریبونوکلاز از طریق دست، همیشه از دستکش استفاده کنید.

کیت RT-PCR کیفی یک مرحله ای تشخیص فیوزن RUNX1-RUNX1T1 یا t(8;21)/AML1-ETO

Ref: APRUNK1


(Investigation Use Only, IUO)

مقدمه:

t(8;21)(q22;q22) در درجه اول در *de novo* AML و به ویژه در زیر گروه FAB-M2 یافت می شود. t(8;21) و RUNX1 یا AML1 را به ژن RUNX1T1 یا ETO (ژن هشت بیست و یک) متصل می کند. شکست نقطه ای AML1، میان اگزون های ۵ و ۶ (شکل ۱) قرار دارد، شکست نقطه ای ETO در قسمت بالای اگزون ۲ قرار دارند.

t(8;21) با پیش آگهی نسبتاً خوب همراه با پاسخ ویژه به برخی از عوامل درمانی خاص همراه است. از نظر سیتوژنتیک، t(8;21) تقریباً ۷٪ از *de novo* AML را، که در بیماران جوان تر شایع است، را نشان می دهد. این شرایط در زیرگروه AML-M2، که در ۴۰-۲۰٪ موارد مشاهده می شود، شایع ترین است. همچنین در موارد نادر AML-M1 و AML-M4 و در AML مربوط به درمان تعریف شده است. شیوع RT-PCR AML1-ETO به صورت مثبت در ۸ تا ۱۲٪ از موارد AML متفاوت است.

بنابراین نشان دهنده افزایش قابل توجهی در مقایسه با بروز سیتوژنتیک است. این کیت تنها برای استفاده در مقاصد تحقیقاتی (IUO) برای شناسایی کیفی رونوشت های فیوزن RUNX1-RUNX1T1 در موارد AML تولید شده است.



شکل ۱، نمودار شماتیک ساختار اگزون / اینترون از ژنهای *AML1* و *ETO*، در ارتباط با t(8;21)(q22;q22).

اصول انجام آزمایش:

شرکت توسعه و پژوهش امیر پیوند این کیت را برای تشخیص دقیق جابه جایی بین کروموزوم های ۸ و ۲۱ [t(8;21)] یا رونوشت های فیوزن RUNX1/RUNX1T1 در خون محیطی یا آسپیره مغز استخوان در بیماران مبتلا به AML ارائه داده است. تمامی RNA ها در زمان تشخیص از خون بیمار یا مغز استخوان استخراج شده و mRNA به صورت معکوس به cDNA رونویسی می شود و همزمان تحت واکنش TaqMan Based، تک مرحله ای در همان لوله قرار می گیرد. گزارش دهی نتایج به صورت کیفی خواهد بود؛

شرکت پژوهش و توسعه امیر پیوند

ایران، تهران، خیابان شرعیتی، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، بعد از خیابان شمس تبریزی، ساختمان بهاران، پلاک ۱۴۸، واحد ۱ / کد پستی: ۱۹۱۹۷۵۴۹۴۱

021-26422362

Co.ap-rad.com

order@co.ap-rad.com

۳. ۱۸ µl مسترمیکس به تمامی میکروتیوب های نام گذاری شده اضافه کنید.
۴. ۲ µl آب مقطر استریل به میکروتیوب NTC اضافه کنید.
۵. ۲ µl کنترل منفی به لوله دارای برجسب کنترل منفی، اضافه کنید.
۶. ۲ µl از RNA بیمار را به دو میکروتیوبی که نام بیمار بر روی آن نوشته شده است اضافه کنید.
۷. ۲ µl کنترل مثبت به میکروتیوب دارای برجسب کنترل مثبت، اضافه کنید.
۸. مواد را با یکدیگر مخلوط کرده و برای مدت زمان کوتاهی اسپین کنید.
۹. سپس آن را در دستگاه Real Time PCR قرار دهید و برنامه را همانگونه که در برنامه واکنش حرارتی ذکر شده است اجرا کنید.

ایمنی:

- پیش از انجام آزمایش، دستورالعمل را به صورت کامل مطالعه کنید.
- قبل از انجام آزمایش از ضد عفونی بودن محل انجام تست اطمینان حاصل کنید.
- تمامی نمونه ها را عفونی در نظر بگیرید.
- در تمام مراحل انجام آزمایش، از محافظ چشم و دستکش های یکبار مصرف استفاده کنید.

شناسه های ایمنی:

توالی هدف: رونویسی فیوژن RUNX1-RUNX1T1، که حاصل از ترانسلوکیشن بین کروموزوم ۸ و ۲۱ است می باشد.

اختصاصیت: این کیت به طور انحصاری قادر به تشخیص رونویسی فیوژن RUNX1-RUNX1T1، در AML است. پنج مورد AML با استفاده از تشخیص کیفی فیوژن RUNX1-RUNX1T1، با کیت RT-PCR تک مرحله ای در مقایسه با کانونشنال RT-PCR و تطبیق ۱۰۰٪ نتایج حاصل می شود. پنج نمونه طبیعی و پنج نمونه ALL دارای (9:22) و یا دیگر جابه جایی ها با استفاده از این روش مورد بررسی قرار گرفت و هیچ واکنش مثبت کاذب مشاهده نشد.

حساسیت: آزمایش رقت کنترل مثبت پلاسمید با فیوژن RUNX1-RUNX1T1 با قابلیت تشخیصی تا ۱/۹۲ نشان دهنده حساسیت بالا حتی در بیماران با رونویسی فیوژن RNA، که غیر معمول نیست، وجود دارد. به ویژه در بیماران درمان نشده.

کنترل کیفیت: در این آزمایش، NAGK (N-acetylglucosamine kinase) با عنوان یک کنترل داخلی با تکثیر ژن در همان لوله انجام خواهد شد و باید موجب افزایش در هر لوله ای به جز NTC در کانال زرد شود.

تخلیص نوکلئیک اسید:

RNA را می توان به طور مستقیم از نمونه خون محیطی جمع آوری شده در لوله حاوی ضد انعقاد EDTA و یا اسپیره مغز استخوان به وسیله کیت های استخراج RNA معتبر و یا روش های دستی استخراج کرد. باقی کت و گرانولوسیت ها را میتوان مورد استفاده قرار داد. کیفیت RNA استخراج شده می بایست خوب باشد و با استفاده از بیوفوتومتر یا نانودراپ بررسی شود.

TaqMan یک مرحله ای مبتنی بر روش RT-PCR کیفی:

RT-PCR تک مرحله ای به روش زیر انجام می شود.

۱. به ترتیب میکروتیوب های آماده استفاده را به صورت دوتایی برای هر بیمار و به صورت تکی برای کنترل مثبت، کنترل منفی و بدون الگو (NTC) مرتب و برجسب گذاری کنید.
- توجه: برای دستیابی به نتایج قابل اعتماد و دقیق، تاکید بر تکرار انجام دو PCR برای هر بیمار می شود.
۲. تمام میکرو تیوب ها را بر روی رک سرد قرار دهید.

پرو فایل واکنش حرارتی:

چرخه	زمان	دما	رونبویسی معکوس RT
۱	۱۰ دقیقه	۵۰°C	
۱	۳ دقیقه	۹۵°C	فعال سازی اولیه
۴۵	۱۰ ثانیه	۹۵°C	داناتوراسیون
	۳۰ ثانیه	۶۰°C	انلیینگ/گسترش

*FAM برای RUNX1-RUNX1T1، JOE برای NAGK (کنترل داخلی) تنظیم

شود.

Run Settings	
Name	Gain
Green	4
Yellow	9

تجزیه و تحلیل داده ها و گزارش:

نتایج با استفاده از نرم افزار دستگاه های Real Time PCR با مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت که از خط Threshold (آستانه) عبور می کند و مطابق دستورالعمل های دستگاه تفسیر می شود.

- مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال زرد که از خط آستانه کنترل داخلی عبور می کند باید در تمامی لوله ها نمایان شود (20-30 ct)؛ به جز لوله NTC، و نشان دهد که RT و واکنش PCR به درستی انجام شده اند، در غیر اینصورت واکنش باید تکرار شود.

- در لوله کنترل مثبت، مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال سبز که از خط آستانه عبور می کند (20-30 ct)؛ به این معنی است که کنترل مثبت خوب است.

- در لوله های بیمار، مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال سبز (20-35 ct)؛ که از خط آستانه عبور می کند به این معنی است که نتیجه مثبت است و باید به صورت زیر گزارش شود:

RUNX1-RUNX1T1 Fusion Transcripts detected

- در لوله های بیمار، مشاهده سیگنال فلورسنت در کانال سبز به صورت خط صاف و یادم عبور از خط آستانه ($ct > 40$) به این معنی است که نتیجه منفی است و باید به صورت زیر گزارش شود:

RUNX1-RUNX1T1 Fusion Transcripts not detected

- در صورت وجود هر گونه افزایش فلورسنت در لوله NTC در هر دو کانال سبز و زرد می بایست آزمایش تکرار شده و مشکوک به بروز آلودگی است.
- در صورت وجود هر گونه افزایش فلورسنت در کنترل نرمال در کانال سبز، می بایست آزمایش تکرار شده و مشکوک به بروز آلودگی است.



021-26422362



Co.ap-rad.com



order@co.ap-rad.com

شرکت پژوهش و توسعه امیرپهوند

ایران، تهران، خیابان شرعیتی، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، بعد از خیابان شمس تبریزی، ساختمان بهاران، پلاک ۱۴۸، واحد ۱ / کد پستی: ۱۹۱۹۷۵۴۹۴۱

نکات مورد توجه:











توجه به تمام یافته های بالینی، داده های آزمایشگاهی و پارامترهای هماتولوژی شامل CBC و مورفولوژی، می بایست در تفسیر و تصمیم گیری در نظر گرفته شود.

تداخل:


هیچ گونه تداخلی با سایر ترانسلوکیشن ها مشاهده نشد. (سنجش اختصاصیت)


دفع ضایعات:


- برای دفع ضایعات به قوانین مصوب وزارت بهداشت توجه کنید.
- در صورتی که ضایعات منشا انسانی یا حیوانی داشته باشند به عنوان مواد خطرناک زیستی شناخته شده و باید با احتیاط دفع گردند. در هنگام استفاده و یا دفع نمونه ها از اقدامات احتیاطی عمومی استفاده کنید.

علائم و توضیحات	
	سری ساخت
	شماره رفرنس
	تاریخ تولید
	تاریخ انقضا
	مطالعه بروشور
	استفاده در موارد تشخیصی و بالینی
	استفاده در موارد تحقیقاتی
	شرایط نگهداری
	آدرس شرکت
علائم خطر	
	

جهت ارتباط با واحد پشتیبانی با شماره ۰۲۱-۲۶۴۲۲۹۴۰ تماس بگیرید.

 021-26422362

 Co.ap-rad.com

 order@co.ap-rad.com

شرکت پژوهش و توسعه امیرپیوند

ایران، تهران، خیابان شرعیتی، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، بعد از خیابان شمس تبریزی،

ساختمان بهاران، پلاک ۱۴۸، واحد ۱ / کد پستی: ۱۹۱۹۷۵۴۹۴۱