

دستگاه اندازه گیری تراوایی گازهای خالص

مقدمه

جداسازی گازی توسط غشا یکی از روش های مرسوم جداسازی است که امروزه مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته و کاربردهای متوعی یافته است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

■ جداسازی دی اکسید کربن یا هیدروژن از متان (در شیرین سازی گاز طبیعی)

■ جداسازی ایزوتوپ های اورانیم

■ تنظیم نسبت هیدروژن/مونوکسید کربن در گاز سنتز

■ جداسازی هوا و تولید اکسیژن و نیتروژن تغلیظ شده

■ بازیافت هلیوم

■ بازیافت متان از گاز زیستی (biogas)

برای جداسازی گازها می توان از غشاهای پلیمری، معدنی و آمیخته (ترکیب مواد معدنی در مواد پلیمری) استفاده کرد. غشاهای جداسازی گازی در گذشته متخلخل بوده اند ولی امروزه استفاده از غشاهای متخلخل به جز در موارد خاص دیگر رایج نبوده و تقریبا عموم غشاهای جداسازی گازی نامتخلخل (یا متراکم اند).


غشاهای جداسازی گازی پلیمری و آمیخته در مقیاس آزمایشگاهی می توانند متقارن یا نامتقارن باشند و از نظر شکل می توانند مسطح یا به شکل الیاف میان تهی ساخته شوند که از میان این دو نوع غشا، غشاهای مسطح یا تخت بیشتر در آزمایشگاه های تحقیقاتی استفاده می شوند چرا که هم ساخت آنها ساده تر و ارزان تر است و هم ارزیابی خواص آنها در ماژول های غشایی تخت نیاز به تجهیزات پیچیده ای ندارد.

برای ارزیابی خواص غشاهای جداسازی گازی مسطح یا تخت در مقیاس آزمایشگاهی معمولا از دو نوع ماژول انتها بسته (dead end) و جریان عرضی (Tangential) استفاده می شود که شرح عملکرد ماژول انتها بسته (طراحی شده در شرکت تراوا فرایند افراز) در ادامه آمده است.

اجزا و شرح عملکرد سامانه اندازه گیری تراوایی گازهای خالص

همانگونه که در بالا ذکر شد، ماژول سامانه اندازه گیری تراوایی گازهای خالص (طراحی شده در شرکت تراوا فرایند افراز) از نوع تخت انتها بسته است.

ماژول اندازه گیری تراوایی گازهای خالص از جنس استیل ضدزنگ و دارای دو بخش است. بخش پائینی که غشا تخت مدور در آن قرار می گیرد، روی صفحه اصلی میز سامانه ثابت شده و دارای سوراخی است که تراویده را به دستگاه اندازه گیری دبی حجمی گاز تراویده (حباب متر یا فلومتر) منتقل می کند. بخش بالایی که متحرک است روی صفحه پائینی آب بندی شده و گاز تحت فشار به آن وارد می شود. بنابراین در این سامانه گاز مورد آزمایش با فشار معینی وارد ماژول شده و پشت سد غشای مدور تخت قرار می گیرد. بخشی از گاز تراوش کرده و از غشا عبور می کند و سپس از سوراخ تعبیه شده در ته صفحه پائینی ماژول خارج شده و توسط یک لوله به دستگاه اندازه گیری دبی حجمی تراویده منتقل می شود. در دستگاه دو نوع فلومتر تعبیه شده است که بسته به دبی و نوع گاز می تواند وارد لوله حباب متر شده و یا وارد فلومتر جرمی (MFC=mass flow meter) گردد. اگر گاز مورد آزمایش هوا، نیتروژن یا اکسیژن و دبی گاز تراویده تا حداکثر ۲۰۰ میلی لیتر باشد استفاده از MFC توصیه می شود در غیراینصورت (به ویژه با در نظر گرفتن قیمت بسیار بالای MFC) بهتر است از لوله حباب متر استفاده شود. در فلومتر دوم (حباب متر) در اثر تماس تراویده با آب-صابون موجود در مخزن انتهایی لوله، یک حباب از گاز تراویده تشکیل و درون لوله مدرج حباب متر بالا می رود. با اندازه گیری سرعت حرکت حباب می توان دبی حجمی تراویده را اندازه گیری نمود. نمائی از سامانه اندازه گیری تراوایی غشاهای جداسازی تخت در شکل زیر نمایش داده شده است.




شکل ۱: دستگاه اندازه‌گیری تراوایی غشاهای ورقه ای مسطح

همانگونه که در شکل قابل مشاهده است، یک شیر تهویه بر روی بخش بالائی و متحرک ماژول نصب شده است (شیر تهویه) که بیشتر برای تخلیه گاز آزمایش در پایان فرایند و نیز شستشوی سامانه با گاز جدید (وقتی نوع گاز مورد آزمایش هنگام کار با یک نوع غشا تغییر می کند) قابل استفاده است. شیر سوزنی نصب شده بر روی خط انتقال گاز از سیلندر به ماژول نیز برای کنترل فشار بالادست غشاست.

باید دقت شود پس از اندازه گیری دبی تراویده، لازم است دبی حجمی محاسبه شده را با توجه به فشار و دمای آزمایش به دبی حجمی در شرایط استاندارد (STP) تبدیل نمود. برای محاسبه تراوایی گاز می توان از رابطه فیک به شکل زیر استفاده نمود.

$$Q_i(STP) = D_i \times A \times \frac{\Delta C_i}{l} \quad (1)$$

که در آن، Q_i دبی حجمی جزء تراوش کننده، D_i ضریب نفوذ جزء i در غشا، A سطح غشا، C_i غلظت جزء i در بالادست و پائین دست غشا و z بیانگر جهت انتقال در غشا است. در این رابطه از مقاومت انتقال جرم جزء i در طرفین غشا صرف نظر شده است. یعنی فرض شده است غلظت جزء i در فصل مشترک طرفین غشا برابر غلظت آن جزء در توده گاز طرفین غشا است (که این فرض در مورد گازهای خالص که مورد هدف این سامانه است کاملاً صادق است). شکل (۲) این فرض را به صورت نمادین به تصویر کشیده است.



شکل (۲): نمائی از روند تغییرات غلظت در عرض غشا

C_i را می توان توسط رابطه زیر به حلالیت و فشار جزئی i نسبت داد:

$$C_i = p_i \times S_i \quad (۲)$$

که در آن p_i فشار جزئی گاز و S_i حلالیت جزء i در غشا است. با جایگزینی رابطه (۲) در (۱) به دست می آید:

$$Q_i(STP) = D_i \times S_i \times A \times \frac{\Delta p_i}{l} = P_i \left\{ \frac{p_i|_{upstream} - p_i|_{downstream}}{l} \right\} \quad (۳)$$

در این رابطه P_i تراوایی جزء i در گذر از غشا و l ضخامت غشا و $p_i|_{upstream}$ و $p_i|_{downstream}$ فشار جزئی جزء i در دو جریان بالادست و پایین دست غشاست. در شرایطی که غشا مورد آزمایش نامتقارن باشد، با فرض اینکه بتوان از مقاومت پایه متخلخل صرف نظر کرد، l ضخامت لایه فعال یا همان ضخامت لایه انتخاب پذیر است.

با در نظر گرفتن رابطه (۳) می توان تراوایی جزء i (P_i) را از رابطه ۴ مطابق زیر بدست آورد:

$$Q_i(STP) = P_i \times A \times \frac{\Delta p_i}{l} \rightarrow P_i = \frac{Q_i(STP) \times l}{A \times \Delta p_i} \quad (4)$$

برخی از محققین که امکان اندازه‌گیری ضخامت لایه فعال با SEM را ندارند، نسبت P_i/l را که به تراوش (Permeance) معروف است گزارش می‌دهند. تراوش جزء i را می‌توان از رابطه (۵) محاسبه کرد.

$$\frac{P_i}{l} = \frac{Q_i(STP)}{A \times \Delta p_i} \quad (5)$$

اگر Q_i بر حسب سانتیمتر مکعب در ثانیه، l بر حسب سانتیمتر، A بر حسب سانتیمتر مربع و Δp_i بر حسب سانتیمتر جیوه گزارش شود، در رابطه (۴) بر حسب $cm^3 \cdot cm / cm^2 \cdot s \cdot cmHg$ و تراوش از رابطه (۵) بر حسب $cm^3 / cm^2 \cdot s \cdot cmHg$ به دست می‌آید. هر $10^{-10} cm^3 \cdot cm / cm^2 \cdot s \cdot cmHg$ را یک Barrer و هر $10^{-6} cm^3 / cm^2 \cdot s \cdot cmHg$ را یک GPU می‌نامند. لازم به ذکر است GPU مخفف gas permeance unit است و Barrer یک اسم خاص و یکی از متعارف ترین واحدهای تراوایی گازها محسوب می‌شود.

انتخاب‌پذیری غشا را نیز می‌توان از رابطه (۶) به دست آورد.

$$\alpha_{i,j} = P_i / P_j \quad (6)$$

در رابطه بالا، $\alpha_{i,j}$ انتخاب‌پذیری ایده‌آل غشا در مقابل عبور اجزاء i و j و P_i و P_j تراوایی اجزاء i و j است.

در جدول زیر مشخصات کامل سامانه ارائه شده است.



TARAVA FARAYAND AFRAZ

تراوا فرایند افراز

دستگاه اندازه گیری تراوایی گازها (Gas Permeation Setup)

تراوا فرایند افراز	شرکت سازنده
۱۴۰۱	سال ساخت
0-230 psia	محدوده فشار عملیاتی
20 cm ²	سطح موثر غشا
مسطح (تخت)	نوع غشای مورد استفاده
0-200 ml/min	محدوده نرخ تراویده
استیل زنگ نزن 316	جنس ماژول غشایی و لوله ها