


juju lingji

فانودراب اسكتروفتومتر

Micro-Volume UV-VIS Spectrophotometer







سنج اندازه گیری بازه کامل UV-VIS است که
برای اندازه گیری نمونه های کم حجم ۲-۱
میکرولیتری و کووت استاندارد مناسب است.
قابلیت اندازه گیری نمونه های RNA ,DNA و
پروتئین با غلظتهای خیلی کم و خیلی زیاد را
دارد و نیاز به رقیق سازی نمونه های غلیظ
نیست. نرم افزار بروز شده شامل تست های
پرکاربرد برای اندازه گیری انواع پروتئین ها،
DNA ها برای microarray، تست های
سلولی و می باشد. این دستگاه می تواند
مجهز به صفحه نمایش لمسی و کامپیوتر
داخلی باشد.

دستگاه مشابه

Thermo Scientific - NanoDrop 2000C

دارای گواهی IMED از اداره کل تجهیزات

Model: NDNM98

پزشکی وزارت بهداشت



💮 تهران- بزرگراه باقری(تهرانپارس)- بلوار استقلال- شهرک گلستان- خ ۱۲متری گلستان-پلاک ۸ info@nanomabna.com +11-11446291

ilig and the second sec

بازه وسيع كاربرد

پزشكى، ژنتيك، زيست فناورى، كشاورزى، علوم سلولى، علوم دارویی، صنایع غذایی، آنالیز اسید نوکلئیک ها و پروتئین ها، تست های بیوشیمی، تستهای نانو بیوسنسوری LSPR



تستهای اسپکتروفتومتری UV-VIS با کووت استاندارد و نیز پلیت میکرولیتری Nano mabna قابل انجام می باشد. طیف کامل در بازه طول موجی ۹۰۰nm-۱۹۰۰ و اندازه گیری OD در



فانودراب اسكثروفتومتر

Micro-Volume UV-VIS Spectrophotometer

هر طول موجی در فواصل ۰/۵ نانومتری در این بازه در کمتر از

۱ms انجام می شود.

تست های بیومولکولی با حجم کم نمونه تعيين غلظت و خلوص اسيد نوكلئيك ها (DNA و RNA) و پروتئين ها با استفاده از پليت ميكروليتري Nano mabna در حجم ۲-۱ میکرولیتر با حد تشخیص (dsDNA)۲ng/انجام می شود. به دست آوردن سریع جذب در طول موج های ۲۶۰، ۲۸۰ و ۲۳۰ نانومتر برای اندازه گیری کمی DNA, DNA و پروتئین ها و نسبت جذب در طول موج های ۲۶۰ به ۲۸۰ و ۲۶۰ به ۲۳۰ نانومتر برای بر آورد کیفیت استخراج و ناخالصیهای زیستی و شیمیایی با این دستگاه فراهم است.

نرم افزار ساده به همراه تحلیلهای QC تعريف هر نوع تست بر اساس نياز كاربر (سيستم open) امکانپذیر می باشد. نرم افزار قدم به قدم کاربر را در حین اجرای تست راهنمایی کرده و امکان تصحیح خطاها را به او می دهد. نرم افزار امکان نمایش طیف کامل و جدول نتایج را برای ساده كردن تحليل داده ها فراهم مى سازد. علاوه بر اين نرم افزار قابلیت جمع آوری داده های QC و رسم منحنیهای مربوطه را دارد.

- مشخصات فنی • روش شناسایی: دوپرتوی- جذبی
- محدوده طيفي: ۹۰۰nm-۱۹۰
- Halogen tungsten -Deuterium lamp
 - آشکارساز: ۲۰۴۸ Linear CCD SONY
- حجم نمونه برای استفاده از پلیت میکرولیتریNano mabna الم۲-۱ • حجم نمونه برای استفاده از کووت: ۱ml • دقت طول موج: ۰/۱nm • تفکیک پذیری طول موج: ۵nm/۰ • دقت جذب: ۰/۰۰۲OD
 - محدوده OD: ٠ تا ٧٠
 - حد تشخيص: ۲ng/µl(dsDNA)

تستهای نانوسنسوری LSPR بر پایه نانوذرات طلا انجام تست های نانوبیوسنسوری LSPR به کمک خواص منحصر به فرد نانو ذرات طلا، در حيطه هاى مختلف تشخيصي ایمونولوژی، ژنتیک و بیوشیمی با این دستگاه امکانپذیر است.

تحليلهاي Endpoint, Fixed time, Kinetic

نرم افزار امکان تعریف تستهای اندازه گیری OD وابسته به زمان را داشته و امکان مشاهده نتایج اندازه گیری را بصورت منحنی

• ولتاژ کاری: ۲۲۰V AC ۵۰/۶۰ Hz نرم افزار: سازگار با سیستم عامل Windows

• ابعاد: ۳۱cm×۴۵cm×۳۱cm •

• وزن: ۲۰Kg

پشتيباني فعال و تخصصي

دستگاه دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش دارد. كارشناسان علمي و فني ما همواره آماده پشتيباني فعال و تخصصي از كاربران هستند.

پردازش سیگنال پیشرفته

بکارگیری آشکارساز CCD آرایه ای ۲۰۴۸ به ما امکان جمع اوری تعداد زیادی داده را برای هر نمونه می دهد. به کمک الگوريتم پردازش داده پيشرفته خطاهای خوانش حذف ميشود. همچنین با پیاده سازی اندازه گیری دو پرتوی اثرات افت و خیز منبع نوری بر طرف می شود.

مى دهد. تحليلهاى Endpoint, Fixed time, kinetic در نرم افزار گنجانده شده است.

صرفه اقتصادى

این دستگاه تجمیع سه دستگاه آزمایشگاهی نانودراپ، اسپکتروفتومتر UV-VIS و LSPR است. خریدار بدون از دست دادن کیفیت، هزینه کمتری می پردازند. همچنین پلیت میکرولیتری Nano Mabna پس از هر تست امکان تمیز شدن و بکارگیری مجدد را داراست که هزینه های تست را کاهش می دهد.

مطالعه رشد باكتريها

با اندازه گیری جذب نوری OD در طول موج ۶۰۰ نانومتر با گذشت زمان امکان مطالعه مراحل رشد باکتریها فراهم می شود.

💮 تهران- بزرگراه باقری(تهرانپارس)- بلوار استقلال- شهرک گلستان- خ ۱۲متری گلستان-پلاک ۸ www.nanomabna.com 🌘 +71-77898281 info@nanomabna.com