



Pole Ideal Tajhiz Co.
www.medpit.com



UNIVERSAL 320

Universal Centrifuges

Premium 20000 & 20000 R
320 & 320 R



Premium 20000 R

EN / FA / RU / AR

● High Speed Universal Centrifuges

Nowadays, safety and efficiency are considered as two important principles in all laboratories. Regarding the laboratory centrifuges, this requires that separating process gets performed with appropriate speed and total safety, so that test results are achieved with maximum accuracy. Universal Centrifuges with high speed up to 20,000rpm, in two models, Classic and Cooled with unique performance accompanied by a complete set of accessories are ideal for meeting the major part of the requirements of laboratories and medical & research centers. With the powerful brushless electro-motors and maximum relative centrifugal force (RCF) of 25,938, these centrifuges are suitable for separating compounds with a maximum density of 1.2 Kg/dm^3 . The wide range of accessories allow users to centrifuge samples in standard test tubes, microtiter plates, falcon tubes, blood collection tubes, and microtubes, and prepare slides for cytological examinations. The Universal centrifuges are designed and manufactured in accordance with international standards, and in terms of performance, material, accuracy and quality, they are considered as serious competitors for similar products of creditable foreign companies.

CENTRIFUGE



Quality

Precision

Satisfaction

Performance:

- High relative centrifugal force (RCF)
 - For 15ml tubes, up to 16,582
 - For microtubes, up to 21,382 in 320 series and up to 25,938 in Premium series
- Very short run up/run down
- Short centrifugation system
- Ability to set and use the centrifuge based on rpm (rotational speed) and RCF (relative centrifugal force)
- Ability to change the centrifuge parameters (rotation speed, time, etc.) during operation

Design:


- Metal body and lid
- Stainless steel centrifuging chamber
- Viewing port on the lid

Safety:

- Motor-driven lid lock system with smooth, safe and noiseless performance
- With hex key to open up the lid in time of emergency
- Motor overheating protection
- Chamber overheating protection (in Cooled models only)
- Balancing load sensor
- Rotor recognition feature to limit rotational speed proportional to rotor maximum speed
- Lid balance system in order to set the lid in different angles

Refrigerator: (in cooled models only)

- Temperature range of $-5+40 \text{ }^\circ\text{C}$
- Proper cooling power




● Control Panel, Settings, Sensors


With the control panel and digital display, and benefitting from an ergonomic design, high-speed Universal Centrifuges provide ease of use proportional to all users' needs and the display shows the actual values in digital format while the centrifuge is running.

With high-speed Universal Centrifuges, the run-up time in ramps 1 – 9 and the run-down time in ramps 0 – 9 can be set, so that the ramp 9 is always equal to the shortest possible time for run-up or run-down. These centrifuges provide 10 programmable memories and after saving, these parameters will remain in the device memory, even after turning the device off. Moreover, the settings can be based on rpm (rotational speed) or RCF (relative centrifugal force) with centrifuge rotor radius (r/mm), and changing the centrifuge parameters (rotational speed, time, etc.) are also possible during operation. Parameters can be changed turning the adjuster knob quickly or slowly to make changes with different pace. these Centrifuges are equipped with multiple sensors to enhance safety, accuracy and performance. Such sensors are balance detector and rotor recognition sensors which apply rotational speed limits according to users' particular use.

● Control Panel and Digital Display



Parameters Keypad

-  Pre-cools the rotor chamber to the required temperature (in cooled models)
- RCF** Switches from rpm to RCF display and vice versa
- SELECT** Parameters selection
- START ENTER** Starts centrifugation / short centrifugation / saving information
- STOP OPEN** Stopping centrifugation manually / opening the lid

Entry of Parameters

- P** Entry of program number, with 10 programmable memories
- T/°C** Entry of the temperature from -5°C to +40°C in increments of 1 (in cooled models)
- RCF** Entry of RCF in increments of 10
- rpm** Entry of rpm in increments of 10
- r/mm** Entry of the rotor radius in mm (in RCF mode)
- t/min** Entry of centrifugation time in minutes and seconds (max. 99 min: 59 sec) / limitless
-  Entry of the run-up time in ramps 1 – 9
-  Entry of the run-down time in ramps 0 to 9

● کنترل پنل، تنظیمات، حسگرها

کنترل پنل و نمایشگر دیجیتال سانتریفوژهای یونیورسال دور بالا با طراحی ارگونومیک به منظور سهولت استفاده توسط تمامی کاربران و متناسب با نیاز آنها، اطلاعات را به صورت کاملاً واضح و خوانا، در ابعادی مناسب نمایش می‌دهد و لازم به ذکر است در طول مدتی که دستگاه در حال کار کردن می‌باشد، دائماً مقادیر و کمیت‌های واقعی (آنی) بر روی نمایشگر مشاهده می‌شود. سانتریفوژهای یونیورسال دور بالا دارای قابلیت تنظیم شیب زمانی شروع (شتاب) در ۹ مرحله (از ۱ تا ۹) و شیب اتمام (توقف) در ۱۰ مرحله (از ۰ تا ۹) می‌باشد، به نحوی که شیب نهم همواره معادل کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شتاب‌گیری یا توقف است. این سانتریفوژها قابلیت ذخیره ۱۰ برنامه با پارامترهای مختلف را دارا می‌باشند و پارامترهای ذخیره شده در دستگاه حتی پس از خاموش نمودن آن، در حافظه دستگاه باقی می‌ماند. بعلاوه، کابری می‌تواند دستگاه را بر مبنای rpm (سرعت چرخش) یا RCF (نیروی نسبی گریز از مرکز سانتریفوژ) به همراه شعاع سانتریفوژ روتور (r/mm) تنظیم نماید و همچنین امکان تغییر پارامترهای سانتریفوژ (سرعت چرخش، زمان و ...) در حین کار نیز وجود دارد. از طریق ولوم دستگاه می‌توان پارامترها را با سرعت دلخواه وارد نمود، به گونه‌ای که چرخاندن سریع آن، تغییر سریع پارامترها را فراهم می‌کند. سانتریفوژهای مذکور به منظور افزایش ایمنی، دقت و عملکرد، به حسگرهای متعددی مجهز شده‌اند که از جمله می‌توان به حسگر بارگذاری بالانس و حسگر شناسایی روتور به منظور اعمال محدودیت سرعت چرخش متناسب با کاربرد مورد نظر، اشاره نمود.

● کنترل پنل و نمایشگر دیجیتال



..... صفحه کلید پارامتر

پیش‌سرمایش (در مدل‌های یخچال‌دار) جهت آماده‌سازی محفظه سانتریفوژ در دمای دلخواه ❄️

تغییر نمایش از rpm به RCF و بالعکس RCF

انتخاب پارامترها SELECT

شروع عمل سانتریفوژ / حالت سانتریفوژ کوتاه مدت / ذخیره اطلاعات START/ENTER

پایان عمل سانتریفوژ توسط کاربر / باز نمودن درب STOP/OPEN

..... وارد نمودن پارامترها

وارد نمودن شماره برنامه، دارای ۱۰ حافظه قابل برنامه‌ریزی P

وارد نمودن دما با فواصل دمایی ۱ درجه در محدوده ۵- تا ۴۰+ درجه سانتیگراد (در مدل‌های یخچال‌دار) T/°C

وارد نمودن RCF با فواصل ۱۰ RCF

وارد نمودن rpm با فواصل ۱۰ rpm

وارد نمودن شعاع به میلی‌متر r/mm

وارد نمودن مدت زمان سانتریفوژ به دقیقه و ثانیه (حداکثر ۹۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه) بدون محدودیت t/min

وارد نمودن شیب شتاب ۱ تا ۹

وارد نمودن شیب توقف ۰ تا ۹

● سانتریفوژهای یونیورسال دور بالا


امروزه در تمامی آزمایشگاهها، ایمنی و کار آیی به عنوان دو اصل مهم محسوب می‌شوند که این امر در خصوص سانتریفوژها ایجاب می‌کند تا جداسازی مواد با سرعت مناسب و در ایمنی کامل انجام شود تا بتوان در نهایت دقت به نتایج آزمایشات و بررسی‌ها دست یافت. سانتریفوژهای یونیورسال دور بالا با قابلیت چرخش تا سرعت ۲۰,۰۰۰ rpm در دو مدل کلاسیک و یخچال دار با عملکردی منحصر بفرد همراه با مجموعه‌ای کامل و گسترده از لوازم جانبی، به منظور رفع عمده نیازهای آزمایشگاهها، مراکز درمانی و تحقیقاتی ارائه می‌گردند. این سانتریفوژها با ماکزیمم نیروی نسبی گریز از مرکز (RCF) ۲۵,۹۳۸ برای جداسازی ترکیباتی با حداکثر چگالی $1/2 \text{ kg/dm}^3$ ایده آل می‌باشند. الکتروموتور قدرتمند تعبیه شده بر روی این دستگاه به همراه لوازم جانبی متعدد آن، امکان سانتریفوژ نمودن نمونه‌های موجود در انواع لوله‌های استاندارد، پلیت‌های میکروتیتر، لوله‌های مخروطی، لوله‌های خونگیری، میکروتیوب‌ها، تهیه انواع لام‌های سیتولوژی و... را فراهم آورده است. سانتریفوژهای مذکور مطابق با استانداردهای بین‌المللی طراحی و تولید شده‌اند و از لحاظ عملکرد، جنس قطعات، دقت و کیفیت، رقیبی جدی برای محصولات مشابه شرکت‌های معتبر خارجی محسوب می‌گردند.

CENTRIFUGE

Quality

Precision

Satisfaction



20,000 rpm

عملکرد

- نیروی نسبی گریز از مرکز سانتریفوژ (RCF) بالا
- لوله های ۱۵ میلی لیتری تا ۱۶,۵۸۲
- میکروتیوب تا ۲۱,۳۸۲ در سری 320 و ۲۵,۹۳۸ در سری Premium
- زمان بسیار کوتاه بالا (RUN-UP) و پایین آمدن (RUN-DOWN) سرعت دارای سیستم سانتریفوژ کوتاه مدت
- قابلیت تنظیم و استفاده دستگاه بر مبنای rpm (سرعت چرخش) و RCF (شتاب نسبی گریز از مرکز سانتریفوژ)
- امکان تغییر پارامترهای سانتریفوژ (سرعت چرخش، زمان و ...) در حین کار

طراحی

- بدنه فلزی
- درب فلزی
- محفظه سانتریفوژ از جنس استیل ضد زنگ
- درگاه نمایش (مرکز روتور) از روی درب

ایمنی

- دارای سیستم اتوماتیک قفل درب با عملکرد روان، ایمن و بدون صدا
- دارای آچار ویژه جهت باز نمودن درب در زمان اضطراری
- ایمنی موتور در زمان داغ شدن بیش از حد مجاز
- ایمنی محفظه سانتریفوژ در زمان داغ شدن بیش از حد مجاز (در مدل های یخچال دار)
- دارای حسگر بارگذاری بالانس
- دارای حسگر شناسایی روتور به منظور اعمال محدودیت سرعت چرخش متناسب با کاربرد روتور جهت ایمنی دستگاه و کاربر
- سیستم تعادل درب جهت ایستایی در زوایای مختلف

یخچال

(صرفاً در مدل های یخچال دار)

- دامنه متغیر دما در محدوده ۵- تا ۴۰+ درجه سانتی‌گراد
- قدرت سرمایشی مناسب

● Центрифуг Универсал с высокой скоростью вращения

В настоящее время безопасность и эффективность рассматриваются как два важных принципа во всех лабораториях. Что касается лабораторных центрифуг, для этого требуется, чтобы процесс разделения выполнялся с соответствующей скоростью и полной безопасностью, чтобы результаты испытаний достигались с максимальной точностью. Центрифуги Универсал с высокой скоростью вращения до 20000 об/мин., в двух моделях классическая и с охлаждением с уникальной производительностью в сочетании с полным набором принадлежностей идеально подходят для удовлетворения большинства требований лабораторий, а также исследовательских центров. Благодаря максимальной относительной центробежной силе эти центрифуги идеальны для разделения смесей с максимальной плотностью 1.2 кг/дм^3 . Мощные электромоторы с широким спектром аксессуаров позволяют пользователям центрифугировать образцы в стандартных пробирках, микротитрационных планшетах, конических трубках, трубках для сбора крови и микротрубочках, а также готовить слайды для цитологических исследований. Центрифуги Универсал спроектированы и изготовлены в соответствии с международными стандартами, а с точки зрения производительности, материала, точности и качества они являются серьезными конкурентами для аналогичных продуктов международных компаний.

CENTRIFUGE



Quality

Precision

Satisfaction



Характеристики :

- Высокая относительная центробежная сила (RCF)
 - трубки 15 мл до 16,582 мл
 - микропробирки до 21,382 в моделях 320 и до 25,938 в моделях Premium
- Очень быстрое ускорение и замедление функции
- Короткая система центрифугирования
- Возможность установки и использования центрифуги на основе gpm (скорость вращения) и RCF (относительная центробежная сила)
- Возможность изменения параметров центрифуги (скорость вращения, время и т. д.) во время работы

Дизайн :

- Металлический корпус
- Металлическая крышка
- камера из нержавеющей стали
- Смотровое окно в крышке центрифуги

Безопасность:

- Система блокировки крышки с плавной, надежной и бесшумной производительностью
- Специальный ключ для того, чтобы открыть крышку во время аварийной ситуации
- Защита от перегрева двигателя
- Безопасность перегрева корпуса центрифуга (только в моделях с охлаждением)
- Автоматическое распознавание ротора для ограничения скорости вращения, пропорциональной максимальной скорости ротора
- датчик нагрузки баланса
- Система баланса крышки, чтобы установить крышку под разными углами


Холодильник: (только в моделях с охлаждением)

- Диапазон температур: $-5^{\circ} \dots +40^{\circ} \text{C}$
- хорошая мощность охлаждения


● Панель управления, настройки, датчики

Благодаря панели управления и цифровому дисплею, а также эргономичному дизайну, центрифуги Универсал обеспечивают простоту использования, пропорциональную потребностям всех пользователей, и дисплей отображает действительные значения в цифровом формате во время работы центрифуги. В Центрифугах Универсал с высокой скоростью вращения рампа ускорения может быть установлено с 1 – 9, а рампа торможения — 0 – 9. Его можно установить таким образом, чтобы рампа 9 всегда была равна кратчайшему возможному времени ускорения или торможения. Эти центрифуги способны сохранять 10 программ с различными параметрами, которые остаются в памяти устройства даже после его выключения. Кроме того, настройки могут быть установлены на основе RPM (скорость вращения) или RCF (относительная центробежная сила) с радиусом ротора центрифуги (r / mm), а также возможны во время работы устройства изменение параметров центрифуги (скорость вращения, время и т. д.). Параметры можно изменять, поворачивая ручку регулятора быстро или медленно, чтобы вносить изменения с разным темпом. Центрифуги Универсал оснащены несколькими датчиками для повышения безопасности, точности и производительности. Эти датчики являются датчиками баланса и датчиками распознавания ротора, которые применяют ограничения скорости вращения в соответствии с конкретным использованием пользователей.

● Панель управления и цифровой дисплей



Настройки

-  Предварительное охлаждение ротора до выбранной температуры (в моделях с охлаждением)
- RCF** Переключение из RPM на RCF дисплей и наоборот
- SELECT** Выбор параметров
- START/ENTER** Запуск центрифугирования / короткое центрифугирование / сохранение информации
- STOP/OPEN** Остановка центрифугирования вручную/ открыть крышку

Ввод параметров

- P** Ввод номера программы с 10 программируемыми памятьми
- T/°C** Ввод температуры с -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$, возможно изменять параметры температурных интервалов с шагом 1°C
- RCF** Ввод RCF с шагом 10
- rpm** Ввод RPM с шагом 10
- r/mm** Ввод радиуса ротора в мм
- t/min** Ввод времени центрифугирования в минутах и секундах (не более 99 минут и 59 секунд) / без ограничений
-  Ввод рампы ускорения 1 - 9
-  Ввод рампы торможения 0 - 9


● لوحة التحكم، اعدادات، اجهزة الاستشعار

لوحة التحكم و شاشة العرض الرقمية لأجهزة الطرد المركزي ماركة يونيفرسال عالية السرعة مع تصميم مريح لسهولة الإستخدام من قبل كافة المستخدمين وفقا لاحتياجاتهم تقوم بعرض المعلومات بشكل واضح و قابل للقراءة و في أبعاد متناسبة و يجدر الذكر بأن طوال الفترة الذي يعمل فيها الجهاز نشاهد باستمرار الكميات الحقيقية (في نفس الوقت) على الشاشة. أجهزة الطرد المركزي يونيفرسال عالية السرعة لديه إمكانية تنظيم المنحدر الزمني للبدء (التسارع) في ٩ خطوات (من ١ إلى ٩) و منحدر النهاية (التوقف) في ١٠ خطوات (من ٠ إلى ٩) بحيث يكون المنحدر التاسع معادل لأقصر فترة زمنية ممكنة للتسارع أو التوقف. هذا الجهاز لديه إمكانية تخزين ما يصل الى ١٠ برامج مع معايير مختلفة لها و المعايير التي تم تخزينها في الجهاز، حتى بعد اطفاء الجهاز سوف تبقى في ذاكرتها. بالإضافة إلى ذلك يستطيع المستخدم تنظيم الجهاز على أساس rpm (سرعة الدوران) أو RCF (القوة النابذة لأجهزة الطرد المركزي) مع شعاع دوار جهاز الطرد المركزي (r/mm) فضلا عن إمكانية تغيير معايير جهاز الطرد المركزي (السرعة، الدوران، الوقت و ...) بينما كان يعمل هناك و عن طريق زر التدوير في الجهاز يمكن إدخال المعايير بالسرعة المطلوبة. حيث أن تدويره بشكل سريع سيؤدي إلى تغيير المعايير بسرعة. تم تجهيز أجهزة الطرد المركزي المذكورة لتعزيز السلامة، الدقة و الأداء بمجموعة متعددة من اجهزة الاستشعار و نستطيع أن نشير هنا إلى اجهزة استشعار تحميل التوازن و جهاز استشعار للكشف عن سرعة الدوار لتقييد سرعة الدوران وفقاً للإستخدام المقصود.

● لوحة التحكم و الشاشة الرقمية

..... لوحة مفاتيح البارامترات أو المعايير

ما قبل التبريد (في الموديلات ذات المبرد) الى اعداد محفظة الطرد المركزي في درجة الحرارة المطلوبة	
تغيير العرض من rpm إلى RCF و بالعكس	RCF
إختيار المعايير	SELECT
بدء عمل الطرد المركزي / حالة الطرد المركزي قصير الأمد / تخزين المعلومات	START ENTER
إنهاء عمل جهاز الطرد المركزي من قبل المستخدم / فتح الغطاء	STOP OPEN



..... إدخال المعايير

إدخال رقم البرنامج، لديه عدد ١٠ ذاكرة قابلة للبرمجة	P
إدخال درجة الحرارة مع فواصل حرارية ١ درجة تتراوح بين ٥- إلى ٤٠+ درجة مئوية (في الموديلات ذات المبرد) ل رقم البرنامج، لديه عدد ١٠ ذاكرة قابلة للبرمجة	T/°C
إدخال مع فواصل ١٠	RCF
إدخال مع فواصل ١٠	rpm
إدخال الشعاع على حسب الملي متر	r/mm
إدخال المدة الزمنية لعمل الطرد المركزي بالدقيقة و بالثواني للحد الأقصى (الحد الأقصى ٩٩ دقيقة و ٥٩ ثانية) بدون حدود	t/min
إدخال منحدر السرعة ١ إلى ٩	
إدخال منحدر التوقف ٠ إلى ٩	

● جهاز الطرد المركزي ماركة يونيفرسال ذات سرعة عالية

Quality

Precision

Satisfaction

اليوم في جميع المختبرات، تعتبر السلامة والفعالية أصليين مهمين و هذا الأمر ينطبق على أجهزة الطرد المركزي لكي تتم عملية فصل المواد في سرعة مناسبة و القيام به في أمان تام حتى نستطيع ان نصل إلى نتائج الإختبارات و الفحوصات بدقة عالية. يتم عرض أجهزة الطرد المركزي يونيفرسال عالية السرعة و إمكانية دوران حتى سرعة 20,000 rpm في نموذجين الكلاسيك و ذات المبرد مع أداء فريد من نوعه بالإضافة إلى مجموعة كاملة و وسيعة من الملحقات و ذلك لتلبية احتياجات رئيسية للمختبرات، المراكز الطبية و البحثية.

هذه الأجهزة مع اقصى قدر من قوة الطرد المركزي النسبية (RCF) 25,938 تكون مثالية لفصل التركيبات ذات الحد الاقصى من الكثافة $1/2 \text{ kg/dm}^3$. المحرك الكهربائي الذي شئى على هذا الجهاز مع الملحقات المتعددة الخاصة به قد وفر إمكانية الطرد المركزي للنماذج الموجودة في أنواع الأنابيب القياسية، صفحات المعايرة الدقيقة، الأنابيب المخروطية، أنابيب الدم، المايكروتيوب، اعداد أنواع شرائح الخلايا و أجهزة الطرد المركزي المذكورة تتم تصميمها و إنتاجها وفقاً للمعايير الدولية الموحدة و من حيث الأداء، مادة القطعات، الدقة و الجودة تعتبر منافساً خطيراً للمنتجات المماثلة للشركات الأجنبية المعتمدة.

CENTRIFUGE

● القوة النابذة لأجهزة الطرد المركزي (RCF) العالية

● أنابيب 15 ميلي لتر إلى 16,582

● مايكروتيوب حتى 21,382 في موديلات 320 و 25,938 و في موديلات Premium

● الفترة الزمنية القصيرة لارتفاع (RUN-UP) و إنخفاض (RUN-DOWN) السرعة

● لديه نظام الطرد المركزي قصير الأمد

● القدرة على ضبط و استخدام الجهاز يستند على rpm (سرعة الدوران) و

RCF (السرعة النابذة لجهاز الطرد المركزي)

● إمكانية تغيير عناصر جهاز الطرد المركزي (السرعة - الدوران - الزمان و ...) حين العمل

● الهيكل المعدني

● الغطاء المعدني

● محفظة الطرد المركزي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ

● اطار العرض (الدوار) من على الغطاء

الأداء

التصميم

● النظام الآلي الاغلاق الباب، آمن و دون صوت

● مفك خاص لفتح الباب في اوقات الطوارئ

● سلامة المحرك خلال الحرارة المفرطة

● لديه مجسات تحميل التوازن

● سلامة محفظة جهاز الطرد المركزي خلال الحرارة المفرطة (في الموديلات ذات المبرد)

● جهاز الاستشعار للكشف عن الدوران لتقييد سرعة الدوران وفقاً لمستخدم الدوار لسلامة

الجهاز و المستخدم

● نظام توازن من اجل الاستقرار في زوايا مختلفة

الأمان






























































البراد

(في الموديلات ذات المبرد)

● نطاق درجة الحرارة المتغيرة في حدود 5- إلى 40+ درجة مئوية

● قوة تبريد المناسبة

20,000 rpm

<p>Swing-out rotor 4-place $\triangleleft 90^\circ$ n= 4,000 min⁻¹ max. RCF 2,719 Cat No. 1624 without carriers</p> 	       <p>1.5/2.0 ml 1-100 ml 1.6-10 ml 1.1-10 ml 15-50 ml 12-50 ml 10-85 ml</p>	<p>Page 11</p>
<p>Swing-out rotor 4-place $\triangleleft 90^\circ$ n= 4,500 min⁻¹ max. RCF 3,328 Cat No. 1324 without carriers</p> 	      <p>1-100 ml 1.6-10 ml 1.1-10 ml 15-50 ml 12-50 ml 10-85 ml</p>	<p>Page 13</p>
<p>Swing-out rotor 2-place $\triangleleft 90^\circ$ n= 4,000 min⁻¹ max. RCF 2,218 Cat No. 1460 without carriers</p> 	        <p>Microtiter plate Culture Plate Deep well Plate Micronic System Filter Plate Microtest Plate PCR Plate 96-place PCR strips</p>	<p>Page 13</p>
<p>Swing-out rotor 4-place $\triangleleft 90^\circ$ n= 5,000 min⁻¹ max. RCF 4,193 Cat No. 1494</p> 	        <p>1.5/2.0 ml 1-100 ml 1.6-10 ml 1.1-10 ml 15-50 ml 12-50 ml 10-85 ml</p>	<p>Page 14</p>
<p>Angle rotor 12-place $\triangleleft 35^\circ$ n= 6,000 min⁻¹ max. RCF 4,146 Cat No. 1613</p> 	    <p>4-15 ml 1.6-10 ml 1.1-10 ml 15 ml</p>	<p>Page 15</p>
<p>Angle rotor 6-place $\triangleleft 35^\circ$ n= 9,000 min⁻¹ max. RCF 9,509 Cat No. 1620A</p> 	      <p>1.5/2.0 ml 15-94 ml 8.5-10 ml 7.5-10 ml 15-50 ml 10-85 ml</p>	<p>Page 15</p>
<p>Angle rotor 12-place $\triangleleft 35^\circ$ n= 12,000 min⁻¹ max. RCF 16,582 Cat No. 1615</p> 	    <p>4-15 ml 1.6-10 ml 1.1-10 ml 15 ml</p>	<p>Page 16</p>
<p>Angle rotor 24-place $\triangleleft 40^\circ$ n= 15,000 min⁻¹ max. RCF 21,382 Cat No. 1420A</p> 	 <p>0.2-2.0 ml</p>	<p>Page 16</p>
<p>Hematocrit rotor 24-place n= 15,000 min⁻¹ max. RCF 21,382 Cat No. 1650</p> 	 <p>capillary</p>	<p>Page 16</p>
<p>Angle rotor 12-place $\triangleleft 40^\circ$ n= 20,000 min⁻¹ max. RCF 25,938 Cat No. 200P</p> 	 <p>0.5/2.0 ml</p>	<p>Page 17</p>
<p>Cytology rotor 12-place $\triangleleft 90^\circ$ n= 2,000 min⁻¹ max. RCF 470 Cat No. JC301P</p> 		<p>Page 17</p>
<p>Angle rotor 6-place $\triangleleft 45^\circ$ n= 14,000 min⁻¹ max. RCF 20,817 Cat No. 160P</p> 	 <p>2.0 ml</p>  <p>PCR strips</p>	<p>Page 17</p>

Technical Data

Premium & 320

Name	High-Speed Univesal Centrifuges Premium Series	
Model	Premium 20000	Premium 20000 R
Type	Classic	Cooled
Voltage	210 - 230 ~ V	
Electric Current	$I \leq 4 \text{ A}$	$I \leq 6.2 \text{ A}$
Frequency	50 Hz	
Max. Capacity	4 x 100 ml	
Max. Material Density	1.2 Kg/dm ³	
Rotational Speed	500 - 20,000 rpm	
Relative Centrifugal Force (RCF)	25,938	
Max. Kinetic Energy	8,600 Nm	
Max. Power	1,000 W	1,100 W
Ambient Conditions	Temperature: 10 - 30 °C / Humidity rate: 20 - 50% / Equivalent Pressure: up to 2000 m above sea level	
Approx. Weight	29 kg	52 kg
Dimensions (D x W x H)	520 x 395 x 346 mm	695 x 401 x 346 mm
Temperature	-	-5 + 40 °C
Cat. No.	2401	2406

































Name	High-Speed Univesal Centrifuges 320 Series	
Model	PIT 320	PIT 320 R
Type	Classic	Cooled
Voltage	210 - 230 ~ V	
Electric Current	$I \leq 4 \text{ A}$	$I \leq 6.2 \text{ A}$
Frequency	50 Hz	
Max. Capacity	4 x 100 ml	
Max. Material Density	1.2 Kg/dm ³	
Rotational Speed	500 - 15,000 rpm	
Relative Centrifugal Force (RCF)	21,382	
Max. Kinetic Energy	8,600 Nm	
Max. Power	1,000 W	1,100 W
Ambient Conditions	Temperature: 10 - 30 °C / Humidity rate: 20 - 50% / Equivalent Pressure: up to 2000 m above sea level	
Approx. Weight	29 kg	52 kg
Dimensions (D x W x H)	520 x 395 x 346 mm	695 x 401 x 346 mm
Temperature	-	-5 + 40 °C
Cat. No.	1401	1406

































Swing-out rotor, 4-place

$\Delta 90^\circ$
 $n = 4,000 \text{ min}^{-1}$
 max.RCF 2,719



Cat. No. (without carriers) 1624

Capacity in ml	1.5	2.0	1	3	5/6/7	9	15	25	50	94	100	1.1-1.4	2.7-5	2.6-4.9	4-8.5	
$\emptyset \times L$ in mm	11×38		6×45	10×60	12×75/82/100		14×100	17×100	24×100	34×100	38×102	44×100	8×66	11×66/92	13×65/90	15×75/92
  Cat. No. 1492																
carrier Cat. No. 1481																
Cat. No.	1351	1339	1343	1383		1329	1330	1331	1396	0761	1457	1383		1459		
boring $\emptyset \times L$ in mm	11.2×38		6.5×34	10.5×43	13.4×48		17.6×91	25.2×87	35.2×87	38.5×92	45.6×98	9×47	13.4×48		15.6×47	
Tubes per rotor	20		108	36	20		16	4			28	20		16		
Max. RCF	2,504		2,647	2,683	2,612		2,594	2,486	2,469	2,665	2,612	2,630	2,612		2,630	
Radius in mm	140		148	150	146		145	139	138	149	146	147	146		147	
run-up in sec	20															
run-down in sec, braked	20															
Temperature in °C ¹⁾	-2															

Capacity in ml	9-10	10	1.6-7	4-10	15	50	12	25	30	50	10	30	50	85	30
$\emptyset \times L$ in mm	16×92	15×102	13×75/100	16×75/100	17×120	29×115	17×100	25×90	25×110	29×115	16×80	26×95	29×107	38×106	44×105
  Cat. No. 1492															
carrier Cat. No. 1481															
Cat. No.	1329	1329	1383	1348	1347	1384	6311	1363	1365	6318	1348	4417	4416	1396	0765
boring $\emptyset \times L$ in mm	17.6×91		13.4×48	16.5×56	17×90	30×90	17×80	26×72	26×80	29.5×80	16.5×56	26×83	29×93	38.5×92	45.9×98
Tubes per rotor	16		20	16	4			4			16	4			
Max. RCF	2,594	2,719	2,612	2,576	2,719			2,397	2,719		2,576	2,504	2,683	2,665	2,594
Radius in mm	145	152	146	144	152			134	152		144	140	150	149	145
run-up in sec	20														
run-down in sec, braked	20														
Temperature in °C ¹⁾	-2														


























1. Lowest attainable temperature in precooled refrigerated centrifuges at max. speed (the ambient temperature and installation shall be according to the User Manual)











Swing-out rotor, 4-place











$\Delta 90^\circ$
 $n = 4,000 \text{ min}^{-1}$
 max.RCF 2,719



Cat. No. (without carriers) **1624**

Capacity in ml	5	6	7	9	15	20	25	45	50	1.1-1.4	2.6-3.4	4-5.5	
$\emptyset \times L$ in mm	12×75	12×82	12×100	14×100	17×100	21×100	24×100	31×100	34×100	8×66	13×65	15×75	
													
rotor Cat. No. 1624	 with decanting aid		 with decanting aid		 +0701						 +0701	 +0716	
Cat. No.	1369-91	1372	1369-91	1370	1741	1369	1742	1346	1745	1345	1746	1741	1742
boring $\emptyset \times L$ in mm	12.5×64.4	13.5×65	12.5×71.5	14.6×74	14.6×78	17.6×74	17.6×78	21.5×74	26×78	32×74	35×78	14.6×78	17.6×78
Tubes per rotor	16	68	16	20	40	16	28	8	4			40	28
Max. RCF	2,111	2,218	2,361	2,469	2,361	2,504	2,415	2,504	2,415	2,504	2,415	2,469	2,379
Radius in mm	118	124	132	138	132	140	135	140	135	140	135	138	133
run-up in sec	20												
run-down in sec, braked	20												
Temperature in °C ¹⁾	-2												

Capacity in ml	4.9	1.6-5	4-7	8.5-10	30
$\emptyset \times L$ in mm	13×90	13×75	16×75	16×100	26×95
					
rotor Cat. No. 1624					
Cat. No.	1741	1742	1369	1745	
boring $\emptyset \times L$ in mm	14.6×78	17.6×78	17.6×74	26×78	
Tubes per rotor	40	28	16	8	
Max. RCF	2,504	2,379	2,361	2,504	
Radius in mm	140	133	132	140	
run-up in sec	20				
run-down in sec, braked	20				
Temperature in °C ¹⁾	-2				

Capacity in ml	1.5	2.0	1	3	4
$\emptyset \times L$ in mm	11×38	6×45	10×60	12×60	
					
carrier Cat. No. 1366					
Cat. No.	5277	1357	1327	1326	
boring $\emptyset \times L$ in mm	11.5×38	6.5×23	10.5×23	12.5×44	
Tubes per rotor	36	120	48		
Max. RCF	2,021	2,003	1,986		
Radius in mm	113	112	111		
run-up in sec	20				
run-down in sec, braked	20				
Temperature in °C ¹⁾	-2				

1. Lowest attainable temperature in precooled refrigerated centrifuges at max. speed (the ambient temperature and installation shall be according to the User Manual)

Swing-out rotor, 4-place

$\Delta 90^\circ$
 $n = 4,500 \text{ min}^{-1}$
 max. RCF 3,328




















Cat. No. (without carriers) **1324**












Swing-out rotor, 2-place

$\Delta 90^\circ$
 $n = 4,000 \text{ min}^{-1}$
 max. RCF 2,218



Cat. No. (without carriers) **1460**

Capacity in ml	4-5.5	4-7	9	9-10	10	12	15	15	50	50
$\emptyset \times L$ in mm	15x75	16x75	14x100	16x92	15x102	17x100	17x100	17x120	29x115	29x115
 carrier Cat. No. 1398										
	+2x0716 	+0716 								
Cat. No.	1482A				1483A			1484	1484 ²⁾	
boring $\emptyset \times L$ in mm	17.5x81				17x100			30x98		
tubes per rotor	16				16			4		
max. RCF	2,875	3,034	3,192			3,305			3,260	
radius in mm	127	134	141			146			144	
run-up in sec					37					
run-down in sec, braked					39					
Temperature in $^\circ\text{C}$ ¹⁾					-2					

D x W x H in mm	86x128x15/17.5	86x128x22	86x128x44.5	86x128x46	86x128x83	59x84x11	82x124x20	-	
Capacity in ml								0.2	
 rotor Cat. No. 1460									
									
Cat. No.	1453 - A								
boring $\emptyset \times L$ in mm	-							-	-
Tubes per rotor	10	8	6	2	2	2	4	2	24x8
Max. RCF	2,218								
Radius in mm	124								
run-up in sec	39								
run-down in sec, braked	39								
Temperature in $^\circ\text{C}$ ¹⁾	-2								

















1. Lowest attainable temperature in precooled refrigerated centrifuges at max. speed (the ambient temperature and installation shall be according to the User Manual)
2. Take the height adjustment rubber out.

























Swing-out rotor, 4-place

$\Delta 90^\circ$
 $n = 5,000 \text{ min}^{-1}$
 max.RCF 4,193



Cat. No. (without carriers) 1494

Capacity in ml	5	2.6-3.4	4.9	1.6-5	4-7	7	4.5-5	15	8.5-10	9-10	4-7	
Ø × L in mm	12×75	13×65	13×90	13×75	13×100	12×100	11×92	17×100	16×100	16×92	16×75	
												
carrier Cat. No. 1427												
Cat. No.	1732			5230			5231		5271			
boring Ø × L in mm	13.4×58			12.4×87			17.8×87		17×66			
Tubes per rotor	32			48			24		20			
Max. RCF	4,025			3,941			3,969					
Radius in mm	144			141			142					
run-up in sec						32						
run-down in sec, braked						32						
Temperature in °C ¹⁾						-2						

Capacity in ml	1.5	2.0	5	6	7	9	15	1.6-5	4-7	4-7	8.5-10	15	50	50
Ø × L in mm	11×38		12×75	12×82	12×100	14×100	17×100	13×75	13×100	16×75	16×100	17×120	29×115	29×115
														
carrier Cat. No. 1425														
Cat. No.	1444		1438	1434		1431		1438		1441		1442	1443	1737
boring Ø × L in mm	11.5×38		13.4×50	12.7×60		17.5×84		13.4×50		16.5×50		17×90	30×90	30×90
Tubes per rotor	36		28	48		28		28		28		4	4	4
Max. RCF	3,885		3,913		3,913		3,913		3,913		3,913		4,081	
Radius in mm	139		140		140		140		140		140		146	
run-up in sec						32								
run-down in sec, braked						32								
Temperature in °C ¹⁾						-2								

1. Lowest attainable temperature in precooled refrigerated centrifuges at max. speed (the ambient temperature and installation shall be according to the User Manual)

Angle rotor, 12-place

$\Delta 35^\circ$
 $n = 6,000 \text{ min}^{-1}$
 max. RCF 4,146



Cat. No.1613

Angle rotor, 6-place

$\Delta 35^\circ$
 $n = 9,000 \text{ min}^{-1}$
 max. RCF 9,509



Cat. No.1620A

Capacity in ml	4	5	6	15	1.1-1.4	2.6-3.4	2.7-3	4.5-5	4.9	7.5-10	10	1.6-5	4-7	8-10	15	
$\emptyset \times L$ in mm	10x88	12x75	12x82	17x100	8x66	13x65	11x66	11x92	13x90	15/16x92	15x102	13x75	13x100	16x100/125	17x120	
rotor Cat. No. 1613																
Cat. No.	6305	1054-A	-			1054-A					-	1054-A	1058		-	
boring $\emptyset \times L$ in mm	11.5x67.5	13.5x60	17.7x88			13.5x60				17.7x88		13.5x60	13.5x79		17.7x88	
Tubes per rotor						12						12	12	12	6	6
Max. RCF	3,502	3,300	4,146			3,300				4,146		3,300			4,146	
Radius in mm	87	82	103			82				103		82			103	
run-up in sec								15								
run-down in sec, braked								15								
Temperature in $^\circ\text{C}^{1)}$								-5								

Capacity in ml	1.5	2.0	15	50	75	94	7.5-8.5	9-10	10	8.5-10	15	50	10	30	50	85	
$\emptyset \times L$ in mm	11x38		17x100	34x100	35x105	38x102	15x92	16x92	15x102	16x100	17x120	29x115	16x80	26x95	29x107	38x106	
rotor Cat. No. 1620A																	
Cat. No.	1449		1451	1463				1451			1466	1454	1646	1448	1447	1446	-
boring $\emptyset \times L$ in mm	11.4x39		17.5x92	35x89		38.6x90.2		17.5x92			17x106	29.8x97	-	16.5x74	26x85	29x92	38.6x90.2
Tubes per rotor	24		6	6		6		6			6	6	6	12		6	
Max. RCF	9,237		8,784	9,327		9,509		8,784			8,965		8,784	8,603	9,056	9,509	
Radius in mm	102		97	103		105		97			99		97	95	100	105	
run-up in sec								30									
run-down in sec, braked								30									
Temperature in $^\circ\text{C}^{1)}$								-2									

1. Lowest attainable temperature in precooled refrigerated centrifuges at max. speed (the ambient temperature and installation shall be according to the User Manual)

Angle rotor, 12-place

Angle rotor, 24-place

Hematocrit rotor, 24-place

Δ 35°
n = 12,000 min⁻¹
max. RCF 16,582



Cat. No. 1615

Δ 40°
n = 15,000 min⁻¹
max. RCF 21,382



































Cat. No. 1420-A



n = 15,000 min⁻¹
max. RCF 21,382



Cat. No. 1650

Capacity in ml	4	5	6	15	1.1-1.4	2.6-3.4	2.7-3	4.5-5	4.9	7.5-10	10	1.6-5	4-7	8-10	15
Ø × L in mm	10×88	12×75	12×82	17×100	8×66	13×65	11×66	11×92	13×90	15/16×92	15×102	13×75	13×100	16×100/125	17×120
															
rotor Cat. No. 1615															
Cat. No.	6305	1054-A	-	-	-	1054-A	-	-	-	-	-	1054-A	1058	-	1647
boring Ø × L in mm	11.5×67.5	13.5×60		17.7×88		13.5×60				17.7×88		13.5×60	13.5×79	17.7×88	17×104
Tubes per rotor						12						12	12	12	6
Max. RCF	14,006	13,201		16,582		13,201				16,582		13,201	16,582	16,582	15,455
Radius in mm	87	82		103		82				103		82	103	103	96
run-up in sec								40							
run-down in sec, braked								40							
Temperature in °C ¹⁾								-1							

Capacity in ml	0.2	0.4	0.5	0.8	1.5	2.0
Ø × L in mm	6×18	6×45	8×30	8×45	11×38	
						
rotor Cat. No. 1420-A						
Cat. No.	2024		2023		-	-
boring Ø × L in mm	6.2×40		8.2×40		11.2×40	
Tubes per rotor			24			
Max. RCF			21,382			
Radius in mm			85			
run-up in sec			25			
run-down in sec, braked			25			
Temperature in °C ¹⁾			-2			

Standard capillaries, heparinised	Basic	Self-sealing and mylar-coated
		
rotor Cat. No. 1650	Sealing putty	
Cat. No.	2077	-
boring Ø × L in mm	-	
capillaries per rotor	24	
Max. RCF	21,382	
Radius in mm	85	
run-up in sec	12	
run-down in sec, braked	12	
Temperature in °C ¹⁾	-1	

1. Lowest attainable temperature in precooled refrigerated centrifuges at max. speed (the ambient temperature and installation shall be according to the User Manual)

Angle rotor, 12-place²⁾

Δ 40°
 $n = 20,000 \text{ min}^{-1}$
 max.RCF 25,938



Cat. No. 200 P

Swing-out rotor, 12-place

Δ 90°
 $n = 2,000 \text{ min}^{-1}$
 max. RCF 470












Cat. No. JC301P







Angle rotor, 6-place, for PCR strips³⁾




Δ 45°
 $n = 14,000 \text{ min}^{-1}$
 max. RCF 20,817



Cat. No. 160P

Capacity in ml	0.2	0.4	0.5	0.8	1.5	2.0
$\emptyset \times L$ in mm	6×18	6×45	8×30	8×45	11×38	
						
rotor Cat. No. 200P						
Cat. No.	2024	2023	-		-	
boring $\emptyset \times L$ in mm	6.2×40		8.2×40		11.2×40	
Tubes per rotor	12					
Max. RCF	25,938					
Radius in mm	58					
run-up in sec	25					
run-down in sec, braked	25					
Temperature in °C ¹⁾	-2					

			
Disposable cyto chambers			
Cat. No.	1531	1530	1535
Filter cards/seals			
Cat. No.	1531F	1530F	1535F
Chambers per rotor	12		
Max. RCF	470		
run-up in sec	20		
run-down in sec, braked	20		
Temperature in °C ¹⁾	-2		

Capacity in ml	0.2	0.2
$\emptyset \times L$ in mm	6×18	-
Cat. No.	-	PCR strips
		
rotor Cat. No. 160P		
Cat. No.	-	
boring $\emptyset \times L$ in mm	6.5×20	
Tubes per rotor	48	6×8
Max. RCF	20,817	
Radius in mm	95	
run-up in sec	39	
run-down in sec, braked	44	
Temperature in °C ¹⁾	-2	

1. Lowest attainable temperature in precooled refrigerated centrifuges at max. speed (the ambient temperature and installation shall be according to the User Manual)

2. Rotor 200P can only be used in Premium series.

3. Rotor 160P can only be used in Cooled series.



Pole Ideal Tajhiz Co.



A Reputation
Beyond
Today





POLE IDEAL TAJHIZ
www.medpit.com

Unit11, No.13, Hojjatdoust St., South
Felestin St., Keshavarz Blvd., Tehran, Iran

Sales Office: +98 21 88545922

Tel: +98 21 88994482-3

Fax: +98 21 88994484

Postal Code: 1416694334

info@medpit.com

