


# مجموعه آزمایشگاهی آنتن



کاتالوگ دستگاه

## فهرست

۲	مقدمه
۵	۱- مقدمه‌ای در خصوص آنتن‌ها
۷	۲- طراحی و کارکرد مجموعه آزمایشگاهی آنتن
۸	۱-۲- مجموعه فرستنده
۸	۲-۲- مجموعه گیرنده
۹	۳-۲- واسط کاربری و نرم‌افزار
۱۰	۴-۲- جاذب‌های امواج میکروویو
۱۳	۳- تجهیزات و مدل‌های مجموعه آزمایشگاهی آنتن
۱۳	۱-۳- تجهیزات
۱۴	۲-۳- مدل‌ها

## مقدمه

مجموعه آزمایشگاهی آنتن که به وسیله شرکت راژان پرتو پارس طراحی و تولید گردیده است، در حوزه آموزشی، جهت تجهیز آزمایشگاه آنتن و میکروویو دانشگاه‌ها و در حوزه پژوهشی، جهت اندازه‌گیری متغیرهای طراحی و تست عملی و ارزیابی آنتن‌ها و مولدهای سیگنال میکروویو مورد طراحی در پروژه‌های دانشگاهی و صنعتی، کاربرد دارد. همچنین به عنوان یک مشخصه متمایزکننده، در این مجموعه تلاش شده است اصول طراحی آنتن با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی این حوزه (شامل نرم‌افزارهای HFSS، ADK و PCAAD) آموزش داده شود. برای دستیابی به این هدف، آنتن‌های میکرواستریپ انتخاب گردیده‌اند.

جهت دستیابی به اهداف آموزشی، آزمایش‌هایی به شرح زیر برای این مجموعه تدوین گردیده است:

- آنتن دایپل:

- بررسی الگوی تشعشعی آنتن دایپل نیم موج ( $\lambda/2$ ) در صفحه E؛
- بررسی الگوی تشعشعی آنتن دایپل تمام موج ( $\lambda$ ) در صفحه E؛
- بررسی الگوی تشعشعی آنتن دایپل ۱٫۵ طول موج ( $1.5\lambda$ ) در صفحه E؛
- بررسی الگوی تشعشعی آنتن دایپل ۲٫۵ طول موج ( $2.5\lambda$ ) در صفحه E؛
- بررسی الگوی تشعشعی آنتن دایپل ۴٫۵ طول موج ( $4.5\lambda$ ) در صفحه E؛
- بررسی تضعیف پلاریزاسیون متعامد به وسیله آنتن دایپل نیم موج ( $\lambda/2$ )؛
- بررسی الگوی تشعشعی آنتن دایپل نیم موج ( $\lambda/2$ ) در صفحه H.

- آنتن یاگی-یودا<sup>۱</sup>:

- بررسی الگوی تشعشعی آنتن دایپل در صفحه E؛
- بررسی الگوی تشعشعی آنتن دایپل با نگهدارنده مخصوص در صفحه E؛
- بررسی الگوی تشعشعی آنتن یاگی-یودا با یک رفلکتور و بدون دایرکتور (دو عنصر) در صفحه E؛
- بررسی الگوی تشعشعی آنتن یاگی-یودا با یک دایرکتور و بدون رفلکتور (دو عنصر) در صفحه E؛
- بررسی الگوی تشعشعی آنتن یاگی-یودا با سه عنصر (R-DIP-D) در صفحه E؛
- بررسی الگوی تشعشعی آنتن یاگی-یودا با شش عنصر (R-DIP-4D) در صفحه E؛
- بررسی الگوی تشعشعی آنتن یاگی-یودا در صفحه H.

- آنتن‌های روزنه‌ای:

<sup>1</sup> Yagi-Uda Antenna

- بررسی الگوی تشعشی آنتن شیپوری<sup>۲</sup> بزرگ در صفحه E؛
- بررسی ضریب تلف پلاریزاسیون آنتن شیپوری بزرگ؛
- بررسی اثر صفحه پلاریزر؛
- بررسی الگوی تشعشی آنتن شیپوری بزرگ در صفحه H؛
- بررسی الگوی تشعشی آنتن شیپوری کوچک در صفحه H؛
- بررسی الگوی تشعشی آنتن شیپوری کوچک در صفحه E؛
- بررسی الگوی تشعشی آنتن موجبری با انتهای باز<sup>۳</sup> (در صفحات E و H).
- آنتن‌های آرایه‌ای:
  - اندازه‌گیری الگوی تشعشی صفحه H آرایه آنتن‌های شکافی (آرایه خطی)؛
  - اندازه‌گیری الگوی تشعشی صفحه E آرایه آنتن‌های شکافی (آرایه خطی)؛
  - بررسی رفتار گلبرگ اضافی<sup>۴</sup>؛
  - بررسی رفتار اسکن الگوی تشعشی آرایه آنتنی با تغییر فرکانس؛
  - بررسی آنتن مایکرواستریپ (آرایه صفحه‌ای).
- آنتن هلیکال:
  - اندازه‌گیری الگوی تشعشی آنتن هلیکال با پلاریزاسیون یکسان آنتن‌های فرستنده و گیرنده؛
  - بررسی تأثیر انعکاس روی الگوی تشعشی آنتن هلیکال؛
  - اندازه‌گیری الگوی تشعشی آنتن هلیکال با پلاریزاسیون مخالف آنتن‌های فرستنده و گیرنده؛
  - تأثیر انعکاس روی الگوی جهتی آنتن هلیکال در آنتن‌های فرستنده و گیرنده دارای پلاریزاسیون مخالف؛
  - تأثیر صفحه پلاریزر روی الگوی تشعشی آنتن هلیکال؛
  - تعیین نوع پلاریزاسیون موج تشعشی آنتن فرستنده در محل ماکزیمم گلبرگ اصلی الگوی جهتی.
- آنتن‌های مایکرواستریپ:
  - اندازه‌گیری الگوی تشعشی آنتن مایکرواستریپ تک؛
  - بررسی اثر تغییر زیرلایه روی آنتن مایکرواستریپ تک؛
  - اندازه‌گیری الگوی تشعشی آنتن مایکرواستریپ دو طبقه؛
  - اندازه‌گیری الگوی تشعشی آنتن مایکرواستریپ با تزویج روزنه‌ای؛
  - اندازه‌گیری الگوی تشعشی آنتن مایکرواستریپ تک با پلاریزاسیون دایروی-روش ۱؛

<sup>2</sup> Horn Antenna

<sup>3</sup> Open-End Waveguide Antenna

<sup>4</sup> Grating Lobe


- اندازه گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ تک با پلاریزاسیون دایروی-روش ۲؛
- اندازه گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ آرایه خطی ۱×۴؛
- اندازه گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ آرایه خطی ۲×۲.

در این راهنما، به معرفی مجموعه آزمایشگاهی آنتن پرداخته می شود.

در ضمن، نحوه کارکرد دستگاه و نمونه‌ای از آزمایش‌های تعریف شده برای این مجموعه، در فایل راهنمای کاربری؛ و همچنین اطلاعات فنی قطعات در فایل مشخصات فنی، قابل دسترسی است.

## ۱- مقدمه‌ای در خصوص آنتن‌ها

آنتن وسیله‌ای است که از آن جهت انتشار و دریافت امواج الکترومغناطیسی استفاده می‌شود. آنتن در یک سیستم مخابراتی نقش مبدل امواج هدایت شده به امواج انتشاری در فضای آزاد را دارد. آنتن در نقش فرستندگی، وظیفه انتشار انرژی هدایت شده توسط خط انتقال در فضای آزاد و در نقش گیرندگی، وظیفه دریافت امواج انتشاری در فضای آزاد و انتقال آن به خطوط انتقال را دارد. شکل ۱، نمایشی از آنتن در نقش مبدل امواج هدایت شده به امواج انتشاری در فضای آزاد را نشان می‌دهد.



- دو پارامتر مهم در اندازه گیری های مربوط به آنتن، تطبیق امپدانس<sup>۵</sup> و الگوی تشعشعی<sup>۶</sup> آنتن است؛ به این شکل که:
- برای اینکه آنتن بتواند حداکثر توان هدایت شده درون خط انتقال را در فضای آزاد انتشار دهد، باید با خط انتقال تطبیق داده شود.
  - بسته به نوع کاربرد، آنتن ها باید الگوی (رفتار) تشعشعی متناسب با آن کاربرد را داشته باشند.
- برای مثال، آنتن های جهت دار، دارای الگوی تشعشعی جهتی هستند و انرژی الکترومغناطیسی را در سمت خاصی از فضا، بسته به شکل الگوی تشعشعی خود، منتشر یا دریافت می کنند.

علاوه بر این، آنتن ها بسته به کاربرد و طول موج کارشان، دارای شکل های مختلفی هستند. برای مثال آنتن ها می توانند به صورت سیمی، مثل آنتن های دایپل<sup>۷</sup> (دو قطبی)، مونوپل<sup>۸</sup> (تک قطبی) و هلیکال<sup>۹</sup> (پیچهای)، باشند. همچنین آنتن ها می توانند از نوع روزنه ای، مثل آنتن شیپوری<sup>۱۰</sup> و آنتن شکافی<sup>۱۱</sup>، باشند. آنتن های آرایه ای<sup>۱۲</sup> نیز از تعدادی اجزاء کوپل شده تشکیل شده اند. از مجموعه آنتن های دیگر نیز می توان به آنتن های رفلکتوری، آنتن های دی الکتریک و آنتن های مایکرواستریپ، اشاره نمود.

در کارکرد آموزشی مجموعه آزمایشگاهی آنتن، آزمایش های مختلفی جهت آشنایی با برخی از انواع این آنتن ها تعریف گردیده است.

<sup>5</sup> Impedance Matching

<sup>6</sup> Radiation Pattern

<sup>7</sup> Dipole Antenna

<sup>8</sup> Monopole Antenna

<sup>9</sup> Helical Antenna

<sup>10</sup> Horn Antenna

<sup>11</sup> Slot Antenna

<sup>12</sup> Array Antenna


## ۲- طراحی و کارکرد مجموعه آزمایشگاهی آنتن

مجموعه آزمایشگاهی آنتن در حوزه آموزشی، جهت تجهیز آزمایشگاه آنتن و میکروویو دانشگاه‌ها و در حوزه پژوهشی، جهت اندازه‌گیری متغیرهای طراحی و تست عملی و ارزیابی آنتن‌ها، مولدهای سیگنال میکروویو، فیلترها و تقویت‌کننده‌های مورد طراحی در پروژه‌های دانشگاهی و صنعتی، کاربرد دارد.

همچنین به‌عنوان یک مشخصه متمایزکننده، در این مجموعه تلاش شده است اصول طراحی آنتن با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی این حوزه آموزش داده شود.

در مجموعه آزمایشگاهی آنتن، محصول شرکت راژان پرتو پارس، با توجه به انتخاب فرکانس  $9.6\text{GHz}$ ، که معادل طول موج  $\lambda_0 = 32\text{mm}$  در فضای آزاد است، می‌توان در فاصله‌ای حدود دو متر<sup>۱۳</sup>، اقدام به اندازه‌گیری پارامترهای میدان دور آنتن نمود.

بخش‌های اصلی مجموعه آزمایشگاهی آنتن در یک چیدمان کلی، در شکل ۲ مشاهده می‌شود.



همانطور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، در یک تقسیم‌بندی کلی، مجموعه آزمایشگاهی آنتن به چهار زیر سامانه به شرح زیر، قابل تفکیک است:

۱. مجموعه فرستنده؛
۲. مجموعه گیرنده؛
۳. واسط کاربری و نرم‌افزار؛

<sup>۱۳</sup> با توجه به ابعاد آنتن‌های موجود و فرکانس انتخابی برای مجموعه، کل فضای مورد نیاز جهت چیدمان مجموعه، حدود چهار متر می‌باشد.



۴. جاذب‌های امواج مایکروویو.

در ادامه این بخش به ترتیب در خصوص هر یک از این زیرسامانه‌ها توضیحاتی ارائه می‌شود.

## ۲-۱- مجموعه فرستنده

برای تست آنتن‌ها لازم است آنها را با یک سیگنال RF در باند فرکانسی مورد نظر، تغذیه نمود. برای این منظور در مجموعه آزمایشگاهی آنتن از یک مولد سیگنال مایکروویو که یک نوسان‌ساز با کنترل ولتاژ (VCO)<sup>۱۴</sup> در محدوده فرکانسی باند X و با فرکانس مرکزی  $9.6\text{GHz}$  است، استفاده شده است. مجموعه فرستنده در شکل ۲ با شماره ۱ مشخص شده است. سیگنال خروجی VCO از درون یک سوئیچ<sup>۱۵</sup> SPDT برای اعمال مدولاسیون دامنه عبور می‌کند. سیگنال مدوله شده پس از عبور از موجبر، وارد آنتن فرستنده می‌شود و توان مایکروویو را به صورت جهت‌دار به سمت آنتن گیرنده ارسال می‌کند.

در خصوص مولد سیگنال مایکروویو مجموعه اشاره می‌شود که:

- انجام مدولاسیون دامنه جهت کاهش سطح نویز دریافتی در محل آشکارساز صورت می‌گیرد. با استفاده از تکنیک‌هایی مثل تقویت‌کننده قفل شده<sup>۱۶</sup> می‌توان سطح نویز در محل گیرنده را به شدت کاهش داد. علاوه بر این، سفت‌افزار<sup>۱۷</sup> تهیه شده برای میکروکنترلر سیستم، تنها با دریافت پالس‌های  $1\text{kHz}$  می‌تواند عمل آشکارسازی سیگنال را انجام دهد.
- در طرح شامل SPDT لزومی به استفاده از ایزولاتور وجود ندارد زیرا در این طرح، شرایط تطبیق همواره برقرار خواهد بود.

اطلاعات کامل‌تر در مورد مولد سیگنال مایکروویو و نحوه استفاده از آن، در فایل مشخصات فنی ارائه شده است.

## ۲-۲- مجموعه گیرنده

این بخش که در پایه چرخان تعبیه شده است، عهده‌دار تشخیص و آشکارسازی میدان آنتن تحت آزمون بوده و در حکم قلب دستگاه می‌باشد. این بخش در شکل ۲ با شماره ۲ مشخص شده است و شامل چند زیر سامانه به شرح زیر می‌باشد:

<sup>14</sup> Voltage-Controlled Oscillator (VCO)  
<sup>15</sup> Single Pole-Double Throw (SPDT)  
<sup>16</sup> Lock-in Amplifier  
<sup>17</sup> Framework

- بخش آشکارساز: این بخش شامل آشکارساز، دمدولاتور و مدارهای تقویت کننده الکترونیکی آنالوگ می باشد. میدان فضایی آنتن به وسیله این زیر سیستم آشکار شده و مقدار عددی آن به صورت یک مقدار ولتاژ آنالوگ به زیر سامانه کنترل ارسال می شود.
- سیستم کنترل حرکت: جهت آشکارسازی الگوی میدان آنتن، لازم است مقدار این میدان در کل  $360^\circ$  اندازه گیری شود. بدین منظور، بخش آشکارساز بر روی پایه ای متصل به یک موتور الکتریکی نصب شده است و با سرعت کنترل شده و یکنواخت شروع به حرکت نموده و کل  $360^\circ$  را جاروب می کند. سیستم کنترل حرکت عهده دار این مهم است که متشکل از موتور، اینکودر، مدار الکترونیکی درایو و یک کنترلر حلقه بسته، می باشد.
- کنترلر مرکزی: وظیفه کنترل کل سیستم و ارتباط با رایانه بر عهده کنترلر مرکزی است. این بخش، خروجی بخش آشکارساز را دریافت کرده و با اطلاعات مکانی خروجی از بخش کنترل حرکت تلفیق نموده و اطلاعات را به رایانه ارسال می کند.
- سیستم مکانیکی: این بخش شامل موتور، گیربکس، پولی ها، بلبرینگ ها و اتصالات مکانیکی دقیق بوده که سیستم را قادر می سازد حرکت دورانی با رزولوشن مکانی بالا داشته باشد.

اطلاعات کامل تر در مورد پایه چرخان و نحوه استفاده از آن، در فایل مشخصات فنی ارائه شده است.

## ۲-۳- واسط کاربری و نرم افزار

- این بخش که در پایه چرخان تعبیه شده است، عهده دار تشخیص و آشکارسازی میدان آنتن تحت آزمون بوده و در حکم قلب دستگاه می باشد. این بخش در شکل ۲ با شماره ۲ مشخص شده است و شامل چند زیر سامانه به شرح زیر می باشد:
- بخش آشکارساز: این بخش شامل آشکارساز، دمدولاتور و مدارهای تقویت کننده الکترونیکی آنالوگ می باشد. میدان فضایی آنتن به وسیله این زیر سیستم آشکار شده و مقدار عددی آن به صورت یک مقدار ولتاژ آنالوگ به زیر سامانه کنترل ارسال می شود.
  - سیستم کنترل حرکت: جهت آشکارسازی الگوی تشعشی آنتن، لازم است اندازه میدان در کل  $360^\circ$  اندازه گیری شود. بدین منظور، بخش آشکارساز بر روی پایه ای متصل به یک موتور الکتریکی نصب شده است و با سرعت کنترل شده و یکنواخت حرکت نموده و کل  $360^\circ$  را جاروب می کند. سیستم کنترل حرکت عهده دار این مهم است که متشکل از موتور، اینکودر، مدار الکترونیکی درایو و یک کنترلر حلقه بسته، می باشد.
  - کنترلر مرکزی: وظیفه کنترل کل سیستم و ارتباط با رایانه بر عهده کنترلر مرکزی است. این بخش، خروجی بخش آشکارساز را دریافت کرده و با اطلاعات مکانی خروجی از بخش کنترل حرکت، تلفیق نموده و اطلاعات را به رایانه ارسال می کند.

- سیستم مکانیکی: این بخش شامل موتور، گیربکس، پولی‌ها، بلبرینگ‌ها و اتصالات مکانیکی دقیق بوده که سیستم را قادر می‌سازد حرکت دورانی با رزولوشن مکانی بالا داشته باشد.

اطلاعات کامل تر و نحوه کار با نرم افزار CASSY Lab در فایل مشخصات فنی ارائه شده است.

## ۲-۴- جاذب‌های امواج میکروویو


جهت رسم صحیح و دقیق الگوی آنتن، لازم است تنها میدان مستقیم آنتن آشکار شود و سایر امواج و بازتاب‌های محیطی که سبب تخریب رفتار الگوی تشعشعی آنتن می‌شوند، حذف گردند. به این منظور، در حالت ایده‌آل، باید آنتن را در فضای نامتناهی و بدون هرگونه هادی یا عایق تست کرد که در عمل مقدور نیست؛ اما می‌توان تا حد ممکن بازتابش سیگنال‌های مزاحم (که برای مثال از سطح دیوارهای آزمایشگاه یا میز تست رخ می‌دهند) را حذف نمود.

برای این منظور از یک سری صفحات جاذب امواج میکروویو استفاده می‌شود (نمونه‌ای از این صفحات جاذب در شکل ۳ مشاهده می‌شود). شکل هرمی این جاذب‌ها برای برقراری تطبیق بین امپدانس فضای آزاد و امپدانس جاذب‌های الکترومغناطیسی است. ضخیم شدن تدریجی جاذب‌ها سبب می‌شود امواج فرکانس بالا به صورت تدریجی وارد محیط جاذب امواج میکروویو شوند و در نتیجه حداقل انعکاس موج از سطح جاذب‌ها رخ دهد. همچنین جاذب‌های هرمی دارای عرض باند زیادی هستند.



شکل ۳: نمونه‌ای از جاذب‌های امواج میکروویو به شکل هرم

روش مناسب استفاده از این جاذب‌ها، ساخت اتاق آنتن است. در اتاق‌های آنتن، با چیدمان مناسب جاذب‌های امواج مایکروویو، اثرات انعکاس‌های مزاحم در محدوده اتاق به حداقل رسانده می‌شود. دو نمونه از آرایش‌های مرسوم اتاق آنتن، در شکل ۴ مشاهده می‌شود.



شکل ۴ (الف) یک اتاق آنتن مخروطی را نشان می‌دهد. این نوع آرایش جاذب‌های امواج مایکروویو سبب می‌شود که اثر انعکاس‌های مزاحم از جداره‌های جانبی به حداقل برسد. اگر آنتن فرستنده در محل مناسبی قرار گیرد، بازتابش‌های اندکی که از جاذب‌های کناری آنتن فرستنده رخ می‌دهند اثر کمی در تخریب توزیع میدان الکتریکی در محل آنتن تحت آزمون خواهند داشت.

در چیدمان شکل ۴ (ب) یک اتاق آنتن مستطیلی مشاهده می‌شود. در این شکل بازتابش‌های مزاحم از دیواره‌های کناری و پشتی اتاق رخ می‌دهد و با انتخاب جاذب‌های مناسب می‌توان اثر این بازتابش‌های مزاحم را حداقل کرد. حضور انعکاس‌های مزاحم سبب ایجاد ریبیل در توزیع میدان الکتریکی در محل آنتن تحت آزمون می‌شود. توزیع میدان در این ناحیه تا حد ممکن باید به موج صفحه‌ای میل کند.

از آنجا که اتاق آنتن تجهیزاتی پرهزینه است، در مجموعه آزمایشگاهی آنتن شرکت راژان پرتو پارس، چهار جاذب امواج مایکروویو در نظر گرفته شده است که در آرایش صحیح، می‌توانند انعکاس‌های مزاحم را به میزان خوبی کاهش دهند. با این تمهید، امکان دستیابی به نتایج تکرارپذیر در اندازه‌گیری پارامترهای آنتن در یک آزمایشگاه معمولی و بدون نیاز به اتاق آنتن، ایجاد گردیده است.

این بخش در شکل ۲ با شماره ۴ مشخص شده است.

اطلاعات کامل‌تر در مورد جاذب‌های امواج مایکروویو و نحوه استفاده از آنها، در فایل مشخصات فنی ارائه شده است.

### ۳- تجهیزات و مدل های مجموعه آزمایشگاهی آنتن

در این بخش، تجهیزات موجود در مجموعه آزمایشگاهی آنتن و مدل های این مجموعه، معرفی می شوند.

#### ۳-۱- تجهیزات

تجهیزات موجود در مجموعه آزمایشگاهی آنتن به قرار جدول ۱ می باشد.

جدول ۱: لیست قطعات مدل های مورد عرضه مجموعه آزمایشگاهی آنتن

ردیف	نام قطعه		کد قطعه
۱	پایه چرخان		۱۱۰۰
۲	مولد سیگنال مایکروویو		۱۲۰۰
۳	جاذب های امواج مایکروویو		۱۳۰۰
۴	آنتن شیپوری	بزرگ	۱۴۱۱
۵		کوچک	۱۴۱۲
۶	آنتن هلیکال	راستگرد	۱۴۲۱
۷		چپگرد	۱۴۲۲
۸	مجموعه آنتن های مایکرواستریپ (۹ عدد)		۱۴۳۱- ۱۴۳۹
۹	آنتن شکافی		۱۴۴۰
۱۰	مجموعه آنتن های سیمی		۱۴۵۰
۱۱	موجبر ۲۰۰mm		۱۵۱۰
۱۲	بار تطبیق موجبری		۱۵۲۰
۱۳	ترانسفورمر سه پیچ		۱۵۳۰
۱۴	مبدل کواکسیال به موجبری		۱۶۱۰
۱۵	آشکارساز کواکسیالی		۱۶۲۰
۱۶	کابل فرکانس بالا		۱۶۳۱
۱۷	کابل فرکانس پایین		۱۶۳۲
۱۸	کابل USB		۱۶۳۳
۱۹	کابل تغذیه		۱۶۳۴
۲۰	صفحه پلاریزر		۱۷۱۰

ردیف	نام قطعه			کد قطعه
۲۱	روزنه موج	بزرگ	Large	۱۷۲۱
۲۲		کوچک	Small	۱۷۲۲
۲۳	پایه نگهدارنده			۱۸۱۰
۲۴	میل فلزی در ابعاد مختلف			۱۸۲۱
۲۵	میل فلزی اتصال کوتاه			۱۸۲۲
۲۶	گیره نگهدارنده موجبر			۱۸۳۰
۲۷	فویل مسی چسب دار			۱۹۱۰
۲۸	متر فلزی			۱۹۲۰
۲۹	پیچ و مهره			۱۹۳۰
۳۰	کیف مجموعه			۱۹۴۰

اطلاعات کامل تر قطعات و نحوه استفاده از آنها، در فایل مشخصات فنی ارائه شده است.

### ۳-۲- مدل ها

مجموعه آزمایشگاهی آنتن در دو مدل زیر عرضه می گردد:

- مدل ۱۰۱: این مدل دارای تمام تجهیزات و ادوات مورد نیاز برای کاربردهای آموزشی و پژوهشی مورد نظر برای یک گروه آزمایشگاهی است.
- مدل ۲۰۱: این مدل، با افزایش تعداد قطعات در مدل ۱۰۱ با این هدف طراحی شده است که امکان استفاده همزمان دو گروه مجزا از مجموعه آزمایشگاهی آنتن با هزینه ای کمتر از خریداری دو مجموعه کامل از مدل ۲۰۱، ایجاد شود.

لیست قطعات مدل های ۱۰۱ و ۲۰۱، در جدول ۲ مشاهده می شود.

جدول ۲: لیست قطعات مدل های مورد عرضه مجموعه آزمایشگاهی آنتن

ردیف	نام قطعه	تعداد قطعه در هر مدل	
		۱۰۱	۲۰۱
۱	پایه چرخان	۱	۲
۲	مولد سیگنال مایکروویو	۱	۲
۳	جاذب های امواج مایکروویو	۴	۸

ردیف	نام قطعه	تعداد قطعه در هر مدل	
		۲۰۱	۱۰۱
۴	آنتن شیپوری بزرگ	۳	۲
۵	آنتن شیپوری کوچک	۱	
۶	آنتن هلیکال	۳	
۷	آنتن مایکرواستریپ	۹	
۸	آنتن شکافی	۱	
۹	مجموعه آنتن های سیمی	۱	
۱۰	موجبر ۲۰۰mm	۲	
۱۱	بار تطبیق موجبری	۱	
۱۲	ترانسفورمر سه پیچ	۱	
۱۳	مبدل کواکسیال به موجبری	۳	۲
۱۴	آشکارساز کواکسیالی	۲	۱
۱۵	صفحه پلارایزر	۱	
۱۶	روزنه موج بزرگ	۱	
۱۷	روزنه موج کوچک	۹	
۱۸	پایه نگهدارنده	۱۲	۶
۱۹	میله فلزی	۲۳	۱۲
۲۰	گیره نگهدارنده	۸	۴
۲۱	کابل فرکانس بالا	۲	۱
۲۲	کابل فرکانس پایین	۳	۲
۲۳	کابل USB	۲	۱
۲۴	کابل تغذیه	۴	۲
۲۵	فویل مسی چسب دار	۲۰ برش	
۲۶	متر فلزی	۱	
۲۷	کیف مجموعه	۲	۱