




نام آزمایش و مدل دستگاه:

آزمایش تداخل سنج فابری پرو

مدل SS9940

Fabry-Perot Interferometer Experiment




مشخصات فنی: لامپ سدیم (به همراه منبع تغذیه و قاب لامپ)، لامپ جیوه پر فشار (به همراه منبع تغذیه و قاب لامپ)، ستون با قطر ۱۰ و طول ۵۰۰ میلیمتر، بست پایه، سه پایه رومیزی کوچک، دستگاه تداخل سنج فابری - پرو، فیلتر سبز

راهنمای کاربری: هدف از این آزمایش ۱ - مشاهده پدیده تداخل در تیغه هوا در تداخل سنج فابری پرو ۲ - مدرج کردن تداخل سنج ۳ - اندازه گیری طول موج های مجهول و اندازه گیری اختلاف طول موج دو خط زرد سدیم میباشد.


تئوری آزمایش

تداخل سنج فابری پرو در مباحث نور از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است چرا که علاوه بر مورد استفاده بودن آن در بررسی جزئیات ساختار خطوط طیفی به دلیل قدرت تفکیک فوق العاده بالای آن به عنوان کاواک تشدید لیزری نیز بکار می رود. این دستگاه همان طور که از شکل ۱ مشخص است از دو تیغه شیشه ای تخت نیمه نقره اندود موازی با بازتابیدگی بالا که به فاصله d از یکدیگر قرار گرفته اند تشکیل شده است. صفحه G مات بوده و قادر است نوری را که از پشتش می تابد بطور یکنواخت توزیع نماید و چشمه گسترده به وجود آورد.

پرتوهایی که وارد می شوند در فاصله بین دو تیغه (این فاصله را تیغه هوا می نامند) چندین بار بازتابیده می شوند که همگی با هم اختلاف راه نوری ثابتی دارند. پرتوهای عبوری بوسیله یک عدسی در نقطه ای مانند P کانونی می گردند. کلیه پرتوهایی که با زاویه معینی بر فاصله دو سطح فرود می آیند یک فریز دایروی ساده با تابیدگی یکنواخت بوجود می آورند؛ به عبارت دیگر فریزها حاصل از انعکاس های مکرر بر روی دو تیغه شیشه ای می باشند. در نتیجه با چشمه گسترده فریزها نوارهای تداخلی و موازی هم مرکز خواهند بود. البته می توان فریزها را که در بینهایت جایگزیده هستند مستقیما با چشم مشاهده نمود که در این حالت چشم کار عدسی کانونی کننده را که دیگر مورد نیاز نیست انجام می دهد. به دلیل مقادیر بزرگ d که فریزهای ریزی را نتیجه می دهند استفاده از یک تلسکوپ کم توان نیز ضروری به نظر می رسد.



شکل ۱



شکل ۲

برای محاسبه محل فریزهای روشن و تاریک می توان به طریق زیر عمل نمود:

اختلاف راه نوری بین دو شعاع نوری متوالی با استفاده از شکل ۲ برابر است با:

$$\Delta = I_2 I_3 I_4 - I_2 K$$

$$\Delta = \frac{2d}{\cos \varphi} - I_3 I_4 \sin \theta$$

$$\Delta = \frac{2d}{\cos \varphi} - 2d \operatorname{tg} \varphi \sin \theta = 2d \cos \theta$$

که d ضخامت تیغه هوا و θ زاویه بین شعاع تابش و خط عمود بر تیغه است. شرط ایجاد فریز روشن آن است که :

$$2d \cos \theta = m\lambda$$



اگر دو تیغه شیشه‌ای کاملاً موازی باشند فریزهای دایروی به وجود می‌آید. زیرا تمام نقاطی که دارای اختلاف راه نوری یکسانی هستند هم‌فاز خواهند بود. چنین فریزهایی را هم‌شیب نامند.

چنانچه فاصله دو تیغه رفته رفته زیاد شود باید $\cos \theta$ کم و لذا θ زیاد گردد. پس در این صورت شعاع فریزها زیاد شده و فریزهای جدیدی در مرکز به وجود می‌آید و بالعکس با کم شدن d فریزها در مرکز محو خواهند شد. در تداخل‌سنج فابری- پرو یکی از تیغه‌ها (M_1) بطور ثابت روی قسمتی از بدنه که می‌تواند بوسیله پیچاندن یک پیچ میکرومتری حرکت نماید نصب گردیده و دیگری (M_2) بر روی قسمت ثابت بدنه طوری قرار گرفته که می‌توان توسط دو پیچ میزان آنرا کاملاً با تیغه M_1 موازی نمود. قطعات تداخل‌سنج بسیار ظریف و حساس می‌باشند و باید با کمال احتیاط حمل گردند؛ لذا از لمس کردن سطح آینه‌ها و فشار آوردن بر روی آنها خودداری کنید. مهمترین کاری که باید انجام داد این است که آینه‌ها (تیغه‌ها)ی تداخل‌سنج را کاملاً با هم موازی نمود. برای این کار چشمه نورانی را در مقابل تداخل‌سنج قرار دهید و مقوای نسبتاً ضخیمی را چند سوراخ کرده (دهانه قاب لامپ می‌تواند به جای این کار به کار رود) و بین صفحه و تداخل‌سنج قرار دهید. اکنون با پیچاندن پیچ‌های میزان آینه جلویی، حالتی را پیش آورید که تصاویر ایجاد شده (سایه‌های سوزن) همه بر هم منطبق شوند؛ اگر این کار بنحو احسن انجام گیرد (پس از برداشتن مقوا) فریزهای دایروی دیده خواهند شد. البته در این موقع می‌توان با احتیاط و به آهستگی پیچ‌ها را طوری تنظیم نمود که دایره‌ها کاملاً واضح به نظر برسند.

برای شمارش فریزهای تولید شده در مرکز باید نقطه ثابتی را انتخاب نمود، زیرا با تعویض محل چشم نوع فریزها تغییر خواهند نمود و از فریز تاریک به فریز روشن و بالعکس تبدیل می‌شوند. برای این عمل بهتر است سوزنی را روی پایه‌ای سوار کرده و بین چشم و تداخل‌سنج قرار دارد و با نشانه‌روی از نوک سوزن فریزهای تولید شده را شمرد. وقتی که بر طریقه میزان کردن تداخل‌سنج مسلط شدید پیچ میکرومتری را بپیچانید و طرز تولید فریزها و همچنین محو شدن آنها را در مرکز مشاهده نمایید.

روش آزمایش

۱) مدرج کردن تداخل‌سنج

فریزها را به وجود آورید. با زیاد و یا کم کردن فاصله دو تیغه توسط پیچ میکرومتری فریزهای جدید پدیدار و یا محو خواهند شد. عدد پیچ میکرومتری را یادداشت کنید. سپس با پیچاندن آن حدود ۱۰ عدد از فریزهای بوجود آمده یا محو شده را بشمارید. اکنون درجه میکرومتر را دوباره خوانده و مقدار آن را یادداشت نمایید. به همین ترتیب عدد بیستمین، سی امین، ...، صدمین، صد و بیستمین، و صد و نودمین فریز را خوانده و یادداشت نمایید. اکنون تفاضل بین صفرمین و صدمین، صد و بیستمین، صد و نودمین و غیره را بدست آورید. میانگین آنها تغییر درجه پیچ میکرومتری به ازای تولید (محو) ۱۰۰ فریز می‌باشد. با دانستن طول موج نور به کار رفته (نور زرد سدیم) مقدار تغییر فاصله تیغه‌ها را به ازای هر درجه پیچ میکرومتری با استفاده از رابطه $2d = m\lambda$ بدست آورید. این کار را مدرج کردن تداخل‌سنج گویند.

۲) تعیین فاصله بین طول موج‌های زرد سدیم (ساختمان زیر)



وقتی که نور زرد سدیم را حتی در دستگاهی که قدرت جدا کنندگی کمی دارند مشاهده کنیم خط زرد موجود در طیف آن دو خط نسبتاً مجزا از هم خواهند بود. لیکن با مشاهده آن در تداخل سنج فابری- پرو این فاصله بخوبی نمایان است. هنگامی که دو تیغه به هم چسبیده باشند ($d = 0$) فریزهای دو خط زرد سدیم بر هم منطبق بوده و بسیار درخشان به نظر خواهند رسید. وقتی که دو تیغه از یکدیگر فاصله بگیرند یکی از فریزهای موجود سریع‌تر از دیگری تغییر شعاع می‌دهد و از دیگری جدا می‌شود، بطوری که وقتی فاصله دو تیغه برابر:

$$2d_1 = m\lambda_1 = (m + \frac{1}{2})\lambda_2$$

باشد فریزهای دو طول موج کاملاً بین یکدیگر جای خواهند گرفت.

هرگاه فاصله دو تیغه را بیشتر کنیم لحظه‌ای فرا خواهد رسید که دوباره فریزهای دو خط D_1 و D_2 زرد سدیم برهم منطبق می‌شوند و اگر باز هم از دیاد فاصله را ادامه دهیم تا دوباره فریزها کاملاً بین هم قرار گیرند، خواهیم داشت:

$$2d_1 = n_2\lambda_1 = (n_2 + \frac{3}{2})\lambda_2 \quad (1)$$

و در نتیجه:

$$\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{\lambda_1\lambda_2}{2(d_2 - d_1)} \quad (2)$$

لذا اختلاف دو طول موج به صورت خواهد بود:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2d'} \quad (3)$$

که λ^2 واسطه هندسی بین λ_1, λ_2 بوده و d' فاصله بین دو حالت بین هم قرار گرفتن متوالی می‌باشد.

۳) اندازه گیری طول موج مجهول

لامپ جیوه پرفشار را جایگزین لامپ سدیم کنید و حالتی را پیش آورید که فریزها کاملاً مجزا و واضح باشند. مشابه قسمت قبل مقدار پیچ میکرومتر را برای ایجاد یا محو ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ فریز بخوانید و سپس هر بار با استفاده از رابطه $2d = m\lambda$ مقدار λ را محاسبه کنید و میانگین طول موج مجهول را بدست آورید.



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

محدوده دمایی بین ۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد
محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۱۰ تا ۶۵ درصد
دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.

گارانتی و خدمات پس از فروش :

کلیه محصولات تولیدی شرکت سامان سرای بین الملل بارثاوا دارای ۳ سال گارانتی تعویض قطعات و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد. هیچ عامل محیطی و انسانی تولیدات شرکت را از شمول گارانتی و خدمات خارج نمیکند. تجهیزاتی که تنها از شرکت سامان سرای بین الملل بارثاوا خریداری شده و تولید خود این شرکت نمی باشد نیز دارای یک سال گارانتی تعویض و ۲ سال خدمات پس از فروش می باشد. نصب و راه اندازی و آموزش نحوه کاربرد و عملکرد محصولات فروخته شده، توسط کارشناسان شرکت در محل آزمایشگاه دانشگاه صورت میگیرد.