

تجهیزات آموزشی آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن



دستگاه های آماده سازی مغزه

تخلخل سنج هلیوم

شستشو و تعیین اشباع

دستگاه اندازه گیری ترشوندگی سطح به روش زاویه تماس

اندازه گیری نفوذپذیری با استفاده از گاز

دستگاه اشباع کننده

دستگاه اندازه گیری خواص الکتریکی مغزه


دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری با استفاده از مایعات

۱. دستگاه های آماده سازی مغزه

سیستم آماده سازی مغزه شامل چهار دستگاه به شرح زیر می باشد:

• دستگاه برش سنگ (Core Cutting Saw)

در این دستگاه سنگ و یا مغزه کامل برای استفاده بعدی در پلاگ ساز به قطعات کوچک تر بریده می شود.



مشخصات دستگاه:

- ✓ قطر تیغه-اره: ۳۵۰ میلی متر
- ✓ ماکسیمم طول مغزه قابل برش: ۳۰۰ میلی متر
- ✓ دارای خنک کننده با استفاده از آب یا روغن
- ✓ استفاده از برق ۲۲۰ ولت
- ✓ حداکثر وزن ۹۰ کیلوگرم

• دستگاه پلاگ ساز (Plugging Machine)

پس برش مغزه یا سنگ در دستگاه برش، با استفاده از این دستگاه میتوان پلاگ هایی با قطر ۱ و ۱/۵ اینچ و طول ۴ را برش داد.



مشخصات دستگاه:

- ✓ قطر داخلی منته: ۱ و ۱/۵ اینچ
- ✓ طول منته ۴ تا ۵ اینچ
- ✓ گردش منته (RPM): ۳۶۰ تا ۵۷۵
- ✓ استفاده از برق ۲۲۰ ولت
- ✓ حداکثر وزن ۱۵۰ کیلوگرم
- ✓

۲. تخلخل سنج هلیوم

یکی از روش های پرکاربرد برای اندازه گیری تخلخل تکنیک هلیومی می باشد که با کارگیری قانون بویل حجم موثر خلل و فرج موجود در سنگ مخزن را اندازه گیری می کند. برای این اندازه گیری از دستگاهی با نام helium Porosimeter استفاده می شود.

حجم موثر خلل و فرج (V_p) را می توان با انبساط حجم مشخصی از گاز در یک فشار مشخص درون خلل و فرج سنگ بدست آورد. اگر حجم مرجع V_{Re} را در فشار مرجع P_{Re} به صورت همدمما به حجم V در فشار P منبسط شود با استفاده از قانون بویل و رابطه زیر V_p بدست می آید:

$$V = \frac{P_{Re} V_{Re}}{P}$$


$$V = V_{Re} + V_{dead\ volume} + V_p$$

در این رابطه $V_{dead\ volume}$ حجم باقیمانده سیستم اعم از حجم لوله ها و اتصالات می باشد.

اجزای دستگاه:

۱. محفظه پرفشار گاز هلیوم
۲. شیر تنظیم فشار (Regulator)
۳. شیر ورودی برای محفظه مرجع
۴. محفظه مرجع (Reference Cell)
۵. فشارسنج جهت اندازه گیری فشار مرجع (Reference Pressure) و فشار تعادلی
۶. شیر رابط بین محفظه مرجع و محفظه مغزه
۷. محفظه مغزه (Core Cell)
۸. فشارسنج جهت اندازه گیری فشار اولیه محفظه مغزه و فشار تعادلی

Helium Porosimeter (Boyle's Two Cell Apparatus)



مشخصات دستگاه

فشار سنج ها:

بازه اندازه گیری: ۰ تا ۶۰۰ psig

دقت اندازه گیری: ۰/۰۵٪ بازه

محفظه ها:

حجم: ۱۲۵-۱۳۰ سی سی

تحمل فشار: ۶۰۰ psig تا ۱۰۰۰ psig


استفاده از مغزه با قطر ۱/۵ و ۱ اینچ

۳. شستشوی مغزه و تعیین اشباع

• شستشوی مغزه با روش Soxhlet Extraction

قبل از اندازه‌گیری تخلخل و تراوایی مغزه باید از سیالات باقیمانده پاک شده و سپس خشک شود. شستشوی مغزه جزئی از اندازه‌گیری اشباع سیالات مغزه محسوب می‌شود. یکی از روش‌های مرسوم استفاده از روش استخراج ساکسلت (Soxhlet Extraction) می‌باشد که برای شستشو و تعیین اشباع در آزمایشگاه‌ها استفاده می‌گردد. در این روش تولوئن جوشیده و بخار آن به طرف بالا و مغزه حرکت می‌کند و مغزه را در دمای حدود ۱۱۰ سانتی‌گراد در بر می‌گیرد. آب درون مغزه نیز تبخیر شده و همراه با تولوئن به درون مبرد رفته و به صورت مایع به اطراف مغزه ریخته و تولوئن مایع با نفت درون مغزه تماس پیدا می‌کند. وقتی سطح مایع به بالای لوله سیفون می‌رسد این مایع ناگهان خالی می‌شود و این سیکل دوباره تکرار می‌شود.

اجزای دستگاه:



۱. میله هم‌زن

۲. بالن

۳. مسیر تقطیر

۴. محفظه مغزه

۵. مغزه

۶. ورودی سیفون


۷. خروجی سیفون

۸. مبدل (در بعضی موارد استفاده نمی‌گردد)

۹. مبرد

۱۰. ورودی آب سرد

۱۱. خروجی آب سرد



• تعیین اشباع با استفاده از روش Dean Stark


یکی از روش های مرسوم در آزمایشگاه های آنالیز مغزه برای شستشو و تعیین اشباع سیالات درون سنگ مخزن استفاده از مجموعه Dean Stark می باشد. روش استفاده از این دستگاه بدین گونه است که آب و حلال که تولوئن یا مخلوطی از استون و کلروفرم است تبخیر می شود و پس از عبور از مبرد و میعان به درون کلکتور مدرج برمی گردد. پس از پر شدن کلکتور حلال به روی مغزه می ریزد و نفت را به بالن باز می گرداند. مقدار نفت از محاسبه اختلاف وزن آب جمع شده و وزن کاسته شده پس از استخراج و خشک شدن بدست می آید.

اجزای دستگاه:

۱. بالن حاوی آب و حلال
۲. استخراج کننده
۳. جمع کننده آب و حلال (collector)
۴. مبرد
۵. وردی آب سرد
۶. خروجی آب سرد

قابلیت های دستگاه مجموعه:

- استفاده از مغزه با قطر ۱/۵ و طول ۴ اینچ
- حجم استخراج کننده: ۲۵۰ میلی لیتر
- حداکثر دمای عملیاتی: ۴۵۰ درجه سانتی گراد
- ورود و خروج آب سرد از ۰/۵ تا ۳ لیتر بر دقیقه



Soxhlet & Dean-Stark Extraction (Cleaning and saturation Determination)



مشخصات اجزای اصلی مجموعه شستشوی مغزه:

مبرد:

اندازه اتصالات تحتانی

۴۵/۵۰



استخراج کننده:

اندازه اتصالات تحتانی

حجم

۴۵/۵۰

۸۵ سی سی




بالون:

حجم

اندازه

۲۵۰ سی سی

متوسط



اندازه اتصالات تحتانی

حجم (دقت)

۴۵/۵۰


۱۰ سی سی (۰/۱ سی سی)

جمع کننده:

۴. دستگاه اندازه گیری ترشوندگی سطح به روش زاویه تماس

یکی از روش های اندازه گیری ترشوندگی سطوح اندازه گیری زاویه تماس سیالات با سطح است. در بحث سطح شناسی، چسبندگی فیزیکی، زاویه تماس و در نتیجه آن ترشوندگی را تعیین می کند. هنگامیکه دو فاز (مانند جامد و مایع) با هم در تماس باشند، هرچه چسبندگی بین آن دو بیشتر باشد، زاویه تماس کمتر و ترشوندگی بیشتر خواهد بود. برعکس، هرچه همدوسی بیشتر باشد، ماده تمایل به تماس بیشتر با خود خواهد بود و ازین رو چسبندگی و ترشوندگی کمتر و زاویه تماس بیشتر می شود. در این روش بسته به زاویه تشکیل دهنده سیال با سطح، ترشوندگی سطح نسبت به سیال تعیین میگردد.

اجزای دستگاه:



۱. دوربین CCD با رزولوشن بالای تصاویر
۲. منبع نور
۳. ابزار دقیق قرار دادن قطره بر روی سطح
۴. نرم افزار پردازش اطلاعات
۵. سطوح با ترشوندگی معلوم

نرم افزار پردازش اطلاعات



- پردازش خودکار اطلاعات تصاویر و ارائه زاویه تماس
- نمایش آنلاین تصاویر قطره در حین آزمایش
- طراحی آسان که کاربر با هر سطح آشنایی با کامپیوتر میتواند با آن کار کند.
- قابلیت ذخیره اطلاعات پس از گرفتن مسیر و همچنین ذخیره خودکار اطلاعات
- قابلیت اجرای نرم افزار مربوطه بر روی رایانه شخصی و پردازش اطلاعات
- بررسی وابستگی زاویه تماس با زمان و ارائه گراف زاویه تماس بر اساس زمان

ویژگی های دستگاه :

- نرم افزار قدرتمند جهت پردازش اطلاعات
- رزولوشن بالای تصاویر
- قابلیت ارتقای دستگاه جهت اندازه گیری IFT
- بررسی اثر Aging در اندازه گیری ترشوندگی
- قابلیت پردازش اطلاعات در جا و ارائه آنلین نتایج
- ابعاد بهینه و قابلیت حمل و نقل آسان دستگاه
- قابلیت فیلم برداری در طول آزمایش
- قابلیت اندازه گیری دقیق زاویه تماس با دقت ۰.۵ درجه
- قابلیت نصب نرم افزار مربوطه بر روی رایانه شخصی و پردازش اطلاعات



۵. اندازه گیری نفوذپذیری با استفاده از گاز

این دستگاه برای اندازه گیری نفوذپذیری سنگ با استفاده از گاز در آزمایشگاه و تحت شرایط پایا (Steady State) می باشد. بر طبق معادله دارسی با داشتن سطح مقطع سنگ، طول سنگ، ویسکوزیته گاز، دبی جریان و فشار گاز ورودی می توان میزان نفوذپذیری گاز در سنگ را به دست آورد:


$$q = \frac{KA}{\mu} \times \frac{(P_{in}^y - P_{out}^y)}{P_{atm} \times L}$$

برای بدست آوردن میزان نفوذپذیری مایع در سنگ از معادله کلینکنبرگ استفاده می نمایم. بر طبق این معادله با اندازه گیری K_g در چندین فشار و رسم نمودار K_g بر حسب $\frac{1}{P_m}$ می توان میزان نفوذپذیری مایع در سنگ را نیز به دست آورد.

$$P_m = \frac{(P_{in} + P_{out})}{2}$$

$$P_m \times Q_m = P_r \times Q_r$$

$$K_g = K_l \times \left(1 + \frac{b}{P_m} \right)$$



اجزای دستگاه:

۱. سیستم جمع آوری اطلاعات data acquisition
۲. فشار سنج از نوع اختلاف فشار
۳. دبی سنج
۴. شیر کنترل کننده جریان
۵. مخزن ذخیره گاز هلیم یا نیتروژن

خصوصیات دستگاه:

۱. سیستم کامپیوتری برای کنترل دستی تجهیزات
۲. اندازه گیری نفوذپذیری مطلق در حالت پایا
۳. دسترسی راحت به تجهیزات
۴. جابجایی راحت و آسان مغزه در دستگاه نگهدارنده مغزه (core holder)
۵. بازه اندازه گیری نفوذپذیری: ۰/۱ میلی دارسی - ۱۰ دارسی
۶. جنس مواد: استیل ۳۱۶
۷. قطر مغزه: ۱/۵ اینچ استاندارد
۸. طول مغزه: ۰ - ۴ اینچ استاندارد
۹. فشارهای جانبی: ۰ - ۲۰۰۰ Psi
۱۰. جریان برق: ۲۴۰ VAC - ۲۰۰





۶. دستگاه اشباع کننده

پیش از استفاده از مغزه در هر آزمایشی مخصوصاً در آزمایش های سیلاب زنی نیاز است تا مغزه به طور کامل با آب یا آب نمک اشباع شود. این کار با دستگاه اشباع کننده انجام می پذیرد. در این دستگاه ابتدا آب نمک و نمونه تحت پمپ خلا قرار گرفته و سپس با پمپ نمودن آب نمک به صورت پی در پی، نمونه اشباع می شود.

اجزای دستگاه:

۱. پمپ خلا
۲. سیلندر نمونه (core cell)
۳. پمپ مایع فشار بالا (۲,۰۰۰ psi output)
۴. مخزن آب نمک



خصوصیات دستگاه:

- حداکثر فشار ۲۰۰۰ psi
- قطر محفظه: ۶۰ میلی متر
- طول محفظه ۳۰۰ میلی متر
- جنس قطعات: استیل ۳۱۶

زمان های پیش فرض برای دستگاه :


- ۳۰ دقیقه پمپ خلا برای نمونه و آب نمک
- ۶۰ دقیقه پمپ خلا برای نمونه
- ۱۲۰ دقیقه برای اشباع نمونه

۷. دستگاه اندازه‌گیری خواص الکتریکی مغزه

یک محیط متخلخل شامل ذرات و دانه‌های جامد و فضای خالی است. از آنجایی که جنس ذرات جامد مواد معدنی است هادی جریان برق نمی‌باشند. بنابراین خواص الکتریکی محیط متخلخل بستگی به هندسه فضای خالی و سیالی که درون آن قرار می‌گیرد دارد. از میان سیالات موجود در مخزن فقط آب (به علت حل شدن نمک در آن) هادی جریان الکتریسیته می‌باشد. در بحث خواص الکتریکی محیط متخلخل پارامترهای مختلفی مطرح می‌شود. Formation factor و resistivity index دو پارامتری می‌باشند که با توجه به اندازه‌گیری R_w (مقاومت ویژه آب)، R_o (مقاومت ویژه یک پلاگ وقتی که به صورت کامل از آب اشباع شده باشد) و R_t (مقاومت ویژه یک پلاگ وقتی که به صورت کامل از آب اشباع نشده باشد) که توسط دستگاه انجام می‌شود محاسبه می‌شوند.

$$F = \frac{R_o}{R_w} \quad \text{Formation factor} \quad I = \frac{R_t}{R_o} = S_w^{-n} \quad \text{Resistivity index}$$

شماتیک دستگاه:




حلقه جریان اصلی دستگاه به صورت زیر می‌باشد. این نکته قابل ذکر می‌باشد که میزان مقاومت را در شرایط اتمسفری به دیت می‌آوریم.

اجزای دستگاه:

۱. نگه دارنده الکتریکی پلاگ در شرایط اتمسفری (Atmospheric Electrical Core Holder)
۲. مخزن اندازه گیری مقاومت آب نمک
۳. LCR meter
۴. RFL meter

خصوصیات دستگاه:


- سیستم آموزشی ساده برای فهم بیشتر موضوع
- تعیین مقاومت ویژه آب و پلاگ اشباع در شرایط اتمسفری
- تعیین فاکتور سازند



۸. دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری سنگ با استفاده از مایعات

این دستگاه برای اندازه گیری نفوذپذیری سنگ با استفاده از آب در آزمایشگاه و تحت شرایط پایا (Steady State) می باشد. بر طبق معادله دارسی با داشتن سطح مقطع سنگ، طول سنگ، ویسکوزیته آب، دبی جریان و فشار آب ورودی می توان میزان نفوذپذیری گاز در سنگ را به دست آورد:

$$q = \frac{KA}{\mu} \times \frac{(P_{inj})}{L}$$



اجزای دستگاه:

۱. مغزه نگهدار
۲. محفظه شیشه ای مایعات
۳. فشار سنج با دقت بالا
۴. چندین بورت برای بازه های نفوذپذیری متفاوت
۵. زمان سنج جهت اندازه گیری دبی
۶. منبع تغذیه الکتریکی

خصوصیات دستگاه:

- اندازه گیری نفوذپذیری: از ۱/۰ میلی داری تا ۵ داری
- حداکثر فشار جریان: ۱۰۰ psi
- حداکثر فشار : overburden ۴۰۰ psi
- دما: محیطی
- دقت فشار سنج: ۰/۲۵ در بازه
- جریان برق: ۲۲۰ ولت