



کنترل فرایند پاسارگاد

راهنمای کار با دستگاه LGS2515

ورژن 1.0



راهنمای کاربران

دستگاه LGS2515

ورژن ۱/۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب

۳	اطلاعات عمومی	۱
۵	معرفی دستگاه	۲
۶	ویژگی‌ها	۲-۱
۷	نیازمندی‌های توان مکانیکی و الکتریکی	۲-۲
۸	بسته بندی	۲-۳
۹	نرم‌افزار	۳
۹	هشدار	۳-۱
۱۰	نصب برنامه	۳-۲
۱۰	رابط کاربری نرم‌افزار	۴
۱۲	نوار ابزار سریع	۴-۱
۱۴	نوار برنامه	۴-۲
۱۵	پنجره طیف	۴-۳
۱۶	پنجره سیگنال آشکارساز (پانل اسکوپ)	۴-۴
۱۷	پانل وضعیت	۴-۵
۱۷	تب اطلاعات آشکارساز (Device)	۴-۵-۱
۱۸	تب تنظیمات آشکارساز (Setting)	۴-۵-۲
۲۰	تب اطلاعات ناحیه مورد نظر (ROI Info)	۴-۵-۳
۲۱	کالیبراسیون	۴-۶
۲۲	کالیبراسیون با سزیوم ۱۳۷	۴-۷
۲۳	ذخیره اتوماتیک طیف	۴-۸
۲۴	مشخصات عملکردی دستگاه	۴-۹

شکل‌ها

۵	تصویر کامل و برش خورده دستگاه به همراه ظرف مارینلی	شکل ۱
۷	ابعاد دستگاه	شکل ۲
۸	بسته بندی دستگاه	شکل ۳
۹	تصویر اولیه نرم‌افزار برای ورود به پنل اصلی	شکل ۴
۱۰	پنجره اصلی برنامه	شکل ۵
۱۱	قابلیت جابه‌جایی و تغییر سایز پنجره‌ها	شکل ۶
۱۲	قسمت‌های مختلف پنجره اصلی برنامه	شکل ۷
۱۲	نوار ابزار سریع	شکل ۸
۱۴	نوار برنامه	شکل ۹
۱۵	پنجره نمایش طیف	شکل ۱۰

۱۶	پنجره سیگنال آشکارساز	شکل ۱۱
۱۶	فرمان‌های پنجره سیگنال آشکارساز (فعال‌سازی با راست کلیک موس)	شکل ۱۲
۱۷	پانل وضعیت	شکل ۱۳
۱۷	تب Device از پانل وضعیت	شکل ۱۴
۱۸	تب Device از پانل وضعیت	شکل ۱۵
۲۰	نمایش پارامترهای Integration، Threshold و Hold Off بر روی سیگنال آشکارساز	شکل ۱۶
۲۰	تب ROI Info از پانل وضعیت	شکل ۱۷
۲۲	پنجره‌ای که پس از فشردن دکمه کالیبراسیون نمایش داده می‌شود	شکل ۱۸
۲۲	ویرایش نقاط کالیبراسیون به صورت دستی	شکل ۱۹
۲۳	پنجره ذخیره اتوماتیک طیف	شکل ۲۰
۲۴	طیف زمینه دستگاه بمدت ۲۴ ساعت نرمالیزه به دقیقه	شکل ۲۱
۲۴	نمونه طیف به ازای چشمه توربوم طبیعی بمدت ۲۴ ساعت نرمالیزه به دقیقه	شکل ۲۲
۲۵	طیف CS1۳۷ دستگاه بمدت یکساعت نرمالیزه به دقیقه	شکل ۲۳
۲۵	طیف Co۶۰ دستگاه بمدت یکساعت نرمالیزه به دقیقه	شکل ۲۴
۲۶	منحنی FWHM دستگاه به ازای انرژی ۶۶۲ و ۱۱۷۳، ۱۳۳۲	شکل ۲۵
۲۶	منحنی راندمان نقطه‌ای دستگاه در به ازای انرژی ۶۶۲ و ۱۱۷۳، ۱۳۳۲	شکل ۲۶

جدول‌ها

۱۳	عملکرد مربوط به دستورات قرار گرفته در نوار ابزار سریع برنامه	جدول ۱
۱۴	عملکرد مربوط به دستورات قرار گرفته در نوار برنامه	جدول ۲
۱۵	عملکرد مربوط به دستورات منوی پنجره طیف	جدول ۳
۱۷	اطلاعات نشان داده شده در پنجره سیگنال آشکارساز	جدول ۴
۱۸	اطلاعات مربوط به تب Device از پانل وضعیت	جدول ۵
۱۹	اطلاعات مربوط به تب Setting از پانل وضعیت	جدول ۶
۲۱	اطلاعات مربوط به تب ROI Info از پانل وضعیت	جدول ۷
۲۷	راندمان و FWHM برای چشمه‌های نقطه‌ای	جدول ۸
۲۷	FWHM و تفکیک پذیری در انرژی‌های مختلف برای شبیه‌سازی	جدول ۹

۱ اطلاعات عمومی

هدف	این کتابچه راهنما حاوی اطلاعاتی از نحوه‌ی کار با نرم‌افزار DMCA شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد می‌باشد.
شرایط وارانتی	کنترل فرآیند پاسارگاد خدمات پشتیبانی تمامی محصولات خود را با مشخصات اعلام شده که در شرایط مناسب استفاده شوند از تاریخ فروش بمدت یکسال تعهد می‌نماید. قطعات مصرفی، تعویض قطعات و تعمیر تا ۹۰ روز می‌باشد. این خدمات فقط شامل خریدار اصلی دستگاه می‌باشد. خدمات پس از فروش به مدت ۱۰ سال، شامل مشخصات ذکر شده در راهنمای فنی می‌باشد و هیچگونه تعهدی برای پوشش جزئیات مشابه را، شامل نمی‌شود. گارانتی لوازم جانبی سفارش داده شده بر عهده شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد نمی‌باشد. شرکت در موارد خرابی، تعمیرات و در شرایط خاص تعویض محصولات را، در طول مدت زمان یکسال گارانتی انجام می‌دهد. انجام این خدمات در مواردی است که کارشناس فنی شرکت علت نقص را اهمال، پاره شدن هولوگرام، استفاده غیر صحیح (بیش از توان نامی، تصادف، وارد شدن شوک و...) و یا بکارگیری تحت شرایط نامناسب تشخیص ندهد. در صورت اعلام مشتری مبنی بر ارایه خدمات خاص در هنگام تحویل محصول از قبیل بیمه‌ی محصول و موارد مشابه هزینه اضافی دریافت می‌گردد. این گارانتی شامل حوادث غیر مترقبه نمی‌شود.
خدمات پشتیبانی	شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد پاسخگویی کامل نسبت به هر گونه سوالی درباره محصولات خود، اعم از کار با دستگاه، کالیبراسیون و استفاده از آن‌ها را تعهد می‌نماید. برای این منظور سوالات خود را از طریق دفتر تهران قسمت فنی پیگیری نمایید.
تعمیر نگهداری	شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد خدمات پشتیبانی فنی خاص را نیز برای مشتریان خود ارایه می‌نماید. برای مثال می‌توان مواردی همچون افزایش زمان گارانتی، خدمات نصب و راه‌اندازی، آموزش‌های پیشرفته نیروی انسانی، مشاوره و مشارکت در پروژه‌های مشتریان خود را نام برد. برای اطلاعات کامل‌تر با دفتر مرکزی تماس حاصل نمایید.
اختلافات مستندات	شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد خود را موظف به ارایه تجهیزاتی با جدیدترین تکنولوژی می‌داند و دائماً در حال بررسی و بهینه‌سازی محصولات خود می‌باشد. همانطور که می‌دانید تغییرات ظاهری محصولات بسرعت امکان پذیر است در عوض مستندات فنی دقیق احتیاج به زمان بیشتری برای تولید دارد از اینرو این کتابچه ممکن است شامل تمام جزئیات مورد درخواست مشتریان نباشد و اختلافات کمی در مشخصات زمانی، شکل پالس‌ها، سطح مستقیم (Dc Offset) و یا تغییرات جزئی در سطوح منطقی داشته باشد. در تمامی موارد ذکر شده از صحت دستگاه و بروز رسانی آن مطمئن باشید.

کپی	حق برداری
تمامی حقوق مادی و معنوی محصولات متعلق به شرکت کنترل فرایند پاسارگاد می باشد.	
دستگاه‌های مرجوعی مشتریان در دفتر مرکزی در تهران دریافت می شود. حتما در هنگام تحویل دستگاه رسید دریافت نمایید. شماره سریال دستگاه، هولوگرام شرکت و مدل دستگاه باید سالم باشد و مخدوش بودن هر کدام، دستگاه را از شرایط گارانتی خارج می نماید. اعلام دستگاه مرجوعی توسط مشتری باید از طرف مشتری اصلی تایید گردد.	خدمات تعمیر
لطفا برای بهبود خدمات و محصولات، ما را از نظرات و پیشنهادات ارزندهی خود مطلع سازید.	پیشنهادات

۲ معرفی دستگاه

در شکل ۱ تصویر دستگاه LGS2515 را مشاهده می‌نمایید. این دستگاه دارای شیلد پس زمینه کم بوده و مجهز به یک سیستم طیف سنجی تمام دیجیتالی می‌باشد. سه ابعاد هندسه زیر را می‌توان در این دستگاه استفاده نمود که عبارتند از:

- چیدمان نقطه‌ای (قراردادن نمونه های صفحه ای بر روی سطح آشکارساز)
 - چیدمان استوانه‌ای (قراردادن نمونه در ظرف های استوانه‌ای شکل با حجم ۲۵۰ سی سی)
 - چیدمان استاندارد (ظرف مارینلی به حجم نیم ویک لیتر)
- برای قرار دادن نمونه درون آن ابتدا درب را به آهستگی برداشته و طبق آزمایش مورد نیاز نمونه را درون دستگاه قرار دهید.




شکل ۱ تصویر کامل و برش خورده دستگاه به همراه ظرف مارینلی

۲-۱ ویژگی‌ها

- اتصال به کریستال سوسوزن (یدور سدیم ۲.۵ اینچ)
- ارائه طیف انباشته (۴۰۹۶ کاناله)
- رابط USB برای کامپیوتر
- چهار ROI برای انتخاب و ذخیره‌سازی طیف یا داده ROI
- چهار محدوده انرژی مختلف
- زمان واقعی
- پشتیبانی از پورت USB
- قابلیت کالیبره شدن با چشمه سزیم ۱۳۷
- مبدل آنالوگ به دیجیتال ۴۰۹۶ کاناله
- زمان تبدیل حداکثر ۲۰۰ نانوثانیه
- کالیبراسیون انرژی:
- تابع تجربی غیرخطی یا کالیبراسیون خطی (متناسب با چندجمله ای)
- حداکثر دو نقطه
- شمارش و طیف سنجی
- تامین ولتاژ بالا: بین صفر تا ۲۰۰۰ ولت، قطب مثبت، رزولوشن ۱۲ بیتی
- محدوده دما و رطوبت نسبی: -۵ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد، بین صفر تا ۹۰٪،

۲-۲ نیازمندی‌های توان مکانیکی و الکتریکی

- توان مصرفی: ۵ ولت ۰/۵ آمپر کمتر از ۲ وات از طریق اتصال پورت USB
- وزن خالص: ۳۵ کیلوگرم
- وزن با بسته‌بندی: ۵۰ کیلوگرم
- ابعاد دستگاه: $(\phi \times H) 200\text{mm} \times 562\text{mm}$
- ابعاد بسته‌بندی: $(L \times W \times H) 275\text{mm} \times 275\text{mm} \times 680\text{mm}$



شکل ۲ ابعاد دستگاه

۲-۳ بسته بندی


بسته بندی دستگاه بر طبق شکل زیر می باشد. از پذیرفتن این دستگاه در بسته بندی های متفاوت خودداری نمایید و مراتب را به شرکت اعلام نمایید.



شکل ۳ بسته بندی دستگاه

۳ نرم افزار

برنامه DMCA شرکت کنترل فرایند پاسارگاد یک برنامه کاربردی برای آزمایشگاه‌های طیف سنجی می‌باشد که قابلیت اتصال به طیف وسیعی از دتکتورهای ساخت شرکت را دارد. از جمله قابلیت‌های این برنامه می‌توان به مواردی چون اتصال بصورت USB و LAN به دتکتورهای مختلف شرکت و دسترسی و کنترل همه قابلیت‌های سخت‌افزاری دتکتور توسط کاربر اشاره نمود. این نرم‌افزار همچنین قادر است طیف، سیگنال سرآشکارساز و پارامترهای زمانی و محاسباتی دتکتور را توسط واسط کاربری سریع خود نمایش داده و اطلاعات را در فرمت استاندارد ذخیره نماید. همه پارامترهای دتکتور توسط کاربر قابل کنترل بوده و در عین حال این برنامه قادر است توسط کالیبراسیون با یک چشمه سزیوم ۱۳۷ با قدرت ۱-۵ میکرو کوری بهترین تنظیمات دتکتور با توجه به نوع آن را در اختیار کاربر قرار دهد.



شکل ۴ تصویر اولیه نرم‌افزار برای ورود به پنل اصلی

۳-۱ هشدار


این برنامه قابلیت اتصال و کار با طیف وسیعی از آشکارسازهای ساخت شرکت کنترل فرایند پاسارگاد را دارد، بنابراین لطفاً قبل از شروع به کار با نرم‌افزار منوال آشکارساز را به دقت مطالعه نموده تا از تنظیمات صحیح آشکارساز مطلع گردید و علاوه بر جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، داده‌های دریافتی صحیح و با کیفیتی را داشته باشید.

۳-۲ نصب برنامه

به منظور نصب برنامه، CD همراه دستگاه را از درون کیف برداشته و صفحه راه‌انداز اتومات را اجرا نمایید. سپس برنامه را مطابق دستورالعمل راهنمای نصب موجود در CD بر روی سیستم عامل خود نصب کنید. پس از آن سخت‌افزار را از طریق رابط مناسب به سیستم خود متصل نمایید.

۴ رابط کاربری نرم‌افزار

رابط کاربری نرم‌افزار محلی است که همه اطلاعات دریافتی و همچنین تنظیمات برنامه در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. شکل ۵ نمای کلی رابط کاربری نرم‌افزار را نشان می‌دهد. بلافاصله پس از اجرای نرم‌افزار، رابط کاربری ظاهر می‌شود. پنجره‌های موجود در این صفحه کاملاً تعاملی هستند و قابلیت تغییر سایز و همچنین جابه‌جایی را دارند (شکل ۶).




شکل ۵ پنجره اصلی برنامه



شکل ۶ قابلیت جابه‌جایی و تغییر سایز پنجره‌ها

در ادامه به معرفی پنجره‌های مختلف موجود در صفحه اصلی نرم‌افزار و امکاناتی که هر کدام از این پنجره‌ها در اختیار کاربر قرار می‌دهند می‌پردازیم. در شکل ۷، قسمت‌های مختلف پنجره اصلی برنامه نشان داده شده‌اند. نرم‌افزار دارای نوار ابزار سریع، نوار برنامه و ۳ پانل می‌باشد که عبارتند از:

- پانل اصلی: پانلی است که طیف دریافتی در آن نشان داده می‌شود.
- پانل اسکوپ: پانلی است که سیگنال دریافتی آشکارساز در آن نمایش داده می‌شود.
- پانل وضعیت: این پانل وضعیت و اطلاعات آماری سنسور را نشان می‌دهد که خود دارای سه بخش Device, Setting و Roi Info می‌باشد.



شکل ۷ قسمت‌های مختلف پنجره اصلی برنامه

۴-۱ نوار ابزار سریع

نوار ابزار سریع در شکل ۸ نشان داده شده است. توضیحات مربوط به هر کدام از دستوره‌های این نوار ابزار در آورده شده است.



شکل ۸ نوار ابزار سریع

جدول ۱. عملکرد مربوط به دستورات قرار گرفته در نوار ابزار سریع برنامه

عملکرد	وضعیت	
	فعال	غیرفعال
باز کردن پنجره جدید		
باز کردن فایل ذخیره شده		
ذخیره فایل با فرمت MCA		
اعمال تنظیمات به آشکارساز و شروع کار		
ادامه کار سنسور*		
پایان دادن به کار آشکارساز		
کالیبراسیون اتوماتیک با استفاده از چشمه سزیم ۱۳۷**		
لاگ اتوماتیک		
نمایش وضعیت اتصال آشکارساز بصورت USB		
نمایش وضعیت اتصال آشکارساز بصورت LAN (optional)		
نمایش دمای HV (در صورت وجود سنسور دما)		

* در صورتی که منبع تغذیه دستگاه مستقل از کابل ارتباطی باشد، با قطع کابل ارتباطی، دستگاه می‌تواند فرآیند ثبت طیف را ادامه دهد و سپس هنگامی که اتصال دستگاه با کامپیوتر برقرار گردد، با زدن دکمه نشان داده شده، طیف‌های ثبت شده قابل استخراج خواهند بود.

** این دکمه کالیبراسیون سخت‌افزاری را انجام می‌دهد. به این منظور ابتدا چشمه سزیم ۱۳۷ جلو دستگاه قرار می‌گیرد و سپس با زدن دکمه، دستگاه به صورت اتوماتیک پیک سزیم ۱۳۷ در انرژی ۶۶۱ کیلو الکترون‌ولت را شناسایی می‌نماید و با تنظیمات سخت‌افزاری این پیک را در محل مناسب قرار می‌دهد.

۴-۲ نوار برنامه

منوهای مختلف نرم افزار در نوار برنامه قرار گرفته اند. این نوار در شکل ۹ نشان داده شده است. در این نوار پنج منوی مختلف قرار گرفته است و هر کدام از این منوها دستوراتی را به کاربر ارائه می نمایند. در جدول ۲ دستورات هر یک از منوها به همراه عملکرد آنها آورده شده است.

File View MCA Advance Windows Help **منوها**

شکل ۹ نوار برنامه


جدول ۲. عملکرد مربوط به دستورات قرار گرفته در نوار برنامه

عملکرد	دستور	منو
باز کردن پنجره جدید	open	File
بستن پنجره فعال	Close Window	
بستن تمام پنجره ها	Close all	
ذخیره نمودن پنجره فعال	Save	
خروج از نرم افزار	Exit	
نمایش/عدم نمایش پانل وضعیت	State Info	View
نمایش/عدم نمایش پنجره سیگنال آشکارساز	Trace Dock	
نمایش/عدم نمایش تمام صفحه	Full Screen F11	
تعداد کانال های مبدل آنالوگ به دیجیتال	ADC Channels	MCA
آستانه نرم افزاری*	Software Threshold F8	
تنظیم نحوه نمایش گراف طیف**	Graph Style	
نمایش طیف هموار شده	Show Smooth	Advance
تنظیمات پیشرفته نرم افزار	Advance Settings	
مرتب سازی پنجره ها به صورت آبخاری	Cascade	Windows
مرتب سازی پنجره ها به صورت عمودی	Tile Vertical	
مرتب سازی پنجره ها به صورت افقی	Tile Horizontal	
نام فایل (های) فعال	File_name	
مشاهده محل فایل ویدئوی آموزشی و مستندات دستگاه	Help F1	Help
مشاهده اطلاعات دستگاه	About...	

* آستانه نرم افزاری ابزاری است که می توان با استفاده از آن کانال های نمایش داده شده در پنجره طیف را از بالا محدود نمود. (نمایش دهد. combination) و یا ترکیبی (line)، خطی (**dot) نرم افزار می تواند گراف را در سه حالت نقطه ای (

۴-۳ پنجره طیف

شکل ۱۰ پنجره طیف را به همراه منویی که در این پنجره فعال می‌گردد نشان می‌دهد. این پنجره نتیجه حاصل از آنالیز سیگنال استخراجی از آشکارساز است. محور افقی در واحد کیلو الکترون‌ولت و محور عمودی تعداد شمارش است. در این پنجره می‌توان با استفاده از موس، بخش خاصی از طیف را بزرگ‌نمایی کرد. در جدول ۳ دستورات مربوط به منوی پنجره طیف به همراه عملکرد متناظر با هر کدام از دستورات آورده شده است.




شکل ۱۰ پنجره نمایش طیف

جدول ۳. عملکرد مربوط به دستورات منوی پنجره طیف

نام دستور	عملکرد
Copy	کپی کردن طیف
Save Image As...	ذخیره کردن طیف به صورت عکس
Page Setup...	تغییر اندازه صفحه پرینت
Print...	پرینت طیف
Show Point Values	نمایش مقدار وانرژی محل قرارگیری موس بر روی طیف
Un-Zoom	بازگشت به عقب بزرگنمایی
Undo All Zoom/Pan F6	بازگشت به عقب همه بزرگنمایی‌ها
Set Scale To Default	نمایش طیف بصورت تنظیم اولیه
Clear ROI	حذف یک یا همه ROI ها
Clear Selected ROI	حذف ROI انتخاب شده
Set Left ROI	انتخاب شروع ROI (سمت چپ)
Set Right ROI	انتخاب انتهای ROI (سمت راست)
Calibrate FY	فعال کردن گزینه کالیبراسیون
Logarithm Mode	نمایش لگاریتمی طیف

۴-۴ پنجره سیگنال آشکارساز (پانل اسکوپ)

در پنجره سیگنال آشکارساز، سیگنال ثبت شده در خروجی آشکارساز مشاهده می‌شود. آنالیزگر چندکاناله (Multi-channel Analyzer) این سیگنال را دریافت کرده و با آنالیز آن، طیف را تولید می‌نماید. شکل ۱۱ پنجره سیگنال آشکارساز را نشان می‌دهد. با راست کلیک در پنجره سیگنال آشکارساز فرمان‌های این پنجره ظاهر می‌شود که این فرمان‌ها به همراه عملکرد هر کدام در شکل ۱۲ نشان داده شده است. در پنجره سیگنال آشکارساز اطلاعاتی در مورد این سیگنال نشان داده می‌شود که این اطلاعات در آورده شده است.



شکل ۱۱ پنجره سیگنال آشکارساز

- فرمان کپی کردن در کلیپ بورد
- فرمان ذخیره فایل تصویر در پسوند های متنوع تصویری
- صفحه پیش فرض پرینت
- فرمان پرینت
- نمایش مقدار عددی داده‌های بروی نمودار
- فرمان خروج از آخرین زوم
- فرمان خروج از تمامی زوم های به حالت اولیه
- تنظیم اندازه یگنا در حالت ثابت
- ذخیره نمودار بصورت فایل عددی
- فرمان ذخیره سیگنال اسکوپ مستقل از تریگر ولتاژ آستانه
- خلیل ذخیره صد سیگنال برای درک بهتر رفتار آشکارساز

- Copy
- Save Image As...
- Page Setup...
- Print...
- Show Point Values
- Un-Zoom
- Undo All Zoom/Pan F6
- Fixed Scale
- Save Trace Data
- UnTriggered
- Append Mode


شکل ۱۲ فرمان‌های پنجره سیگنال آشکارساز (فعال‌سازی با راست کلیک موس)

جدول ۴. اطلاعات نشان داده شده در پنجره سیگنال آشکارساز

نام	توضیحات
V_{p-p}	ولتاژ پیک-تا-پیک سیگنال آشکارساز
V_{max}	ولتاژ حداکثر سیگنال آشکارساز
V_{min}	ولتاژ حداقل سیگنال آشکارساز
TR	زمان صعود سیگنال آشکارساز
TF	زمان فرود سیگنال آشکارساز
PW	عرض پالس سیگنال آشکارساز (FWHM پالس محاسبه می‌شود)
Freq	فرکانس سیگنال آشکارساز

۴-۵ پانل وضعیت


در این پنجره تنظیمات اصلی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در دسترس کاربر قرار می‌گیرد. شکل ۱۳ موقعیت قرارگیری این پنجره در صفحه نرم‌افزار را نشان می‌دهد. در این پنجره سه تب وجود دارد که در ادامه هر کدام را بررسی می‌نماییم.



شکل ۱۳ پانل وضعیت

۴-۵-۱ تب اطلاعات آشکارساز (Device)

اطلاعات مربوط به سخت‌افزار از قبیل تعداد کانال‌های فعال، شماره سریال دستگاه، فرکانس کاری و ورژن سخت‌افزار را نمایش می‌دهد. در بخش دیگری از این پانل اطلاعات مربوط به وضعیت دستگاه (کار، توقف و بدون کار) نمایش داده می‌شود. این تب به نوعی مونیتورینگ کلی دستگاه می‌باشد. شکل ۱۴ تب اطلاعات آشکارساز را نشان می‌دهد. اطلاعات مربوط به هر کدام از فیلدهای این تب نیز در جدول ۵ نشان آورده شده است.




شکل ۱۴ تب Device از پانل وضعیت

جدول ۵. اطلاعات مربوط به تب Device از پانل وضعیت

نام	توضیح
SampleRate	فرکانس نمونه برداری آشکارساز (MHz)
Channels	تعداد کانال های آشکارساز
Device SN	شماره سریال آشکارساز
Version	ورژن فریمور آشکارساز
Status	وضعیت کاری آشکارساز (در حال کار/توقف)
Start	زمان سیستم عامل در لحظه شروع به کار
Real Time	زمان واقعی سپری شده در الکترونیک آشکارساز برحسب میلی ثانیه
Dead Time	زمان از دست رفته در الکترونیک آشکارساز (مجموع زمانی که آشکارساز بنا به دلایل فنی قادر به شمارش و آنالیز سیگنال آشکارساز نبوده است) برحسب درصد
Live Time	زمان صحیح کارکرد آشکارساز (زمان ثبت طیف)
Total Rate	میانگین نرخ شمارش از ابتدای شروع به کار
Total Count	مجموع پالس های شمارش شده از ابتدای شروع به کار
Count Rate	نرخ شمارش در ثانیه

۴-۵-۲ تب تنظیمات آشکارساز (Setting)

اطلاعات مربوط به تنظیمات داخلی سخت افزار از قبیل گین، آستانه انرژی، ضرایب انتگرال گیری فیلترهای داخلی دیجیتالی، تنظیم HV و زمان کار دستگاه را در خود نگه می دارد. در صورت عدم اطلاع از این پارامترها تغییر در این اعداد توصیه نمی گردد. در صورت بروز مشکل از منوی کالیبراسیون توسط چشمه سزیم تنظیمات را تصحیح نمایید. انتخاب حالت پیش فرض نیز تنظیمات را به حالت استاندارد برمی گرداند. این تب به نوعی تنظیمات سخت افزاری دستگاه را بر عهده دارد. در این تب تنظیمات آشکارساز نشان داده می شود. شکل ۱۵ این تب را نشان می دهد. جدول ۶ نیز اطلاعات موجود در این تب را به همراه توضیحات هر کدام نشان می دهد.



شکل ۱۵ تب Device از پانل وضعیت

جدول ۶. اطلاعات مربوط به تب Setting از پانل وضعیت


نام	توضیح
Setting	اعمال تنظیمات ذخیره شده در فایل
Gain(ohm)	مقاومت قرار گرفته در ورودی PMT
F.G.(۰-۲)	بهره ۱۶ بیتی دیجیتالی سیستم*
Integration	زمان محاسبه سطح زیرمنحنی*
Pileup Time	زمان انباشتگی سیگنال
Pre-Trigger	زمان شروع به تریگ کردن پالس
Scaling	ضریب نمایش طیف هیستوگرام
Threshold	آستانه تشخیص پالس*
Hold Off	فاصله زمانی برای شمارش پالس جدید*
H.Volt	ولتاژ اعمالی به PMT آشکارساز
Preset	زمان گرفتن طیف (برحسب میلی ثانیه)
RT/LT/Cnt/Free	انتخاب مد کاری آشکارساز*
Auto Log	تکرار پروسه انتخابی (همه مدهای کاری بجز Free) به همراه ذخیره فایل ها در یک فولدر
Save Setting	ذخیره تنظیمات در فایل (به جز Default)
New Setting	ذخیره تنظیمات در یک فایل جدید

موارد نشان داده شده با * در ادامه توضیح داده خواهند شد.

- **F.G. (۰-۲):** این تنظیم به منظور کالیبراسیون سخت افزاری اتوماتیک استفاده می شود. به منظور کالیبراسیون سخت افزاری باید مراحل زیر را انجام دهید:
 ۱. چشمه سزیم ۱۳۷ با مقدار مجاز تشعشع در مقابل آشکارساز قرار دهید.
 ۲. در نوار ابزار برنامه، دکمه کالیبراسیون سخت افزاری اتوماتیک با استفاده چشمه سزیم ۱۳۷ را فعال نمایید. پس از انجام مراحل فوق، دستگاه کانال پیک ۶۶۱ کیلو الکترون ولت سزیم در را تشخیص می دهد و سپس با استفاده از F.G.، محل آن را تصحیح می نماید. این تصحیح به روش زیر انجام می شود:

$$G_{new} = FG_{old} \times \left(1 + \frac{Ch_{new} - Ch_{old}}{Ch_{old}}\right);$$
 ۳. که در رابطه فوق Ch_{old} کانالی است که پیک در آن تشخیص داده شده است، Ch_{new} محلی است که پیک باید در آن قرار گیرد (کانال ۶۶۱)، FG_{old} مقدار اولیه F.G. و FG_{new} نیز مقداری است که F.G. باید در آن تنظیم شود.
- **Integration:** این تنظیم بازه زمانی انتگرال گیری از یک پالس دریافت شده در آشکارساز را تعیین می نماید. بازه زمانی معمولاً به گونه ای انتخاب می شود که ۸۰ درصد از انرژی کل پالس داخل آن قرار می گیرد (شکل ۱۶).
- **Threshold:** این تنظیم آستانه ای است که در آشکارساز قرار داده می شود و هنگامی که دامنه پالس دریافت شده در آشکارساز از این عدد بالاتر رود، پالس معتبر تشخیص داده می شود و شمارش مربوط به کانال متناظر پالس یک واحد افزایش می یابد (شکل ۱۶).

- **Hold Off:** این تنظیم بازه زمانی را مشخص می‌کند که آشکارساز پس از دریافت یک پالس معتبر قادر به آشکارسازی پالس دیگری نیست. معمولاً این بازه زمانی دو برابر Integration قرار داده می‌شود (شکل ۱۶).




شکل ۱۶ نمایش پارامترهای Integration، Hold Off و Threshold بر روی سیگنال آشکارساز

- **مدهای کاری آشکارساز:** به منظور سهولت کار با سخت‌افزار، مدهای کاری مختلفی تعریف شده است.
 ۱. **RT:** در این مود آشکارساز به اندازه زمان تنظیم شده (Preset) اقدام به شمارش و آنالیز پالس خواهد کرد. توجه شود که در مود مدت زمان کار مستقل از زمان ازدست رفته (Dead Time) دستگاه خواهد بود.
 ۲. **LT:** مشابه مود قبلی است با این تفاوت که زمان های ازدست رفته جزو زمان کار محاسبه نمی‌شوند.
 ۳. **Count:** دستگاه به تعداد مشخص شده (Preset) پالس را شمارش و آنالیز نموده و سپس متوقف خواهد شد.
 ۴. **Free:** دستگاه بدون توقف به کار ادامه خواهد داد.

۳-۵-۴ تب اطلاعات ناحیه مورد نظر (ROI Info)

این تب اطلاعات مربوط به نواحی انتخابی از طیف را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. شکل ۱۷ این تب را نشان می‌دهد.



شکل ۱۷ تب ROI Info از پانل وضعیت

جدول ۷. اطلاعات مربوط به تب ROI Info از پانل وضعیت

نام	توضیح
Left	شروع ناحیه مورد نظر
Right	پایان ناحیه مورد نظر
Gross	سطح زیر طیف در ناحیه مورد نظر
Peak	سطح زیر قله در ناحیه مورد نظر
Resolution	رزولوشن آشکارساز در انرژی مربوط به قله موجود در ناحیه مورد نظر
Quick Fit	برازش ناحیه مورد نظر با استفاده از مجموع یک پیک گوسی و یک خط*
Calibration	کالیبراسیون طیف**

* و ** در ادامه توضیح داده می‌شود.

حداکثر ۴ ناحیه در یک طیف قابل انتخاب است. هر ناحیه در دو حالت مختلف قابل ویرایش (Editable) و انتخاب شده (Selected) می‌تواند قرار گیرد.


- **ناحیه قابل ویرایش:** در شرایطی که تعدادی ناحیه انتخابی وجود دارد، اگر در زیر منحنی طیف یکی از نواحی کلیک شود، آن ناحیه قابل ویرایش خواهد شد. در این شرایط رنگ سطح زیرمنحنی آن ناحیه از سبز به آبی و برچسب ناحیه از زرد به فیروزه‌ای (سبزآبی) تغییر خواهد نمود. هنگامی که یک ناحیه قابل ویرایش است، اطلاعات آن در تب ROI Info از پانل وضعیت نشان داده می‌شود و حدود چپ و راست آن نیز از طریق دستورات موجود در پانل طیف (دستورات Set Left Roi و Set Right Roi که با راست کلیک بر روی پانل وضعیت ظاهر می‌شوند) قابل تغییر خواهد بود.

- **ناحیه انتخاب شده:** هنگامی که یک ناحیه قابل ویرایش است، اگر بر روی یک نقطه از پانل طیف کلیک شود، ناحیه قابل ویرایش به ناحیه انتخاب شده تغییر می‌یابد. در این شرایط برچسب ناحیه انتخاب شده فیروزه‌ای رنگ خواهد بود ولی سطح زیر منحنی آن مشابه سایر نواحی سبز رنگ است. در این حالت تغییر حدود چپ و راست ناحیه انتخاب شده از طریق دستورات موجود در پانل طیف امکان‌پذیر نیست اما می‌توان از طریق ورودی‌های موجود در تب ROI Info این کار را انجام داد. در این شرایط اطلاعات نشان داده شده در تب ROI Info مربوط به ناحیه انتخاب شده است.


۴-۶ کالیبراسیون

در این بخش کالیبراسیون نرم‌افزاری توضیح داده می‌شود. به منظور کالیبراسیون نرم‌افزاری، ابتدا باید ناحیه‌ای که پیک مورد نظر برای کالیبراسیون در آن قرار گرفته است، انتخاب شود. سپس با فعال نمودن دکمه Quick Fit در تب ROI Info از پانل وضعیت، یک پیک گوسی با پس‌زمینه خطی بر روی طیف برازش می‌گردد. در این شرایط، اطلاعات پیک در تب ROI Info نمایش داده می‌شود. در این شرایط اگر دکمه Calibration فشار داده شود، پنجره‌ای مشابه شکل ۱۸ ظاهر می‌گردد. در این پنجره باید محل صحیح پیک انتخاب شده وارد گردد (در قسمت پایین پنجره محل صحیح پیک تعدادی از رادیوذررات آورده شده و با کلیک بر روی آن‌ها قابل انتخاب هستند).

پس از فشردن دکمه Ok در پنجره شکل ۱۸، پنجره شکل ۱۹ ظاهر می‌گردد. در این پنجره نقاطی که به منظور کالیبراسیون استفاده خواهند شد، نشان داده شده‌اند و این نقاط قابل ویرایش به صورت دستی هستند. با بستن پنجره و راست کلیک بر روی پانل طیف و سپس فشردن دکمه Calibration، کالیبراسیون بر اساس نقاط انتخابی صورت می‌پذیرد.






شکل ۱۸ پنجره‌ای که پس از فشردن دکمه کالیبراسیون نمایش داده می‌شود.



شکل ۱۹ ویرایش نقاط کالیبراسیون به صورت دستی

۴-۷ کالیبراسیون با سزیوم ۱۳۷


برای به دست آوردن بهترین تنظیمات سخت‌افزاری لازم است از کالیبراسیون سزیوم استفاده شود. به این منظور می‌بایست روال زیر طی گردد:

- ابتدا وقتی دستگاه در حالت Stop است بر روی آیکن کالیبراسیون  کلیک نمایید تا فعال گردد (در این حالت آیکن به صورت  در می‌آید).
- سپس چشمه سزیوم ۱۳۷ با قدرت ۵ تا ۱۰ میکروکوری را به انتهای آشکارساز بچسبانید.
- دکمه استارت را کلیک نموده  و صبر کنید تا پیغام پایان کالیبراسیون نمایش داده شود.

۴-۸ ذخیره اتوماتیک طیف

برای گرفتن لاگ‌های تکراری می‌توانید از این گزینه استفاده نمایید.

- ابتدا وقتی دستگاه در حالت Stop است مد کاری دستگاه را به حالتی غیر از Free تنظیم نمایید.
- بر روی گزینه Auto log در پانل وضعیت کلیک نمایید تا آیکن  به وضعیت فعال (سبز رنگ) درآید.
- سپس دکمه استارت را کلیک نمایید 
- اطلاعات در خواستی شامل نام پوشه و تعداد تکرار را در پنجره باز شده وارد نمایید. در پنجره شکل ۲۰ قسمت File Info کاربر می‌تواند توضیحات خود را وارد نماید. این توضیحات در فایل به نام Info.txt در محل ذخیره‌سازی فایل‌ها در دسترس می‌باشد.



شکل ۲۰ پنجره ذخیره اتوماتیک طیف


- با زدن دکمه Save ذخیره اتوماتیک طیف آغاز می‌شود و اطلاعات پروسه مطابق شکل زیر نمایش داده خواهد شد. (شماره ۱ از ۱۰۰۰)




- بعد از پایان عملیات فایل‌های MCA در پنجره ویندوز نمایش داده خواهد شد. آدرس ذخیره‌سازی فایل در محل نصب برنامه و داخل پوشه Logs می‌باشد. مسیر پیش فرض در آدرس :
[C:\Program Files \(x86\)\Control Farayand Pasargad\DMCA LGS۲۵۱۵\Logs](C:\Program Files (x86)\Control Farayand Pasargad\DMCA LGS۲۵۱۵\Logs)

۴-۹ مشخصات عملکردی دستگاه


در ادامه به مشخصات عملکردی دستگاه می‌پردازیم. برای محاسبات از دو برابر FWHM به عنوان بازه پیک برای شمارش محدوده پیک استفاده شده است.




شکل ۲۱ طیف زمینه دستگاه بمدت ۲۴ ساعت نرمالیزه به دقیقه




شکل ۲۲ نمونه طیف به ازای چشمه توریم طبیعی بمدت ۲۴ ساعت نرمالیزه به دقیقه




شکل ۲۳ طیف CS۱۳۷ دستگاه بمدت یکساعت نرمالیزه به دقیقه



شکل ۲۴ طیف Co۶۰ دستگاه بمدت یکساعت نرمالیزه به دقیقه



شکل ۲۵ منحنی FWHM دستگاه به ازای انرژی ۶۶۲ و ۱۱۷۳ و ۱۳۳۲



شکل ۲۶ منحنی راندمان نقطه‌ای دستگاه در به ازای انرژی ۶۶۲ و ۱۱۷۳ و ۱۳۳۲

در جدول شماره ۸ راندمان دستگاه را مشاهده می‌نمایید. نقاط ستاره‌دار و خط دار بصورت تجربی محاسبه شده است و بقیه بصورت شبیه‌سازی محاسبه شده است.


جدول ۸. راندمان و FWHM برای چشمه‌های نقطه‌ای

STD(Kev)	Efficiency % FWHM	FWHM
۱۲۱.۷۸۲	۰.۱۴۰۲	۱۳.۸۶۹۹۴
۲۴۴.۶۹۷	۰.۱۰۹۷۵	۲۴.۵۲۱۸۲
۳۴۴.۲۷۹	۰.۰۹۱۴۸	۳۲.۰۷۴۴۹
۵۱۱.۰۰۶	۰.۰۷۵۱۲	۴۰.۲۵۲۱۶
<u>۶۶۱.۶۵۷ *</u>	<u>۰.۰۶۵۶۸</u>	<u>۴۷.۲۵۳۰۷</u>
۷۷۸.۹۰۴	۰.۰۵۴۵۸	۴۸.۴۶۶۳۲
۹۶۴.۰۷۹	۰.۰۴۶۴۴	۵۱.۶۵۵۶۵
<u>۱۱۷۳.۲۳۷ *</u>	<u>۰.۰۴۲۸۳</u>	<u>۶۰.۰۰۲۷۷</u>
۱۲۷۴.۵۳	۰.۰۴۱۴۴	۶۷.۲۰۵۵۷
<u>۱۳۳۲.۵۰۱*</u>	<u>۰.۰۴۰۸۱</u>	<u>۶۷.۵۷۶۴۹</u>
۱۴۰۸.۰۰۶	۰.۰۳۹۵۱	۷۱.۰۹۵۵۳

جدول ۹. FWHM و تفکیک پذیری در انرژی‌های مختلف برای شبیه‌سازی

FWHM	Res	FWHM(Kev)	Resolution(%)	Energy(Kev)
۸,۶۲۳۳۹	۱۳,۰۰۸۵۸	۸,۵۷۷۹۳	۱۲,۹۴	۶۶,۲۹
۱۱,۴۰۷۱	۱۲,۶۸۰۱۹	۱۰,۳۵۴۴	۱۱,۵۱	۸۹,۹۶
۱۵,۵۳۷۶۲	۱۱,۷۸۸۷۹	۱۳,۱۸	۱۰	۱۳۱,۸
۲۳,۱۸۰۵۴	۱۰,۰۵۲۲۷	۲۰,۷۰۳۲۷	۸,۹۷۸	۲۳۰,۶
۲۹,۲۵۹۰۱	۸,۸۸۵۲۲	۲۸,۱۶۵۰۳	۸,۵۵۳	۳۲۹,۳
۳۴,۴۵۰۷۵	۸,۰۴۹۲۴	۳۴,۴۱۹۷۶	۸,۰۴۲	۴۲۸
۳۹,۰۴۸۳۵	۷,۴۱۳۷۷	۳۹,۴۴۴۵۶	۷,۴۸۹	۵۲۶,۷
۴۵,۰۶۶۶۵	۶,۷۰۳۳۵	۴۵,۵۵۵۰۵	۶,۷۷۶	۶۷۲,۳
۵۰,۵۹۲۵۹	۶,۱۴۸۸۳	۵۱,۸۱۱۷۲	۶,۲۹۷	۸۲۲,۸
۵۳,۹۲۳۳۵	۵,۸۵۱۶۹	۵۵,۶۶۷۸۱	۶,۰۴۱	۹۲۱,۵
۵۷,۰۵۷۷۶	۵,۵۹۳۹	۵۸,۵۷۸۶	۵,۷۴۳	۱۰۲۰
۶۱,۶۳۸۸۵	۵,۲۵۰۳۳	۶۳,۲۵۵۱۲	۵,۳۸۸	۱۱۷۴
۶۵,۵۷۲۲۶	۴,۹۸۲۶۹	۶۵,۴۹۷۳۲	۴,۹۷۷	۱۳۱۶
۶۸,۱۷۳۳۲	۴,۸۱۷۹	۶۸,۰۱۹۰۵	۴,۸۰۷	۱۴۱۵
۷۰,۶۷۱۵۳	۴,۶۶۷۸۷	۷۱,۴۹۱۰۸	۴,۷۲۲	۱۵۱۴
۷۳,۰۵۲۵۱	۴,۵۳۱۷۹	۷۵,۴۲۵۴۸	۴,۶۷۹	۱۶۱۲
۷۵,۳۷۲۸۳	۴,۴۰۵۱۹	۷۸,۶۰۳۳۴	۴,۵۹۴	۱۷۱۱
۷۷,۶۱۴۶۷	۴,۲۸۸۱	۸۲,۳۹۱۲	۴,۵۵۲	۱۸۱۰
۷۹,۷۸۴۰۲	۴,۱۷۹۳۶	۸۵,۲۵۵۹۴	۴,۴۶۶	۱۹۰۹
۸۱,۸۶۵۲	۴,۰۷۸۹۸	۸۸,۷۸۹۶۸	۴,۴۲۴	۲۰۰۷
۸۳,۹۰۵۲۴	۳,۹۸۴۱	۹۱,۳۷۹۳۴	۴,۳۳۹	۲۱۰۶
۸۵,۸۸۶۶۵	۳,۸۹۵۰۹	۹۴,۷۲۶۸	۴,۲۹۶	۲۲۰۵

۸۷,۷۹۳۸۶	۳,۸۱۲۱۵	۹۶,۹۷۹۳۳	۴,۲۱۱	۲۳۰۳
۸۹,۶۶۹۰۱	۳,۷۳۳۱	۱۰۰,۱۳۹۳۸	۴,۱۶۹	۲۴۰۲
۹۱,۴۹۵۲۹	۳,۶۵۸۳۵	۱۰۳,۱۹۱۲۶	۴,۱۲۶	۲۵۰۱
۹۳,۲۵۷۵۸	۳,۵۸۸۲۱	۱۰۵,۰۲۵۵۹	۴,۰۴۱	۲۵۹۹





w w w . c f p . c o . i r