

مجموعه بستگی مقاومت جامدات (فلزات - نیمه هادی) به دما PFA-905MST

شامل:

- ۱- کوره الکتریکی 400 درجه
- ۲- منبع تغذیه مخصوص کوره
- ۳- مقاومت فلزی نوبل
- ۴- مقاومت نیمه هادی
- ۵- اهم متر دقیق آزمایشگاهی
- ۶- ترمومتر دیجیتال
- ۷- پرروب نوع K ترمومتر
- ۸- سیمها رابط
- ۹- مخزن یخ و نمک جهت دماهای زیر صفر

حدوده های آزمایش:

- ۱- بررسی تغییرات مقاومت حرارتی بصورت تابعی از دمای نمونه رسانا.
- ۲- بررسی تغییرات مقاومت حرارتی بصورت تابعی از دمای نمونه نیمه رسانا.

مبانی نظری:

رساناهای:

در مواد رسانا حامل های بار الکتریکی آزاد (الکترون‌ها) در باند رسانش قرار دارند و تعداد آنها بسیار زیاد می‌باشد و تغییر دما تعداد آنها (n) را فرازیش نمی‌دهد.

با افزایش دما، برخوردهای زیاد می‌شود و میانگین فاصله‌ی زمانی بین آنها (τ) کاهش می‌یابد. درنتیجه در فلزات با افزایش دما، مقاومت ویژه (p) زیادوایا رسانایی ویژه (σ) کم می‌شود بطوریکه:

$$\frac{1}{\rho} = \sigma = \frac{me^2\tau}{m} \quad (1)$$

که در آن n تعداد الکtron آزاد فلز در واحد حجم، m و e بترتیب اندازه بار و جرم الکترون است. در رساناهای فلزی مانند CU، اندازه p از مرتبه $10^{-8} \Omega m$ است.

→ مقاومت الکتریکی برای سیمی با مقطع S طول L از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad (2)$$

معادله‌ی وابستگی مقاومت به دما برای رساناهای به صورت زیر است:

$$R = R_0(1 + a\theta) \quad (3)$$

که در آن :

R = مقاومت کل، R_0 = مقاومت در دمای صفر سانتی گراد، a = ضریب ثابت وابسته به جنس ماده، θ = دما بر حسب سانتی گراد می‌باشد.

نیمه رساناهای :

در این دسته از مواد با افزایش دما الکترون‌های بیشتری به باند رسانش رفته و در هدایت الکتریکی شرکت → می‌کنند از سوی دیگر جای خالی آنها در باند ظرفیت تبدیل به حفره شده که خود نیز در رسانش موثر است. پس افزایش دمای نیمه رسانا که موجب افزایش تعداد حامل‌های بار الکتریکی می‌شود، معادله مقاومت الکتریکی یک نمونه نیمه رسانا را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\frac{1}{\rho} = \sigma = e(n\mu_e + p\mu_p) \quad (4)$$

جایی که n = تعداد الکترون های باندرسانش ، p = تعداد حفره های باندظرفیت ، μ_e = حرکت الکترون های باند رسانش، μ_p = حرکت حفره های باندظرفیت نیمه رسانا در حدود میانگین صفر ($0 \rightarrow T$) عایق است. با افزایش دماسانایی آن بصورت نمایی زیاد و یا مقاومت الکتریکی آن کم می شود.

مقاومت الکتریکی نیمه رساناها بر حسب دما (T) متناسب است با $R^{0.5} e^{\frac{\Delta E}{2kT}}$ که در آن:

$$\Delta E = \text{اختلاف انرژی بین دوتراز ظرفیت و رسانش} , k = \text{ثابت بولتزمن} (SI \times 10^{-23}) \text{ دما بر حسب کلوین} = T$$

اجرای آزمایش :

- 1 - سیم روکش پارچه ای نسوز را از پشت منبع تغذیه به کوره متصل نمایید
- 2 - اتصال سیم کوره باید خلی محکم باشد
- 3 - بر روی دوشاخه سیم یک عدد کلید قطع و وصل تعییه شده است
- 4 - کوره در اولین بار روشن شدن کمی دود میکند که بدلیل گرم شدن الیاف نسوز آن میباشد که کم برطرف میشود
- 5 - پروب دماسنجد را به دستگاه متصل نموده و میله آن را از پشت درون کوره قرار دهید
- 6 - نوک میله کوره میباشد تقریبا در وسط نمونه های تست (مقاومت و نیمه هادی) قرار گیرد
- 7 - جهت حفاظت سیم ارت کوره متصل گردد
- 8 - سیمهای اهم متر به دستگاه و نمونه های تست متصل گردد
- 9 - تغذیه کوره در ولتاژ های کم قرار گیرد تا تغییرات مقاومت نمونه های تست به آرامی صورت گیرد
- 10 - حداقل دمای کوره تا 200 درجه سلسیوس قرار گیرد تا به نمونه های تست آسیب نرسد
- 11 - دستگاه های اهم متر و دماسنجد بصورت برق و باطری است
- 12 - دستگاه های اندازه گیری دارای کلید HOLD و BACKLIGHT میباشند
- 13 - با فشار این کلید عملکرد HOLD و با نگهداشتن آن BACKLIGHT روشن میشود
- 14 - در صورت عدم استفاده از دستگاه های اندازه گیری بصورت خودکار بوق زده و خاموش میشوند



پویا فرو آزمایشگاه

Laboratory system and equipment center

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

شرایط محیطی:

- ۱ - کنترل تک فاز 10 آمپر.
- ۲ - نوسانات برق باعث تخریب زمانسنج و سنسورها میگردد.
- ۳ - محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- ۴ - محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه %10 - %65