

cDNA Synthesis Kit, 50 Tests

کیت استخراج cDNA یک کیت ایده آل برای سنتز واکنش cDNA از mRNA تخلیص شده یا کل RNA می باشد. این کیت تمام اجزای سازنده برای سنتز یک cDNA را فراهم می کند. به عنوان مثال رونوشت های معکوس، مهار کننده RNase، اولیگو dT و غیره .

روش استخراج:

1. RNA الگو

مخلوط واکنش 20 میکرولیتری زیر را می توان برای 1pg – 2 µg از کل RNA یا pg 10 – 500 ng از poly (A) RNA استفاده نمود.

اجزاء		غلظت	مقدار
RNA مورد استفاده برای یک ستون	کل RNA	-	µl (up to ×2µg)
	Poly (A) RNA	-	µl (up to ×500ng)
پرایمر مورد استفاده برای یک ستون	Oligo dT	50 µM	1 µl
	ژن خاصی از پرایمر	2µM	
	Random Hexamer	50 µL ng/	
dNTP _s		10 m M	1 µl
آب عاری از نوکلئاز		-	به حجم رساندن مخلوط با به 14 میکرولیتر

First- Strand Synthesis of cDNA -2

- 1- ترکیب زیر در یک تیوب عاری از نوکلئاز انجام گیرد.
2. مخلوط را به آرامی spin کرده تا همه مخلوط در انتهای تیوپ جمع آوری شود.
3. قرار دادن نمونه‌ها در انکوباتور 65°C به مدت 5 دقیقه و قرار دادن به مدت حداقل 1 دقیقه بر روی یخ
4. اضافه کردن اجزای زیر به مخلوط واکنش:

اجزاء	مقدار
10X RT buffer	2 μl
M1 Buffer	2 μl
RTase	1 μl
RNase inhibitor	1 μl

5. پس از اضافه کردن هر جزء لازم است spin کوتاهی انجام گیرد تا مخلوط واکنش در انتهای تیوپ جمع شود.
6. شرایط انکوباتور به شرح زیر است.

primers	Reaction temperature	Incubation time
Oligo dT or Gene-specific primer	42-60 $^{\circ}\text{C}$ Recommend 55 $^{\circ}\text{C}$	30-60 min
	25 $^{\circ}\text{C}$	5min
Random hexamer	42-60 $^{\circ}\text{C}$ Recommend 55 $^{\circ}\text{C}$	30-60 min

7. جهت خاتمه دادن واکنش باید نمونه ها را تحت دمای 85°C به مدت 5 دقیقه انکوبه کرد. (سرما توسط یخ)
8. جهت حذف RNA باقی مانده مکمل cDNA با اضافه کردن 1-2 یونیت RNase H و سپس قرار دادن تحت دمای 37°C به مدت 20 دقیقه. (این مرحله اختیاری است).

Pishgam
Biotech Co.

Making Science Taste Better

تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع خیابان شهید فکور، شماره ۲۸۱، ساختمان رز، واحد ۷

تلفن: ۸۸۰۱۴۳۹۳ دورنگار: ۸۸۰۱۴۴۱۸

www.pishgambc.com

info@pishgambc.com