

مشخصات فنی:


۱. ۲ عدد تیغه اپتیکی فیلینت
۲. میکروسکوپ آموزشی با قابلیت حرکت در دو راستای عمودی و افقی
 - ۲.۱. بزرگنمایی 20X
 - ۲.۲. جابجایی در راستای عمود و افق 5CM
۳. لامپ سدیم به همراه پایه و منبع تغذیه
 - ۳.۱. لامپ سدیم W100 تخم مرغی با توان ۲۲۰V-ac، فرکانس کاری ۵۰-۶۰Hz و فیوز ۱ آمپر به همراه فیوز یدکی
 - ۳.۲. بدنه منبع تغذیه از جنس فلز با پایه های عایق پلاستیکی دارای اتصال ۸ پین مخصوص لامپ به منبع تغذیه
 - ۳.۳. دارای نگهدارنده آلومینیومی لامپ همراه با کابل های ارتباطی
 - ۳.۴. دارای لامپ شیشه ای لایه نشانی شده مشکی با دریچه خروج نور و نگهدارنده عایق باکالیتی همراه با پایه و میله نگهدارنده لامپ
۴. لام آزمایشگاهی

راهنمای کاربری و محدوده های آزمایش:

۱. بررسی موجی بودن نور از طریق تداخل امواج با آزمایشی مربوط به یک چشمه گسترده تک رنگ از دو سطح مستوی که زاویه کوچکی با هم می سازند (گوه)
۲. اندازه گیری ضخامت یک ورقه نازک کاغذ



ملاحظات نظری: فرض کنید مطابق شکل یک پرتو تکرنگ از نقطه S واقع بر چشمه گسترده با فرود تقریباً عمودی به دو تیغه اپتیکی P_1 و P_2 بتابد، بدیهی است که پرتوهای بازتابشی از سطوح تیغه ها



(شکل ۱)

ایجاد می‌شود، لیکن اگر زاویه θ خیلی کوچک باشد اختلاف راه پرتوهای بازتابشی از سطوح بین تیغه‌ها نسبتاً کم و تداخل آنها قابل رؤیت خواهد بود. پرتو تابشی در نقطه A از سطح تیغه P_1 و در نقطه B از سطح تیغه P_2 بازتابش نموده و پرتوهای R_1 و R_2 حاصل می‌گردند که باندازه $2AB$ اختلاف راه دارند اگر این اختلاف راه مضرب صحیح از طول موج باشد، تداخل تخریبی حاصل شده و نتیجه برهم نهی آنها تاریکی است (زیرا یکی از بازتابش‌ها از شیشه به هوا و دیگری از هوا به شیشه

بوده و اختلاف فاز اضافی π بین آنها حاصل می‌شود). اگر $AB = t$ فرض شود داریم:

$$\text{شرط وجود کمینه رتبه } m \quad (m = 0 \text{ و } 1 \text{ و } 2 \text{ و } \dots) \quad 2t = m\lambda$$

و اگر:

$$\text{شرط وجود بیشینه } m \quad (m = 0 \text{ و } 1 \text{ و } 2 \text{ و } \dots) \quad 2t = (2m - 1) \frac{\lambda}{2}$$

شرایط فوق برای کلیه نقاط مشابه نقطه S (که فاصله آنها از نقطه D یکی است) اتفاق می‌افتد بنابراین، اگر نتیجه این برهم نهی تاریکی باشد بعلت گسترده بودن چشمه، یک نوار تاریک بموازات فصل مشترک دو تیغه اپتیکی حاصل خواهد شد و اگر نتیجه برهم نهی روشنایی باشد، نوار روشنی بموازات فصل مشترک تیغه‌ها مشاهده می‌گردد.


با توجه به شکل (۱) می توان نوشت :

$$\theta \approx \text{tg}\theta = \frac{\overline{AB}}{OA} = \frac{t}{OA} = \frac{m\lambda}{2OA}$$

که m مرتبه نوار تاریک از محل فصل مشترک تیغه هاست :

با مراجعه به شکل (۲) می توان نوشت :

(شکل ۲)



$$\begin{cases} 2t_1 = m_1 \lambda \\ 2t_2 = m_2 \lambda \end{cases} \Rightarrow 2(t_2 - t_1) = (m_2 - m_1) \lambda$$

$$\theta \approx \text{tg}\theta = \frac{t_2 - t_1}{BD} = \frac{(m_2 - m_1) \lambda}{2BD}$$

فرض کنید که یک ورقه کاغذ به ضخامت x موجب ایجاد زاویه θ شده باشد و فاصله لبه کاغذ از فصل تیغه‌ها نسبتاً کم و تداخل آنها قابل رؤیت خواهد بود. پرتو تابشی در نقطه A از سطح تیغه P_1 و در نقطه B از سطح تیغه P_2 بازتابش نموده و پرتوهای R_1 و R_2 حاصل می‌گردند که با اندازه $2AB$ اختلاف راه دارند اگر این اختلاف راه مضرب صحیح از طول موج باشد، تداخل تخریبی حاصل شده و نتیجه برهم نهد آنها تاریکی است (زیرا یکی از بازتابش‌ها از شیشه به هوا و دیگری از هوا به شیشه

بوده و اختلاف فاز اضافی π بین آنها حاصل می شود). اگر $\overline{AB} = t$ فرض شود داریم:

شرط وجود کمینه رتبه m ام (... و ۲ و ۱ و ۰ $m =$) $2t = m\lambda$

و اگر:

شرط وجود بیشینه m ام (... و ۲ و ۱ و ۰ $m =$) $2t = (2m - 1) \frac{\lambda}{2}$

شرایط فوق برای کلیه نقاط مشابه نقطه S (که فاصله آنها از نقطه D یکی است) اتفاق می افتد بنابراین، اگر نتیجه این برهم نهی تاریکی باشد بعلاوه گسترده بودن چشمه، یک نوار تاریک بموازات فصل مشترک دو تیغه اپتیکی حاصل خواهد شد و اگر نتیجه برهم نهی روشنایی باشد، نوار روشنی بموازات فصل مشترک تیغه ها مشاهده می گردد.

$$\begin{cases} 2t_1 = m_1 \lambda \\ 2t_2 = m_2 \lambda \end{cases} \Rightarrow 2(t_2 - t_1) = (m_2 - m_1) \lambda$$

$$\theta \simeq \text{tg } \theta = \frac{t_2 - t_1}{BD} = \frac{(m_2 - m_1) \lambda}{2BD} \quad \text{و}$$

فرض کنید که یک ورقه کاغذ به ضخامت x موجب ایجاد زاویه θ شده باشد و فاصله لبه کاغذ از فصل

مشترک تیغه ها L باشد در اینصورت داریم:

$$\text{tg } \theta = \frac{x}{L} = \frac{t_2 - t_1}{BD} = \frac{m_2 - m_1}{2BD} \lambda \Rightarrow x = \frac{m_2 - m_1}{2BD} L \lambda$$

نگهداری و تعمیر:

۱. محیط کار کاملا تاریک باشد.
۲. قطعات اپتیکی را از گرد و غبار محافظت نمایید.
۳. برای نظافت قطعات اپتیکی از پارچه مخصوص استفاده نمایید.
۴. از ضربه زدن دستگاه خودداری شود.
۵. ولوم پشت دستگاه را کاملا بسته و دستگاه را روشن و خاموش نمایید.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- کنتور برق تک فاز ۱۰ آمپر
- ۲- محدوده دمایی بین ۴۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۳- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۰٪ - ۱۰٪

شرایط کالیبراسیون:

۱. دستگاه حتما بر روی سطح تراز قرار گیرد.
۲. فضای آزمایشگاه کاملا تاریک باشد.
۳. ترجیحا دستگاه بر روی سطحی محکم و سنگین، نظیر میز اپتیکی، قرار داده شود تا لرزش های محیطی باعث بهم خوردن الگوی تداخلی نشود.

آزمون تحویل دهی:

مجموعه را مطابق شکل زیر سوار نمایید:



روش آزمایش: لامپ سدیم را روشن کنید تا گرم شود. گرم شدن لامپ حدود ۵ دقیقه طول می کشد.


۱- یک ورقه سیاه رنگ مات روی شیشه افقی میکروسکپ قرار دهید.

۲- دو تیغه اپتیکی را روی هم قرار داده و در یک انتهای آنها نوار کوچکی از کاغذ نازک مورد نظر طوری قرار دهید که با فصل مشترک تیغه ها موازی قرار گیرد.

۳- تیغه ها را روی ورقه سیاه رنگ قرار دهید.

۴- تیغه شیشه ای را بکمک یک گیره چند منظوره به میله پایه V شکل ببندید و زاویه آن را با افق حدود 45° اختیار نمایید و ارتفاع نصب آن را طوری تنظیم کنید که بتوان در فاصله حدود 2cm بالای تیغه های اپتیکی بین این تیغه ها و شیشه میکروسکپ قرار داد.

۵- لامپ سدیم و حفاظ آن را در روی میله نگهدارنده آن پایین ببرید بطوریکه پرتو لامپ پس از برخورد به تیغه شیشه ای به



تیغه های اپتیکی تابیده و پرتوهای بازتابشی در امتداد قائم بطرف بالا بیایند. در این حالت اگر از بالا به سطح نظاره کنید تصویر لامپ را بر روی تیغه های اپتیکی خواهید دید.

۶- با استفاده از پیچ حرکت افقی

میکروسکپ، لوله آن را در محل

(شکل ۳)

مورد نظر که نور لامپ به آن تابیده است بالای تیغه شیشه ای منتقل کنید و با بالا یا پائین بردن لوله میکروسکپ نوارهای تداخلی را که موازی یکدیگر هستند مشاهده کنید.

۷- پس از حصول نوارهای تداخلی مطلوب اندازه گیری را شروع کنید.

۸- تار چشمی میکروسکپ را بر وسط یکی از نوارهای روشن (یا تاریک) منطبق نمائید و عدد پیچ

میکرومتری افقی میکروسکپ را قرائت نمایند. (y_0)

۹- با پیچاندن پیچ میکرومتری فوق، لوله میکروسکپ را بطور آرام و افقی جابجا کنید و ضمن این

کار تعداد نوارهای روشن (یا تاریک) را که از زیر تار چشمی عبوری می‌نمایند. (حداقل ۲۰ نوار)

شمارش نمائید (Δm) و مکان آخرین نوار شمارش شده را یادداشت نمائید (y).

۱۰- با استفاده از رابطه $\lambda = \frac{\Delta m}{2(y - y_0)}$ و در نظر گرفتن اینکه $\lambda = 5893 \text{ \AA}$ است. زاویه بین

تیغه‌های اپتیکی را محاسبه نمائید.

۱۱- فاصله فصل مشترک تیغه‌های اپتیکی تالیه داخلی نوار کاغذ را به کمک میکروسکپ (با حرکت

دادن آن توسط پیچ حرکت افقی) از روی خط کش و ورنیه آن اندازه‌گیری کنید (L)

۱۲- با استفاده از رابطه $x = \frac{\Delta m}{2(y - y_0)} L \lambda$ ضخامت کاغذ را محاسبه نمائید.

۱۳- خطای آزمایش را با استفاده از رابطه اخیر محاسبه و بدست آورید.

$$\frac{\Delta x}{x} = \frac{\Delta(y - y_0)}{y - y_0} + \frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta y + \Delta y_0}{y - y_0} + \frac{\Delta L}{L}$$

$$\pm \Delta x \text{ محاسبه شده } x = x$$