

تشخیص فیوژن $BCR-ABL^{p210}$ کیت

RT-PCR کیفی یک مرحله‌ای: Ref: APBCRP2K1

$t(9;22)(BCR-ABL)$ یک اختلال کروموزومی شناخته شده در بیماران مبتلا به لنفوم میلوئیدی مزمن (CML) است. کروموزوم فیلادلفیا در برخی از بیماران مبتلا به ALL نوع B وجود دارد و به نام فیلادلفیا مثبت لنفوم میلوئیدی مزمن یا $Ph+ ALL$ نیز شناخته می‌شود. این اختلال به ندرت در موارد لوسمی میلوئیدی حاد و لوسمی لنفوبلاستیک / T لنفوم نیز دیده می‌شود. فیوژن ژن $BCR-ABL$ ، بر روی کروموزوم مشتق شده $22q11$ وجود دارد. یک رونوشت از mRNA ی $BCR-ABL$ کایمیریک تولید می‌کند که سلول را وادار به تکثیر خارج از کنترل می‌سازد. در اکثر موارد CML، شکست‌های نقطه‌ای در ژن BCR ، منجر به اتصال اگزون‌های شماره ۱۳، ۱۴ (e13، e14) به اگزون شماره ۲ ($a2$) ABL می‌شود که محصول آن یک پروتئین ۲۱۰ کیلوالتونی ($p210$) به نام $b2a2$ یا $b3a2$ است. در موارد نادر، CML با یک mRNA نوع $a2-a19$ که در ارتباط با پروتئین $p230$ است مشخص می‌شود. در $Ph+ ALL$ ها، رونوشت mRNA ژن ABL ، $a2$ ، $BCR-ABL$ ، منجر به تولید پروتئین $p190$ می‌شود. با این حال mRNA کایمیریک، همواره با نوع بیماری مرتبط نیست، همانطور که با حضور Ph ALL مثبت $p210$ و مورد بسیار نادر از CML مثبت $p190$ ذکر شده است. بنابراین، نتایج مثبت حاصل از غربالگری (تشخیصی) برای mRNA ژن $BCR-ABL$ با نتایج بالینی و پاتولوژیک مرتبط است.

	P210	b3a2	(63%)
	P190	a1a2	(1%)
	P210	b2a2	(20%)
	P210	b3a3/b2a3	(9%)
	P210	b3a3/b2a2	(3%)
	P230	a19a2	(4%)

شکل شماره ۱، انواع مختلف رونوشت‌های فیوژن و فراوانی آنها در موارد CML

علاوه بر رونویسی مهمی که در بالا شرح داده شد، وقوع موارد نادر CML و $Ph + ALL$ با یکدیگر می‌تواند منجر به وقوع اتصال متناوب شود که در نتیجه یک نوع رونویسی غیرعادی از $BCR-ABL$ نظیر $b2a3$ و موارد نادری که ممکن است در آن ۲ رونوشت فیوژن یافت شوند رخ دهد. با توجه به ماهیت ناهمگون ژنتیکی در CML، این آزمایش‌ها، وقوع $BCR-ABL$ بسیار نادر و غیر معمول که سایر اگزون‌ها (به عنوان مثال، نمونه‌های نادر) را درگیر می‌کنند را شناسایی نمی‌کند بنابراین به طور

کامل اختصاصی نیست، اما می‌تواند انواع فیوژن‌های $b2a2$ و $b3a2$ را شناسایی می‌کند. بنابراین اگر از لحاظ بالینی، شک به CML با رونوشت $BCR-ABL$ منفی وجود دارد، علاوه بر TaqMan کیفی تک مرحله‌ای بر اساس RT-PCR، توصیه به استفاده از یک روش دوم مانند Conventional RT-PCR، FISH یا مطالعات سیتوژنتیک مرسوم نیز می‌شود.

این کیت تنها برای مقاصد تشخیصی (IVD) برای تشخیص کیفی انواع متداول رونوشت‌های فیوژن $BCR-ABL^{p210}$ از جمله $b3a2$ و $b2a2$ در CML، ALL و AML ساخته شده است.

اصول انجام آزمایش:

شرکت AP-RAD، این کیت را برای تشخیص دقیق جابجایی بین کروموزوم ۹ و ۲۲ [$t(9;22)$] با رونوشت‌های فیوژن $BCR-ABL^{p210}$ در خون محیطی یا اسپیره مغز استخوان بیماران مشکوک به CML، ALL-BP یا AML ارائه داده است. تمام RNA ها از نمونه خون یا مغز استخوان بیمار در زمان تشخیص استخراج شده و mRNA ها تبدیل به cDNA شده‌اند و همزمان با واکنش PCR با پروب TaqMan در همان لوله انجام می‌شود. گزارش‌دهی نتایج به صورت کیفی و به یکی از حالات ذیل خواهد بود:

- رونویسی فیوژن ژن $BCR-ABL^{p210}$ تشخیص داده شده است.
- رونویسی فیوژن ژن $BCR-ABL^{p210}$ تشخیص نشده است.

محتویات کیت

شماره	محتویات	مقدار
۱	۲۴ میکروتیوب آماده برای استفاده در RT-PCR تک مرحله‌ای	۱۸ μ l
۲	کنترل مثبت $BCR-ABL^{p210}$	۱۵ μ l
۳	کنترل منفی	۱۵ μ l

مواد و ابزار مورد نیاز

- هر نوع دستگاه تایید شده و تحت کنترل Real Time PCR با کانال سبزی (FAM) و زرد (JOE، VIC، HEX).
- کیت استخراج RNA (در این کیت ارائه نشده است)
- تیپ‌ها (سر سمپلرها)
- میکروتوپ‌های ۰.۲ میلی لیتری عاری از RNase / DNase

نگهداری و انتقال کیت

- بهتر است محتویات کیت را در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضا درج شده بر روی بسته بندی کیت نگهداری کرد. از انجماد و ذوب مکرر اجزاء کیت، که می‌تواند منجر به کاهش کیفیت تشخیصی کیت گردد پرهیزید نمایید.
- بهتر است این کیت در دمای کم تر از ۲۰- درجه سانتیگراد حمل شود. در بهترین حالت، مشروط بر اینکه شرایط نگهداری کیت از لحاظ دما در محدوده استاندارد باشد کیت تا تاریخ انقضای درج شده بر روی بسته بندی آن، پایدار است. (۲۰- تا ± 5 درجه سانتیگراد)

نوع نمونه

۵ میلی لیتر خون کامل و یا ۳ میلی لیتر اسپیره مغز استخوان را در لوله های (EDTA) جمع آوری کنید (حداقل: ۱ میلی لیتر خون کامل یا ۱ میلی لیتر مغز استخوان قابل قبول است).

- به دلیل حفظ ثبات RNA، می‌بایست نمونه‌ها ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از جمع آوری، استخراج شوند.

آماده سازی بیمار: هیچگونه آماده سازی مورد نیاز نیست، تنها می‌بایست نمونه، پیش از شروع هر گونه درمان جمع آوری گردد. اگر بیمار هرگونه داروی TKI دریافت می کند می‌بایست آزمایشگاه بالینی از آن مطلع گردد.

دمای نگهداری/ انتقال: درون یخچال

ثبات نمونه:

- در دمای محیط یا اتاق: ۱ ساعت
- درون یخچال (۲-۸- درجه سانتیگراد): ۲۴ ساعت
- منجمد: غیر قابل پذیرش

شرایط عدم پذیرش نمونه:

- سرم یا پلاسما
- نمونه های جمع آوری شده در لوله ضد انعقادی غیر از EDTA.
- نمونه های به شدت همولیز شده.
- نمونه های منجمد یا لخته شده.

هشدارها

۱. کیفیت نمونه RNA از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند نتایج آزمایش را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور به حداقل رساندن تخریب RNA توسط ریبونوکلاز، توصیه می‌شود بلافاصله پس از جمع آوری نمونه، استخراج RNA آغاز گردد. هنگام کار با RNA، به منظور پیشگیری از آلودگی ریبونوکلاز از طریق دست، همیشه از دستکش استفاده کنید.

۲. RT-PCR روش بسیار حساسی است. بنابراین، می‌بایست جهت جلوگیری از دریافت نتایج مثبت کاذب ناشی از آلودگی با cDNA، RNA یا سایر محصولات PCR، اقدامات احتیاطی انجام گیرد. مجموعه ای از میکروپیتها، سر سمپلرهای دارای فیلتر، دستکش یکبار مصرف و روپوش آزمایشگاهی تمیز باید در آزمایشگاه در دسترس باشد. شیوه انجام کار می‌بایست به گونه‌ای سازماندهی گردد که مخلوط و محصولات واکنش فقط در جهت اتاق Master Mix به اتاق cDNA، به اتاق PCR و سپس به اتاق الکتروفورز حرکت کند. هرگز مخلوط یا محصولات واکنش را در جهتی خلاف آن چه ذکر شد حرکت ندهید.

۳. میزهای کار آزمایشگاه، پیتها و روپوش‌های آزمایشگاهی باید به طور منظم نظافت شوند.

۴. **اکیداً توصیه** به استفاده از سر سمپلرهای دارای فیلتر آئروسول در طی انجام تمامی پروسه های آزمایش می شود. بسیار مهم است که هنگام کار با لوله‌های حاوی RNA یا DNA، دستکش‌ها را مرتباً تعویض کنید. پس از انجام PCR، به منظور اجتناب از تخریب محصولات DNA در تعداد بالا می‌بایست درب لوله‌ها با احتیاط باز شوند.

ایمنی:

- پیش از انجام آزمایش، دستورالعمل را به صورت کامل مطالعه کنید.
- قبل از انجام آزمایش از ضدعفونی بودن محل انجام تست اطمینان حاصل کنید.
- تمامی نمونه‌ها را عفونی در نظر بگیرید.
- در تمام مراحل انجام آزمایش، از محافظ چشم و دستکش-های یکبار مصرف استفاده کنید.

شناسه‌های فنی

توالی هدف: رونوشت فیوژن $BCR-ABL^{P210}$ حاصل از جابه‌جایی بین کروموزوم ۹ و ۲۲

ویژگی‌ها: این کیت منحصراً قادر به شناسایی انواع متداول رونوشت های فیوژن $BCR-ABL^{P210}$ یعنی $(b2a2)$ و $(b2a2)$ در CML، ALL و AML است. ده مورد CML با استفاده از کیت RT-PCR کیفی تشخیص فیوژن $BCR-ABL^{P210}$ در مقایسه با Conventional RT-PCR آزمایش شدند و تطبیق ۱۰۰٪ نتایج حاصل شد. ده نمونه طبیعی و ده نمونه MPN non-CML شامل میلوپفیروز اولیه (PMF) و Essential Thrombocythemia (ET) با استفاده از این روش مورد بررسی قرار گرفت و هیچ واکنش مثبت کاذبی مشاهده نشد.



۰۲۱-۲۶۴۲۲۳۲۲

Co.ap-rad.com

order@co.ap-rad.com

تهران خیابان شریعی خیابان شهید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان

شمس تبریزی ساختمان بهاران پلاک ۱۴۸ واحد ۱

پروفایل واکنش حرارتی

جرخه	زمان	دما	
۱	۱۰ دقیقه	۵۰°C	Reverse transcription, RT
۱	۳ دقیقه	۹۵°C	Initial activation
۴۵	۱۰ ثانیه	۹۵°C	Denaturation
	۳۰ ثانیه	۶۰°C	Annealing/Extension

Run Settings	
Name	Gain
Green	۴
Yellow	۹

تجزیه و تحلیل داده ها و گزارش

نتایج با استفاده از نرم افزار دستگاه‌های Real Time PCR با مشاهده منحنی فلورسانس با خط ترشلد (آستانه) و مطابق دستورالعمل‌های دستگاه تفسیر می‌شود.

- حضور منحنی سیگنال فلورسنت در کانال زرد که از خط ترشلد (آستانه) NAGK (کنترل داخلی) عبور می‌کند باید در تمامی لوله‌ها نمایان شود (Ct: ۲۰-۳۰) به جز لوله NTC، و نشان دهد که RT و واکنش PCR به درستی انجام می‌شوند.
- در لوله کنترل مثبت، مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال سبز که از خط ترشلد (آستانه) عبور می‌کند (Ct: ۲۰-۳۰) به این معنی است که کنترل مثبت خوب است.
- در لوله های بیمار، مشاهده منحنی سیگنال فلورسنت در کانال سبز (Ct: ۲۰-۳۵) که از خط ترشلد (آستانه) عبور می‌کند به این معنی است که نتیجه مثبت است و باید به صورت زیر گزارش شود:

BCR-ABL^{P11۰} Fusion Transcripts detected

- در لوله های بیمار، مشاهده سیگنال فلورسنت در کانال سبز به صورت خط صاف و یا عدم عبور از خط ترشلد (آستانه) (Ct > ۴۰) or به این معنی است که نتیجه منفی است و باید به صورت زیر گزارش شود:

حساسیت: آزمایش رقت پلاسמיד های کنترل مثبت با فیوزن b2a2 تا میزان ۰.۵۶ copies μ l تشخیص داده شد که این امر، نشان‌دهنده حساسیت خوب کیت است حتی در بیماران با اندک رونوشت فیوزن RNA که این حالت به خصوص در بیمارانی که تحت درمان قرار دارند، غیر معمول نیست.

کنترل کیفیت: در این آزمایش، NAGK (N-acetylglucosamine kinase) به عنوان یک کنترل داخلی در همان لوله انجام خواهد شد.

تخلیص اسید نوکلئیک

RNA را می‌توان به طور مستقیم از نمونه خون محیطی جمع‌آوری شده در لوله حاوی ضد انعقاد EDTA و یا اسپیره مغز استخوان به وسیله کیت‌های استخراج RNA معتبر و یا روش های Homebrew، استخراج کرد. بافی کت و گرانولوسیت‌ها را می‌توان مورد استفاده قرار داد. کیفیت RNA استخراج شده می‌بایست خوب باشد (با توجه به غلظت و خلوص، ۲،۰ – ۱،۸ OD_{26۰/۲۸۰}) و با استفاده از بیوفوتومتر یا NanoDrop بررسی می‌شود.

TaqMan یک مرحله‌ای مبتنی بر روش RT-PCR کیفی

RT-PCR تک مرحله‌ای به روش زیر انجام می‌شود.

۱. به ترتیب میکروتیوب‌های آماده استفاده را به صورت دوتایی برای هر بیمار و به صورت تکی برای کنترل مثبت، کنترل منفی و بدون الگو (NTC) مرتب و برچسب‌گذاری کنید. **توجه:** برای دستیابی به نتایج قابل اعتماد و دقیق، تاکید بر تکرار انجام دو PCR برای هر بیمار می‌شود.
۲. تمام میکرو تیوب ها را در رک سرد قرار دهید.
۳. ۲ μ l آب مقطر استریل به لوله علامت‌گذاری شده NTC اضافه کنید.
۴. ۲ μ l کنترل منفی به لوله دارای برچسب کنترل منفی، اضافه کنید.
۵. ۲ μ l RNA بیمار را به دو لوله ای که نام بیمار بر روی آن نوشته شده است اضافه کنید.
۶. ۲ μ l کنترل مثبت به لوله دارای برچسب کنترل مثبت، اضافه کنید.
۷. مواد را با یکدیگر مخلوط کرده و برای مدت زمان کوتاهی بچرخانید.
۸. سپس آن را در دستگاه Real Time PCR قرار دهید و با توجه به دستورالعمل ذکر شده در برنامه واکنش حرارتی عمل کنید.

BCR-ABL^{P110} Fusion Transcripts not detected

جهت ارتباط با واحد پشتیبانی با شماره ۰۲۱-۲۶۴۲۲۹۴۰ تماس بگیرید.

- در غیاب NAGK یا کنترل داخلی، فلورسنت در تمامی لوله ها (به غیر از لوله NTC) افزایش می یابد و نباید در نتیجه آزمایش گزارش شود.
- در صورت وجود هر گونه افزایش فلورسنت در لوله NTC در هر دو کانال سبز و زرد می‌بایست آزمایش تکرار شده و مشکوک به بروز آلودگی است.
- در صورت وجود هر گونه افزایش فلورسنت در کنترل نرمال در کانال سبز، می‌بایست آزمایش تکرار شده و مشکوک به بروز آلودگی است.

تداخل:

هیچ گونه تداخلی با سایر ترانسلوکیشن ها مشاهده نشد. (سنجش اختصاصیت)








نکات مورد توجه




می‌بایست به تمام یافته های بالینی، داده های آزمایشگاهی و پارامترهای هماتولوژی نظیر CBC و مورفولوژی در تفسیر و اتخاذ تصمیم توجه شود.

دفع ضایعات:

- برای دفع ضایعات به قوانین مصوب وزارت بهداشت توجه کنید.
- در صورتی که ضایعات منشا انسانی یا حیوانی داشته باشند به عنوان مواد خطرناک زیستی شناخته شده و باید با احتیاط دفع گردند. در هنگام استفاده و یا دفع نمونه ها از اقدامات احتیاطی عمومی استفاده کنید.

علائم و توضیحات

Batch Number	LOT
REF	REF
تاریخ تولید	
تاریخ انقضا	
مطالعه بروشور	
استفاده در آزمایشگاه تشخیص طبی	
استفاده در آزمایشگاه تحقیقاتی	
شرایط نگه داری	
آدرس شرکت	

	۰۲۱-۲۶۴۲۲۳۶۲	Batch Number
	Co.ap-rad.com	REF
	order@co.ap-rad.com	Expiry Date
		Read Pack

تهران خیابان شریعتی خیابان شهید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی ساختمان بهاران پلاک ۱۴۸ واحد ۱