شرایط محیطی لازم برای نصب تیشوفلوت اتوکلین:

۱ .شرایط محیطی محل نصب

پارامتر	شرایط پیشنهادی
دمای محیط	حدود ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد
رطوبت نسبی	حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد، بدون میعان
تهویه	مناسب و متناسب با شرایط آزمایشگاه
سطح نصب	صاف، تراز، محکم و مقاوم در برابر حرارت
نور محیط	کافی برای مشاهده نمایشگر و کار با نمونه‌ها؛ دور از تابش مستقیم آفتاب
جریان هوا	دور از باد مستقیم کولر، فن یا دریچه تهویه
گردوغبار	کم و مطابق شرایط معمول محیط آزمایشگاهی
آب و رطوبت	محل نصب خشک، دور از پاشش آب و مایعات
فضای اطراف	فضای کافی برای کاربر، پرکردن مخزن،تخلیه، نظافت و سرویس دستگاه

۲ .شرایط برق و ایمنی

- پریز برق ارت دار و سالم، متناسب با ولتاژ و جریان درج‌شده روی پلاک دستگاه باشد.
- از چندراهی یا رابط برق نامناسب استفاده نشود.
- کابل برق در معرض آب، حرارت، کشیدگی یا رفت وآمد قرار نگیرد.
- پیش از اتصال برق، پنل، کابل و اطراف اتصالات کاملاً خشک باشند.
- دستگاه نزدیک سینک، محل شست وشو یا نقاطی که احتمال پاشش آب وجود دارد نصب نشود.

۳ .شرایط اختصاصی دستگاه اتوکلین

- سطح میز باید تحمل وزن دستگاه در حالت پر از آب را داشته باشد.
- دستگاه در محلی نصب شود که اپراتور بتواند به مخزن آب و پنل کنترل دسترسی ایمن داشته باشد.
- محل نصب باید امکان تخلیه و نظافت ایمن مخزن را فراهم کند.
- دستگاه دور از مواد قابل اشتعال و منابع گرمایی خارجی قرار گیرد.
- از نصب در محیط دارای بخارات خورنده یا مواد شیمیایی آسیب رسان به بدنه و قطعات الکتریکی خودداری شود.