

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه الکتروریس مدل ES2000

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه الکتروریس مدل ES 2000 به شرح ذیل می باشد:

۱ - اتاق آزمایشگاه به مساحت حداقل ۱۵ مترمربع و تهویه مناسب و دارای یک میز به ابعاد

۱×۲ متر مربع

۲ - برق تک فاز ۲۲۰ ولت حدود ۵ آمپر

۳ - وجود شبکه ارت مناسب