

کدفرم/ویرایش: F320/00	شرایط محیطی برای نصب دستگاه	شرکت دانش پژوهش فجر
-----------------------	-----------------------------	---------------------

شماره سریال :

نوع دستگاه : یخچال / فریزر 30-

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	خیر	بله		
		ok	سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل	1
		ok	سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن وسایل بسته بندی (چرخها- شیشه جلو- کلیه قطعات پنل برق و کنترل)	2
		ok	حداقل فاصله دستگاه از اطراف 35 سانتیمتر باشد	3
		ok	دمای محیط کار در رنج 2 ± 22 باشد	4
		ok	رطوبت محیط کار در رنج 10% الی 70%	5
		ok	در حد معمول تراز باشد	6
		ok	حداقل امکانات تهویه هوا موجود باشد	7
		ok	اطمینان از سالم بودن پریز مورد استفاده و همچنین earth آن (برای دستگاه یک پریز مستقل در نظر گرفته شود)	8
		ok	در صورت استفاده از سیم سیار از کابل (3 X 1 یک رشته earth) استفاده شود	9
		ok	در صورت نوسان برق بیشتر از حد مجاز از استابلایزر مناسب (با در نظر گرفتن استارت راه اندازی و توان مصرفی) استفاده شود	10

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :