

شرایط محیطی نصب دستگاه اسپکترومتر تحرک یونی با منبع الکترواسپری (مدل ESI-1400)

نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه اسپکترومتر تحرک یونی با منبع الکترواسپری (مدل ESI-1400) در تمامی آزمایشگاه‌های معمولی (نظیر آزمایشگاه‌های آنالیز ترکیبات و کنترل کیفی) قابل انجام بوده و نیازی به ایجاد شرایط ویژه وجود ندارد. البته گاز مصرفی دستگاه (نیتروژن) از طریق کپسول گاز تامین می‌شود.