

شرکت پویافرآزما

مشخصات فنی خط کش شاخصدار

- ✓ خط کش شاخصدار از جنس پلکسی گلاس مات دارای خط کش مدرج 0-100 cm با دقت 1mm
- ✓ پایه چدنی استوانه ای یا مثلثی کوچک
- ✓ ۲ عدد شاخص متحرک مغناطیسی با سرهای سر تیز رنگی
- ✓ میله آبکاری شده استیل
- ✓ وزن تقریبی ۲۰۰ گرم و ابعاد 1cm×6cm×120cm

محدوده های آزمایش:

در آزمایش هایی نظیر بررسی قانون هوک، آونگ ساده، تار و فنر مرتعش... لازمست از خط کش شاخص دار و دارای پایه سنگین استفاده شود. خط کش مدرج با پایه سنگین آزمایشگاهی، با بدنه فایبر گلاس و خط کشی شده توسط لیزر، دارای بدنه مگنتی و شاخص های مگنت دار یک وسیله آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه فیزیک ضروری می باشد. زیرا دانشجو در ابتدای ورود به کلاس های آزمایشگاه با دستگاه های اندازه گیری و نحوه کار آنها از جمله خط کش، کولیس، ریزسنج، ترازو، گوی سنج... آشنا می شود.

نگهداری و تعمیر:

۱. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
۲. فنرها را در محل های با رطوبت بالا و دارای گازهای خورنده قرار ندهید.
۳. وزنه هایی که به فنرها آویزان می نمایید بیشتر از حد توان فنر نباشد.
۴. برای بررسی نوسانات فنر، از نوسانات شدید خودداری نمایید.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،

۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
۳. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- محدوده دمایی بین ۵۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۲- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۵٪ - ۱۰٪
- ۳- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

جدول زمانبندی:

زمان	موضوع			
	۴	۳	۲	۱
تدارکات و خرید قطعات	۱ روز			
ساخت و مونتاژ دستگاه	۱ روز			
کالیبراسیون و کنترل کیفی	۱ روز			
تحویل دستگاه ها	۳ روز			

