



نانو شرق ابزار توس

آسیا سیاره ای پر انرژی

NANOSAT

Designer & Manufacturer of Nano Lab Research Products

**High Power Planetary Ball-Mill
PBM-210**



پیوست چهار

شرایط محیطی نصب

www.NanoSATco.com
NanoSATco@gmail.com

Nano SAT Helps You o the Best

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی

برای نصب و راه‌اندازی دستگاه آسیاب سیاره ای پر انرژی شرایط خاصی مورد نیاز نیست و موارد ذیل برای استفاده از سیستم کفایت می‌کند:

- 1- پریز برق تکفاز فاز برای راه‌اندازی دستگاه آسیاب سیاره ای پر انرژی
- 2- محیط آزمایشگاه از تهویه مناسب برخوردار باشد زیرا بخشی از بخارات مواد شیمیایی در فرآیندهای مکانوشیمیایی ممکن است وارد محیط آزمایشگاه شود.

نانو شرقی ابزار توس با مسئولیت محدود

NANOSAT

Designer & Manufacturer of Nano Lab Research Products



www.NanoSATco.com
NanoSATco@gmail.com

Nano SAT Helps You do the Best

شاهرود، بلوار دانشگاه، روبروی هتل پارامیدا
پارک علم و فناوری استان
مرکز رشد واحد های فناوری
شرکت نانو شرق ابزار توس
کد پستی: ۳۶۱۴۹۱۵۱۶۱
تلفکس: ۰۲۳-۳۲۳۹۷۸۰۵
همراه: ۰۹۱۲۲۷۳۱۵۱۷

Nano Shargh Abzar-e Toos Co.
Incubator Centre
Semnan Science & Technology Park
Shahrood, Iran
Postal Code: 3614915161
Telefax: +98-2332397805
Mobile: +98-9122731517

Nano Shargh Abzar-e Toos