

شرکت فرزانه آرمان



ویرایش: 1	شماره: 111		
Reagent	Safranin O solution according to Gram-Hucker	محلول سافرانین O برای گرام	نام معرف
Usage	bacteria staining according to Gram	استفاده جهت رنگ آمیزی باکتریها بر اساس گرام	کاربرد
	نرمالیتنه / مولاریته	110 میلی لیتر	حجم
تحت شرایط نرمال پایدار می باشد.			زمان پایداری
در مکان خشک و خنک و دور از مواد اکنده نگهداری شود.			شرایط نگهداری
<p>این رنگ به عنوان رنگ زمینه (counterstain) باکتری هایی که در مرحله رنگ بری به دلیل ضخامت کمتر در پوشش سلولی خود بی رنگ شده اند را قرمز می کند. به جای این رنگ از کربوفوشین در رنگ آمیزی گرام استفاده می شود به دلیل اینکه رنگ فوشین برخی باکتری ها شدیدتر از سافرانین می باشد.</p> <p>تفاوت سافارین O با سافارین چیست</p> <p>هیچ تفاوتی باهم ندارند و بعضی متون با نام سافارین و برخی متون دیگر با نام سافارین O می شناسند.</p>			توضیحات