

شرکت تجهیز گستر آزما

تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۶

(تولید تجهیزات آزمایشگاهی - دیونایزر)

شماره ثبت: ۱۰۲۷۲

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری بن ماری :

- ۱- بن ماری را در نزدیکی درب های اصلی یا جریان های هوایی و هواکش قرار ندهید
- ۲- بن ماری را بر روی سطحی صاف و در حالت تعادل قرار دهید
- ۳- از برق ۲۲۰ ولت و پریز ارت دار استفاده نمایید
- ۴- برای پر کردن بن ماری از آب مقطر استفاده نمایید

شرکت تجهیز گستر آزما
پزشکی - آزمایشگاهی - تصفیه آب
م پونک - بلوار عدل ۴۴۴۹۳۴۱۵