

# شرکت تجهیز گستر آزما

تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۶

( تولید تجهیزات آزمایشگاهی - دیوانیزر )

شماره ثبت: ۱۰۲۷۴

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری فور ( Oven ) :

- ۱- فور را در نزدیکی درب های اصلی یا جریانات هوایی و هواکش قرار ندهید
- ۲- فور را بر روی سطحی صاف و در حالت تعادل قرار دهید
- ۳- از گذاشتن مواد فرار و قابل اشتعال ( اتر، بنزین، الکل ) در داخل فور خودداری نمایید
- ۴- از برق ۲۲۰ ولت و پریز ارت دار استفاده نمایید

