

## شرکت پویا فرآزما

### دستگاه آزمایش حرکت پرتابی با زوایای مختلف

#### نگهداری و تعمیر:

1. گیره فکدار دستگاه بر روی یک میز ثابت محکم بسته شود.
2. دستگاه طوری تنظیم گردد که به سنسورها ضربه وارد نگردد.
3. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
4. دستگاه را در محل های با رطوبت بالا و دارای گازهای خورنده قرار ندهید.

