



نانو شرق ابزار توس

یخچال ازت مایع

NANOSAT

Designer & Manufacturer of Nano Lab Research Products

**Liquid Nitrogen Cryostat
LNC-200**



پیوست چهار شرایط محیطی نصب

www.NanoSATco.com
NanoSATco@gmail.com

Nano SAT Helps You o the Best

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی یخچال ازت مایع (سری LNC-200)

برای نصب و راه‌اندازی دستگاه یخچال ازت مایع شرایط خاصی مورد نیاز نیست و موارد ذیل برای استفاده از سیستم کفایت می‌کند:

1- میز کار آزمایشگاهی

2- پریز برق تکفاز فاز برای راه‌اندازی سیستم خلاء

3- مخزن ازت مایع (حداقل 15 لیتری)



NANOSAT

Designer & Manufacturer of Nano Lab Research Products



www.NanoSATco.com
NanoSATco@gmail.com

Nano SAT Helps You do the Best

شاهرود، بلوار دانشگاه، روبروی هتل پارامیدا
پارک علم و فناوری استان
مرکز رشد واحد های فناوری
شرکت نانو شرق ابزار توس
کد پستی: ۳۶۱۴۹۱۵۱۶۱
تلفکس: ۰۲۳-۳۲۳۹۷۸۰۵
همراه: ۰۹۱۲۲۷۳۱۵۱۷

Nano Shargh Abzar-e Toos Co.
Incubator Centre
Semnan Science & Technology Park
Shahrood, Iran
Postal Code: 3614915161
Telefax: +98-2332397805
Mobile: +98-9122731517

Nano Shargh Abzar-e Toos