

# شرکت فرزانه آرمان



ویرایش: 1	شماره: 115 و 116		
Reagent	Barritt's reagents VP-1 and VP-2	معرف باریت VP-1 و VP-2	نام معرف
Usage	Used to detect the presence of 2,3-butanediol produced from glucose in MRVP broth	استفاده در تست Voges-Proskauer برای شناسایی 2,3 بوتان دی اول تشکیل شده از گلوکز در محیط کشت MRVP	کاربرد
	نرمالینته / مولاریته	100 میلی لیتر	حجم
		محلول A برای ۴ ماه پایدار می باشد. محلول B برای ۶ ماه پایدار می باشد.	زمان پایداری
		در بطری در بسته دمای ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد نگهداری گردد از نور محافظت گردد	شرایط نگهداری
	acetylmethylcarbinal	برای تعیین توانایی برخی از موجودات زنده برای تولید محصول نهایی acetoin)، از تخمیر گلوکز می باشد.	توضیحات