

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی حیوانی

تجهیزات لازم برای راه اندازی کامل دستگاه eLab2(Electromodule)/eLab4/eLab mini/eLab nano

شرایط محیطی و امکانات آزمایشگاهی (وسائل جانبی)

اتاق آزمایشگاهی مناسب تحقیقات حیوانی (داشتن چاه ارت مناسب جهت کاهش نویز برق شهر)

میز کار

ست جراحی حیوانات کوچک آزمایشگاهی

قفس فارادی به ابعاد ۱متر / ۱متر/ عمق ۸۰سانتی متر (ثبت نورو الکتروفیزیولوژی حیوانی)- کف قفس فارادی با سنگ پوشیده شود- تصویر ۱-۱

داروی بیهوشی مناسب برای طرح تحقیقاتی

کامپیوتر با مشخصات زیر

| | | |
|--------------|------------------|---|
| Requirements | PC | CPU : 2core, 2Ghz, memory : 2GB Graphic : 1024,768 Audio : Internal or external sound card |
| | Operating System | Windows 7 |
| | Software | Dotnet Framework 4 or higher |

ثبت *In vitro* بیهوش موش صحرایی

ثبت تک واحدی

استروتکس حداقل یک بازو + میکرو درایو

ثبت پتانسیل میدانی

استروتکس دو بازو

