

# کیت TLC

شماره کاتالوگ : BTK-52131

## (تشخیص سوء مصرف دارو و مواد مخدر)

در مراکز بهداشتی و سازمانهای ذیصلاح برای شناسایی افراد مشکوک به مصرف مواد مخدر پس از انجام تست غربالگری، جهت پاسخ تکمیلی و دقیق تر از کیت های TLC استفاده می شود.

### کیت های TLC تولیدی این شرکت از مزایای زیر برخوردار است:

- ۱- استفاده ساده، سریع، دقیق با تعداد مراحل آزمون کمتر نسبت به کیت های متداول
- ۲- امکان جدا سازی و تشخیص همزمان ۸ نوع ماده مخدر در نمونه ادرار انسانی (مورفین، کدئین، آمفتامین، مت آمفتامین، نیکوتین، بوپرونورفین، ترامادول، متادون)
- ۳- صفحه TLC از جنس آلومینیومی مرغوب جهت کاهش زمان آزمون
- ۴- رنگ آمیزی یک مرحله ای صفحه TLC و تشکیل باندهای واضح از مواد مخدر با RF اختصاصی برای بررسی و پاسخ دقیق تر
- ۵- لوله های نمونه از جنس پلاستیکی در کیت تعبیه شده برای استفاده ساده تر و ایمن تر

