

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری  
Environmental Condition  
دستگاه شستشوی مغزه با استفاده از استخراج کننده سوکسله  
Soxhlet Extractor(SO-R30)



شماره ثبت: ۲۹۶۶۴

- ✓ محل نصب که تهویه مناسب داشته باشد.
- ✓ آب شهری و سینک آزمایشگاهی
- ✓ فضای آزمایشگاهی ۳۰۰ × ۲۰۰ × ۲۰۰ سانتی متر
- ✓ برق شهری
- ✓ حلال (حداقل ۵ لیتر)
- ✓ نمونه مغزه (۱/۵ in یا تمام مغزه)