

شرکت مهندسی تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته دوستان

بسمه تعالی

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

نام محصول: **الکترولیت آنالایزر** مدل: **ALIISE02**

حیطه کاربری: تمامی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

شرایط محیطی مناسب جهت نصب دستگاه

- ۱- دستگاه باید روی میزی محکم و پایدار و بدون لرزش نصب گردد.
- ۲- محل نصب این دستگاه بایستی از تجهیزاتی که ایجاد لرزش و یا میدان الکترومغناطیسی قوی می نمایند دور باشد.
- ۳- محیط بایستی بدون گرد و غبار ، و دور از تداخل امواج الکترومغناطیسی باشد.
- ۴- از قراردادن دستگاه در مقابل آفتاب یا منبع تولید گرما و یا سرما جداً خودداری نمایید.
- ۵- دمای محیط بایستی بین ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد بوده و رطوبت هوا کمتر از ۸۵ درصد باشد.
- ۶- برق ورودی دستگاه بایستی پایدار و بدون نوسان باشد.
- ۷- سیم ارت روی بدنه دستگاه حتماً باید به طور صحیح نصب شود.

با تشکر

مرتضی کهندانی

مدیرعامل

