

شرکت پویافر آزما

مشخصات فنی دستگاه میز اپتیکی ۱*۱

شرایط کالیبراسیون:

- ✓ تراز بودن میز اپتیکی بسیار مهم می باشد. این میز مجهز به سیستم پنوماتیک برای تراز نمودن میز در هر سطحی می باشد.
- ✓ پس از قرار دادن میز در مکان مشخص، موتور مخصوص همراه میز را روشن نمایید تا میز بصورت خودکار تراز گردد.

آزمون تحویل دهی:

- ✓ میز اپتیکی توسط نماینده شرکت در محل دانشگاه تحویل داده می شود.

محدوده های آزمایش:

این شرکت به دلیل در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آلات برش و ماشینکاری دقیق و پرسنل مجرب و با اتکا به امکانات داخل کشور، توانایی ساخت میز های اپتیکی بر طبق سفارش جهت رفع نیاز آزمایشگاه های اپتیک و لیزر را دارا میباشد.

راهنمای کاربری:

میز در کارخانه ساخته و در محل مورد نظر خریدار قرار می گیرد. پایه ها بطور اتوماتیک تراز می گردد و کابری می تواند قطعات اپتیکی، لیزر، لامپ های آزمایشگاهی را روی آن قرار داده و آزمایش را انجام دهد.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب

۴. دستگاه‌هایی که دست کاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی به شرح ذیل می‌باشد:

۱. دمای ۵۰ درجه و رطوبت ۷۰ درصد