



شرکت مهندسی زیست سرآمد

Saramad Bio-engineering Co.

سازنده تجهیزات آزمایشگاهی عمومی و تخصصی حوزه زیست فناوری

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه

**نکات مهم پیرامون دستگاه کدورت سنجی:**

از آب مقطر و صابون برای شستشوی کانال دستگاه استفاده کنید.

پمپ دستگاه کدورت سنجی نباید بدون ورود و خروج سیال روشن شود.

برای هر نمونه ماده باید قبل از اندازه گیری کالیبراسیون انجام شود.

**نحوه نگه داری از دستگاه کدورت سنجی :**

دستگاه شرایط نگهداری خاصی ندارد اما باید بعد از اندازه گیری نمونه، کانال دستگاه با آب مقطر و صابون و با گردش آب صابون در دستگاه و نهایتاً شستشو با آب مقطر تمیز شود.

تهران - خیابان آزادی - خیابان حبیب الله - پلاک ۹۵

تلفن : ۰۲۱ - ۶۶۰۳۱۴۸۴

[www.saramad-group.ir](http://www.saramad-group.ir)