



زیست فرآیند صنعت صبا (تاسیس ۱۳۸۵)

Zist Farayand Sanat Saba (ZFSS) Co. Ltd.

## نصب دستگاه SabaFeed 110

### نصب

این دستگاه با برق ۲۲۰ متناوب (۵۰ هرتز) کار می کند.

توجه: از وجود اتصال به زمین مطمئن شده و از محافظ برق استفاده کنید.

هشدار: هیچ کس به جز یک تعمیرکار حرفه ای الکترونیکی یا برقی نباید قسمت های برقی و اساسی دستگاه را دست کاری کند.

### نگهداری

تمیز کردن صفحه کنترل جلوی دستگاه (صفحه نمایش) نباید توسط افراد غیر متخصص تعمیر شود. برای تمیز کردن لکه ها از روی صفحه کنترل، از یک پارچه نرم و مرطوب استفاده نموده و سپس آن را با پارچه نرم خشک کنید. برای تمیز کردن صفحه کنترل از مواد پاک کننده استفاده نکنید.

### حمایت تکنیکی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد رفع مشکلات و یا تعویض صفحه نمایش با شرکت زیست فرآیند صنعت صبا تماس بگیرید.

**نشانی:** تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، شرکت

زیست فرایند صنعت صبا

کد پستی ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱- صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۶۱،

تلفکس: ۰۲۱-۴۴۷۸۷۳۳۰ [www.zfs-saba.com](http://www.zfs-saba.com)

**نشانی:** تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، شرکت

زیست فرایند صنعت صبا

کد پستی ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱- صندوق پستی ۱۶۱/۱۴۹۶۵،

تلفکس: ۰۲۱-۴۴۷۸۷۳۳۰ [www.zfs-saba.com](http://www.zfs-saba.com)