

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری زدایش عمودی عمیق با یون فعال لوتوس

محیط آزمایشگاه باید فضایی به مساحت حداقل ۲۵ متر مربع باشد تا کاربر بتواند به راحتی از دستگاه استفاده نماید.

محل نصب دستگاه بایستی از قبل مشخص باشد و بعد از نصب از جابجا کردن دستگاه پرهیز شود.

همچنین ضروری است که محل قرارگیری دستگاه، دارای تهویه مناسب باشد و در هنگام کارکرد، تهویه نیز روشن باشد.

لازم است آزمایشگاه دارای دسترسی به شبکه برق رسانی باشد.