



پوست:

تاریخ:

شماره:

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری:

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی نصب می شود
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر
- برق ۲۲۰ ولت با محافظ دستگاههای الکترونیکی ۵۰۰ وات
- گریسکاری منظم و سالانه بلبرینگ ها و چرخ دنده ها

شرایط کالیبراسیون:

- دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

آزمون های تحویل دهی

- دستگاه با انجام آزمایش های استاندارد تعلیق نمونه های پساب تحویل می گردد.
- بررسی دقت چرخش همزن ها و کارایی آنها در آزمایشات طولانی مدت (کار مداوم به مدت ۶ ساعت) در هنگام تحویل از جمله آزمون های تحویل دهی هستند