

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی

هود شیمی :

این دستگاه بوسیله لوله پلیکا نصب شده بر روی فن ، بخارات اسیدی را به خارج ساختمان منتقل میکند. لذا در صورتیکه در آزمایشگاه خروجی مناسب وجود داشته باشد ، دستگاه مجاور خروجی نصب می شود. در غیر اینصورت هود در کنار پنجره قرار داده شده و خروج لوله از این طریق تامین می شود. لذا وجود خروجی یا پنجره در آزمایشگاه ضروری است.