

## مرکز تجهیزات آزمایشگاهی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی

هود شیمی :

این دستگاه بوسیله لوله پلیکا نصب شده بر روی فن ، بخارات اسیدی را به خارج ساختمان منتقل میکند.

لذا در صورتیکه در آزمایشگاه خروجی مناسب وجود داشته باشد ، دستگاه مجاور خروجی نصب می شود.

در غیر اینصورت هود در کنار پنجره قرار داده شده و خروج لوله از این طریق تامین می شود.

لذا وجود خروجی یا پنجره در آزمایشگاه ضروری است.

محل خروج لوله حداقل باید 5/1 متر از محل نصب کولر یا سیستمهای تهویه دیگر فاصله داشته باشد.