

## 50 bp DNA Ladder, 500µl, 50 µg/500µl

DNA مارکر 50 bp ، مارکری همراه با loading dye برای لود مستقیم بر روی ژل است. این مارکر از 17 قطعه DNA به طول 1.1k، 1.2k، 1.5k، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900 و 50 جفت بازی تشکیل شده است. این محصول دارای دو باند تقویت شده در طول 200 و 500 جفت بازی برای بررسی راحت تر نمونه لود شده است. در این مارکر از Loading Dye استفاده شده است.

در هنگام انجام ژل الکتروفورز لازم است که میزان 5 میکرولیتر از نمونه در چاهک مربوط به مارکر لود شود.

**Pishgam**  
Biotech Co.

*Making Science Taste Better*

**شرکت زیست فناوری پیشگام**

تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع خیابان شهید نکوری، شماره ۲۸۱، ساختمان رز، واحد ۷

تلفن: ۸۸۰۱۴۳۹۳ دورنگار: ۸۸۰۱۴۴۱۸

[www.pishgambc.com](http://www.pishgambc.com)

[info@pishgambc.com](mailto:info@pishgambc.com)