

دارای شرایط محیطی خاصی بمنظور نصب و راه اندازی نمی باشد و در محیط های بیمارستانی باید نکات لازم از حیث تمیز نمودن دستگاه از جمله عدم پاک کردن دستگاه با مواد ضد عفونی کننده جهت جلوگیری از آسیب دستگاه رعایت گردد.

و از نفوذ آب به داخل دستگاه جلوگیری و از ضربه و هرگونه دستکاری جدا خودداری شود.

این دستگاه دارای کارت حافظه داخلی می باشد که بمنظور انتقال اطلاعات به داخل کامپیوتر قبل از خارج نمودن کارت حافظه دستگاه از پریز برق جدا شود.