


مجموعه آموزشی پنوماتیک

(QV-PNA)



شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی پنوماتیک به شرح ذیل میباشد:

- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از و سیمها و کابل‌های فشار قوی و با دمای حداکثر ۵۵ درجه
- وجود برق تک فاز 220VAC
- وجود یک دستگاه کامپیوتر
- وجود یک عدد پمپ باد 10 بار

نصب و راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی در شرایط ذیل پیشنهاد نمی شود :

● محیط *Out door*

● محیط با رطوبت بالا

● محیط با دمای بالا

● محیط با نویزپذیری بالا و برق فشار قوی