

دستگاه به صورت رومیزی ارائه می شود و نیاز به نصب ندارد.
با توجه به ابعاد دستگاه میز استاندارد آزمایشگاهی با ابعاد حد اقل یک متر در یکو نیم متر نیاز می باشد.
کیسول هوای فشرده جهت اتصال به دستگاه مود نیاز است.
وجود اتصال زمین مناسب در سیستم برق آزمایشگاه الزامی است.
کارکرد صحیح و طول عمر دستگاه در محیط آزمایشگاهی با دما و رطوبت استاندارد و عاری از گرد و غبار تضمین می گردد.