

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه الکتروریس هیبریدی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه الکتروریس نازل دار به شرح ذیل می باشد:

۱ - اتاق آزمایشگاه به مساحت حداقل ۱۵ مترمربع و تهویه مناسب و دارای یک میز به ابعاد

۱×۱ متر مربع

۲ - برق تک فاز ۲۲۰ ولت حدود ۶ آمپر جریان

۳ - وجود چاه ارت مناسب.