



Robotics & Medical Innovators

شرایط محیطی و نگهداری محصول

بهترین شرایط محیطی نگهداری و استفاده از مجموعه به شرح زیر می باشد:

- مجموعه در دمای اتاق نگهداری شود.
- مولاژ به دور از نور مستقیم آفتاب و یا حرارت مستقیم قرار داده شود.
- در صورت روغنی بودن سطح مولاژ از پودر تالک قبل از استفاده از مجموعه بهره برده شود.
- برای تمیز کردن سطح مولاژ فقط از الکل سفید استفاده شود.