

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه
گلوباکس مدل HSM – vBOX 2



- ✓ میز آزمایشگاهی با ابعاد حداقل 130×70 سانتی متر و ارتفاع ۸۵ سانتی متر با تحمل وزن حداقل ۱۲۰ کیلوگرم
- ✓ یک پریز برق برای دستگاه و در صورت لزوم یک پریز برای پمپ خلاء همراه دستگاه
- ✓ فضای 40×40 سانتی متر برای قرار گرفتن پمپ خلاء در کنار دستگاه و در فاصله حد اکثر ۱ متر از میز دستگاه
- ✓ فضای 40×40 سانتی متر برای قرار گرفتن کپسول گاز مورد استفاده در گلوباکس و در فاصله حد اکثر ۱ متر از میز دستگاه